



STERILISATIONSCONTAINER  
STERILIZATION CONTAINER  
CONTENEUR DE STERILISATION  
CONTENEDOR DE ESTERILIZACION



# ELCON 560E

wide range of top quality instruments



ELCON was founded in the year 1977 by Mr. H.R. Jakobi and a group of professionals with experience of many years in the field of surgical instruments.

All activities and products of ELCON are part of a continuous quality and safety control.

We are certified according to EN ISO 13485 and FDA registered.  
Downloads under: [www.elcon-medical.com](http://www.elcon-medical.com)

## **561 - 562**

### **STERILISATIONSCONTAINER STERILIZATION CONTAINER CONTENEUR DE STERILISATION CONTENEDOR DE ESTERILIZACION**

Die aktuellen Informationen bezüglich der Risikoklasse der ELCON Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter „Produkt finden“

You can find the latest information on risk classes of ELCON products on our homepage under “Find product.”

Las informaciones actualizadas sobre la clase de riesgo de los productos ELCON se encuentran en nuestra página web bajo „Buscar producto“

Vous trouverez les informations actuelles concernant la classe de risque des produit ELCON sur notre page d'accueil, sous la rubrique „Trouver un produit“



Grau dargestellte Artikelnummern bezeichnen „distributed by ELCON“ Produkte

Article numbers shown in grey indicate „distributed by ELCON“ products

Los numeros de articulos mostrados en gris indican productos „distribuidos por ELCON“

Les numéros d'articles affichés en gris indiquent les produits „distribués par ELCON“

	ÜBERSICHT CONTENTS	CONTENIDO CONTENU	Seite Page
	„FILTER“ „FILTER“	„FILTRE“ „FILTRO“	CON 2 - 8
	“VENTIL - BIO BARRIER“ “VALVE - BIO BARRIER“	“VALVE - BIO BARRIER“ “VALVULA - BIO BARRIER“	CON 2 - 8
	“MODULAR“	“MODULAR“	CON 9 - 15
	“MINI“	“MINI“	CON 16
	“DENTAL“	“DENTAL“	CON 17
	“FLAT“	“FLAT“	CON 18
	“IMPLANT & ENDO“	“IMPLANT & ENDO“	CON 19 - 20
	“PLASMA“	“PLASMA“	CON 21 - 22
	“SIEBKÖRBE“ “BASKETS“	“PANIERS“ “GESTAS“	CON 24 - 26
	“ZUBEHÖR“ “ACCESSORIES“	“ACCESSOIRES“ “ACCESORIOS“	CON 27 - 32

## USABILITY OF OUR STERILIZATION CONTAINERS FOR STEAM STERILIZATION <sup>1)</sup> as per DIN 58953 part 9 / DIN 58952 part 1

Packaging according to EN 868-8 Verpackung gemäß EN 868-8		Steam sterilization procedure according to EN 285 Dampfsterilisationsverfahren nach EN 285				
Description Beschreibung	packing symbol	Gravitation	Pre-Vacuum	Fractionated Vacuum	Preliminary Fractionated injection	Steam Injection
Textiles, in sterilization container with filter in lid and bottom Textilien, in Sterilisiercontainer mit Filter im Deckel und Boden		+	+	+	+	+
		○	○	+	+	+
Textiles, in sterilization container with filter in lid, non perforated bottom Textilien, in Sterilisiercontainer mit Filter im Deckel, nicht perforierter Boden		-	-	+	+	+
		-	-	+	+	○
Textiles, in sterilization container with filter in bottom, non perforated lid Textilien, in Sterilisiercontainer mit Filter im Boden, nicht perforierter Deckel		○	+	+	+	+
		-	○	+	+	+
Instruments in wire basket, in sterilization container with filter in lid and bottom Instrumente im Drahtkorb, in Sterilisiercontainer mit Filter im Deckel und Boden		+ <sup>3)</sup>	+	+	+	+
Instruments in wire basket, in sterilization container filter in lid and non perforated bottom Instrumente im Siebkorb, in Sterilisiercontainer mit Filter im Deckel und nicht perforiertem Boden		-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>
Instruments in wire basket, in sterilization container with filter in bottom and non perforated lid Instrumente im Siebkorb, in Sterilisiercontainer mit Filter im Boden und nicht perforiertem Deckel		○	+	+	+	+
Textiles, in sterilization container with valve in lid and bottom Textilien, im Sterilisiercontainer mit Ventil im Deckel und Boden		-	○	+	+	○
		-	-	+	+	○
Textiles, in sterilization container with valve in lid, bottom without valve Textilien, im Sterilisiercontainer mit Ventile im Deckel, Boden ohne Ventil		-	-	+	+	-
		-	-	+	+	-
Instruments in wire basket, in sterilization container with valve in lid and bottom Instrumente im Siebkorb, in Sterilisiercontainer mit Ventil im Deckel und Boden		-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>
Instruments in wire basket, in sterilization container with valve in lid, bottom without valve Instrumente im Siebkorb, in Sterilisiercontainer mit Ventil im Deckel, Boden ohne Ventil		-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>

Explanation of the symbols: **+** applicable      **-** not applicable      **○** limited applicability

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization container for standardized steam sterilization procedures.

2) Only sterilization container guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable.

3) Gravitation processes without a drying device do not guarantee a sufficient post-drying effect.

# ELCON 560

CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO


## Filter PAPER single use / PTFE 2000 cycles

Special lid design for stackability!

Optional OEM marking possibility!

Locking mechanism ensures better grip with its flexible design structure including 2 springs inside and performing "singlestep" movement.

Heat sensitive modular auto lock mechanism offers safer result for sterilization process.



Internal gasket of the lid assures safe seal of the container. Wide

Corrosion resistant lid and bottom made of 2 mm high quality special alloy aluminium!

Wide, special design, silicone coated handles let easy and safe handling of the container and avoids hand injuries. 8 different colors available.

Face plates on both sides of the container are made of one single piece!


Identification labels can be marked with up to 18 - 24 letters.

Sealed filter retainers having 2 springs inside and pretensioning feature enable fast, easy and secure change of the filters by seating solidly on the surface.


**PAPER** single use




**PTFE** 2000 cycles




## Valve > 5000 cycles




1. Vor dem Sterilisieren sind die Ventile in Ruhestellung.
1. Before sterilization the valves are in resting position.
1. Avant le procédé de stérilisation les soupapes sont en position de repos.
1. Antes de la esterilización, las válvulas están en posición de reposo.




2. Der Unterdruck während der Vakuumphase bewirkt die vollkommene Ventilöffnung, wodurch die Luft aus dem Container strömen kann.
2. Due to the vacuum applied during sterilization, the valves open completely and the dry air escapes.
2. Par le vacuum appliqué pendant la stérilisation, les soupapes s'ouvrent complètement et l'air sec s'échappe.
2. Por el vacío aplicado durante la esterilización, las válvulas se abren completamente y el aire seco se escapa.



3. Nach Abschluss der Vakuumphase öffnet sich das Gegenventil. Dampf strömt in den Container, die Sterilisation beginnt.
3. When the dry air has escaped completely, the counter-valve opens, lets in the steam and the sterilizing cycle can start.
3. Dès que l'air sec s'est échappé complètement, la contre-soupape s'ouvre, la vapeur entre et le cycle de stérilisation peut commencer.
3. Cuando el aire seco se ha escapado por completo, el contra-válvula se abre, deja entrar el vapor y el ciclo de esterilización puede comenzar.



4. Am Zyklusende neutralisiert sich der Druck und die Ventile schließen wieder, um das Sterilgut zu schützen.
4. When the sterilization cycle is over, the pressure is levelled and the valves of the barrier model container will close.
4. Quand le cycle de stérilisation est fini, la pression est équilibrée et les soupapes du container se ferment.
4. Cuando el ciclo de esterilización termina, la presión se nivela y las válvulas del contenedor modelo de barrera se cerrará.



5. Die Ventile sind wieder im Ausgangszustand.
5. Now the valves are in resting position again.
5. Maintenant les soupapes sont en position de repos de nouveau.
5. Ahora las válvulas están en posición de reposo de nuevo.


# ELCON 560

CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO


„FILTER“ & „VENTIL - BIO BARRIER“  
„FILTER“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRE“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRO“ & „VALVULA - BIO BARRIER“

## 1/2 SIZE CONTAINER


Boden / Bottom / Fond / Fondo




Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



Boden mit Filter  
Bottom with filter  
Fond avec filtre  
Fondo con filtro



Boden mit Ventil  
Bottom with valve  
Fond avec valve  
Fondo con valvula



h 96 mm  
h 116 mm  
h 138 mm  
h 185 mm  
h 235 mm

h² 90 mm **562-5310-B**  
h² 110 mm **562-5313-B**  
h² 132 mm **562-5315-B**  
h² 179 mm **562-5320-B**  
h² 229 mm **562-5326-B**

h² 78 mm **562-5310-BF**  
h² 99 mm **562-5313-BF**  
h² 121 mm **562-5315-BF**  
h² 167 mm **562-5320-BF**  
h² 218 mm **562-5326-BF**

h² 78 mm **562-5310-BV**  
h² 99 mm **562-5313-BV**  
h² 121 mm **562-5315-BV**  
h² 167 mm **562-5320-BV**  
h² 218 mm **562-5326-BV**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



**562-5752**  
paper, single use



**562-5753**  
PTFE, 2000 cycles

**FILTER LID**



**SAFETY LID**  
for FILTER LID



**VALVE LID**  
(Bio Barrier)



**SAFETY LID**  
(for VALVE LID)



**562-5301-LFS**  
 **562-5301-LFY**  
 **562-5301-LFG**  
 **562-5301-LFB**  
 **562-5301-LFR**  
 **562-5301-LFD**  
 **562-5301-LFP**  
 **562-5301-LFM**

**562-5300-LFSS**  
**562-5300-LFSY**  
**562-5300-LFSG**  
**562-5300-LFSB**  
**562-5300-LFSR**  
**562-5300-LFSD**  
**562-5300-LFSP**  
**562-5300-LFSM**

**562-5300-LVS**  
**562-5300-LVY**  
**562-5300-LVG**  
**562-5300-LVB**  
**562-5300-LVR**  
**562-5300-LVD**  
**562-5300-LVP**  
**562-5300-LVM**

**562-5300-LVSS**  
**562-5300-LVSY**  
**562-5300-LVSG**  
**562-5300-LVSB**  
**562-5300-LVSR**  
**562-5300-LVSD**  
**562-5300-LVSP**  
**562-5300-LVSM**


CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO

„FILTER“ & „VENTIL - BIO BARRIER“  
„FILTER“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRE“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRO“ & „VALVULA - BIO BARRIER“


# ELCON 560

## 3/4 SIZE CONTAINER


Boden / Bottom / Fond / Fondo




Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



Boden mit Filter  
Bottom with filter  
Fond avec filtre  
Fondo con filtro



Boden mit Ventil  
Bottom with valve  
Fond avec valve  
Fondo con valvula



h 96 mm

h² 90 mm **562-5410-B**

h² 78 mm **562-5410-BF**

h² 78 mm **562-5410-BV**

h 116 mm

h² 110 mm **562-5413-B**

h² 99 mm **562-5413-BF**

h² 99 mm **562-5413-BV**

h 138 mm

h² 132 mm **562-5415-B**

h² 121 mm **562-5415-BF**

h² 121 mm **562-5415-BV**

h 185 mm

h² 179 mm **562-5420-B**

h² 167 mm **562-5420-BF**

h² 167 mm **562-5420-BV**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



**562-5752**  
paper, single use



**562-5753**  
PTFE, 2000 cycles

**FILTER LID**



**SAFETY LID**  
for FILTER LID



**VALVE LID**  
(Bio Barrier)



**SAFETY LID**  
(for VALVE LID)



Grey	<b>562-5401-LFS</b>
Yellow	<b>562-5401-LFY</b>
Green	<b>562-5401-LFG</b>
Blue	<b>562-5401-LFB</b>
Red	<b>562-5401-LFR</b>
Black	<b>562-5401-LFD</b>
Magenta	<b>562-5401-LFP</b>
Brown	<b>562-5401-LFM</b>

Grey	<b>562-5400-LFSS</b>
Yellow	<b>562-5400-LFSY</b>
Green	<b>562-5400-LFSG</b>
Blue	<b>562-5400-LFSB</b>
Red	<b>562-5400-LFSR</b>
Black	<b>562-5400-LFSD</b>
Magenta	<b>562-5400-LFSP</b>
Brown	<b>562-5400-LFSM</b>

Grey	<b>562-5400-LVS</b>
Yellow	<b>562-5400-LVY</b>
Green	<b>562-5400-LVG</b>
Blue	<b>562-5400-LVB</b>
Red	<b>562-5400-LVR</b>
Black	<b>562-5400-LVD</b>
Magenta	<b>562-5400-LVP</b>
Brown	<b>562-5400-LVM</b>

Grey	<b>562-5400-LVSS</b>
Yellow	<b>562-5400-LVSY</b>
Green	<b>562-5400-LVSG</b>
Blue	<b>562-5400-LVSB</b>
Red	<b>562-5400-LVSR</b>
Black	<b>562-5400-LVSD</b>
Magenta	<b>562-5400-LVSP</b>
Brown	<b>562-5400-LVSM</b>


# ELCON 560

CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO


„FILTER“ & „VENTIL - BIO BARRIER“  
„FILTER“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRE“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRO“ & „VALVULA - BIO BARRIER“

## 1/1 SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo



Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



Boden mit Filtern  
Bottom with filters  
Fond avec filtres  
Fondo con filtros



Boden mit Ventilen  
Bottom with valves  
Fond avec valves  
Fondo con valvulas



h 96 mm  
h 116 mm  
h 138 mm  
h 185 mm  
h 235 mm

h² 90 mm **562-5610-B**  
h² 110 mm **562-5613-B**  
h² 132 mm **562-5615-B**  
h² 179 mm **562-5620-B**  
h² 229 mm **562-5626-B**

h² 78 mm **562-5610-BF**  
h² 99 mm **562-5613-BF**  
h² 121 mm **562-5615-BF**  
h² 167 mm **562-5620-BF**  
h² 218 mm **562-5626-BF**

h² 78 mm **562-5610-BV**  
h² 99 mm **562-5613-BV**  
h² 121 mm **562-5615-BV**  
h² 167 mm **562-5620-BV**  
h² 218 mm **562-5626-BV**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



**562-5752**  
paper, single use



**562-5753**  
PTFE, 2000 cycles



562-5601-LFS  
562-5601-LFY  
562-5601-LFG  
562-5601-LFB  
562-5601-LFR  
562-5601-LFD  
562-5601-LFP  
562-5601-LFM

562-5600-LFSS  
562-5600-LFSY  
562-5600-LFSG  
562-5600-LFSB  
562-5600-LFSR  
562-5600-LFSD  
562-5600-LFSP  
562-5600-LFSM

562-5600-LVS  
562-5600-LVY  
562-5600-LVG  
562-5600-LVB  
562-5600-LVR  
562-5600-LVD  
562-5600-LVP  
562-5600-LVM

562-5600-LVSS  
562-5600-LVSY  
562-5600-LVSG  
562-5600-LVSB  
562-5600-LVSR  
562-5600-LVSD  
562-5600-LVSP  
562-5600-LVSM


CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO

„FILTER“ & „VENTIL - BIO BARRIER“  
„FILTER“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRE“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRO“ & „VALVULA - BIO BARRIER“


**ELCON**  
**560**

**EXTRA LONG SIZE CONTAINER**

**Boden / Bottom / Fond / Fondo**



Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



h<sup>2</sup> 128 mm **562-5715-B**

h<sup>2</sup> 185 mm **562-5720-B**

Boden mit Filtern  
Bottom with filters  
Fond avec filtres  
Fondo con filtros



h<sup>2</sup> 117 mm **562-5715-BF**

h<sup>2</sup> 173 mm **562-5720-BF**

Boden mit Ventilen  
Bottom with valves  
Fond avec valves  
Fondo con valvulas



h<sup>2</sup> 111 mm **562-5715-BV**

h<sup>2</sup> 170 mm **562-5720-BV**

h 134 mm

h 191 mm

h 145 mm

h 203 mm

**Deckel / Lid / Couvercle / Tapa**



**562-5752**  
paper, single use



**562-5753**  
PTFE, 2000 cycles

**FILTER LID**



**VALVE LID  
(Bio Barrier)**



- 562-5701-LFS**
- 562-5701-LFY**
- 562-5701-LFG**
- 562-5701-LFB**
- 562-5701-LFR**
- 562-5701-LFD**
- 562-5701-LFP**
- 562-5701-LFM**

- 562-5700-LVS**
- 562-5700-LVY**
- 562-5700-LVG**
- 562-5700-LVB**
- 562-5700-LVR**
- 562-5700-LVD**
- 562-5700-LVP**
- 562-5700-LVM**


# ELCON 560

CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO


„FILTER“ & „VENTIL - BIO BARRIER“  
„FILTER“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRE“ & „VALVE - BIO BARRIER“  
„FILTRO“ & „VALVULA - BIO BARRIER“

## EXTRA LARGE SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo



Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



Boden mit Filtern  
Bottom with filters  
Fond avec filtres  
Fondo con filtros



Boden mit Ventilen  
Bottom with valves  
Fond avec valves  
Fondo con valvulas



h 105 mm

h² 99 mm **562-5813-B**

h² 88 mm **562-5813-BF**

h² 65 mm **562-5813-BV**

h 167 mm

h² 161 mm **562-5818-B**

h² 150 mm **562-5818-BF**

h² 127 mm **562-5818-BV**

h 105 mm

h 167 mm

## Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



### FILTER LID



### VALVE LID (Bio Barrier)



**562-5752**  
paper, single use



**562-5753**  
PTFE, 2000 cycles

- 562-5801-LFS**
- 562-5801-LFY**
- 562-5801-LFG**
- 562-5801-LFB**
- 562-5801-LFR**
- 562-5801-LFD**
- 562-5801-LFP**
- 562-5801-LFM**

- 562-5800-LVS**
- 562-5800-LVY**
- 562-5800-LVG**
- 562-5800-LVB**
- 562-5800-LVR**
- 562-5800-LVD**
- 562-5800-LVP**
- 562-5800-LVM**

# Modular



2000 cycles

> 5000 cycles

> 5000 cycles

**PTFE**



**Valve**



**BIOSTOP**

PTFE pps



VALVE pps



BIOSTOP pps



BIOSTOP alu



The “MODULAR” sterilization container is designed to provide 3 different filter mechanisms in a single sterilization container. The filter system can be freely selected and exchanged without the need of buying a new Lid.

**PTFE system:** This filter mechanism provides a 2000 cycles PTFE Teflon Filter, that can be changed by the user easily.

**Valve system:** Valve system is a modernized new model of our Bio-Barrier systems and works on the same principle of positive and negative pressure occurred during sterilization in autoclave. The Valve system can be used minimum 5000 cycles.

**BIOSTOP system:** The BIOSTOP system is a flow inhibition system based on a principle discovered by Louis Pasteur. With a separation efficiency of 99.99 %, it offers significantly better protection against microbes and particles. The BIOSTOP system can be used minimum 5000 cycles.

Le conteneur de stérilisation „MODULAIRE“ est conçu pour fournir 3 mécanismes de filtre différents dans un seul conteneur de stérilisation. Le système de filtre peut être librement choisi et échangé sans devoir acheter un nouveau couvercle.

**Système PTFE :** Ce mécanisme de filtre fournit un filtre en téflon PTFE de 2000 cycles, qui peut être facilement changé par l'utilisateur.

**Système de VALVE:** Le système de valve est un nouveau modèle modernisé de nos systèmes Bio-Barrier et fonctionne sur le même principe de pression positive et négative survenue lors de la stérilisation en autoclave. Le système de valve peut être utilisé au minimum 5000 cycles.

**Système BIOSTOP:** Le système BIOSTOP est un système d'inhibition de débit basé sur un principe découvert par Louis Pasteur. Avec une efficacité de séparation de 99,99%, il offre une protection nettement meilleure contre les microbes et les particules. Le système BIOSTOP peut être utilisé au minimum 5000 cycles.

El contenedor de esterilización „MODULAR“ está diseñado para proporcionar 3 mecanismos de filtrado diferentes en un contenedor de esterilización. El sistema de filtro se puede elegir e intercambiar libremente sin tener que comprar una tapa nueva.

**Sistema de PTFE:** este mecanismo de filtro proporciona un filtro de teflón PTFE de 2000 ciclos, que el usuario puede cambiar fácilmente.

**Sistema de VALVULAS:** El sistema de válvulas es un nuevo modelo modernizado de nuestros sistemas Bio-Barrier y funciona con el mismo principio de presión positiva y negativa que se produce durante la esterilización en autoclave. El sistema de válvulas se puede utilizar durante un mínimo de 5000 ciclos.

**Sistema BIOSTOP:** El sistema BIOSTOP es un sistema de inhibición de flujo basado en un principio descubierto por Louis Pasteur. Con una eficiencia de separación del 99,99%, ofrece una protección significativamente mejor contra microbios y partículas. El sistema BIOSTOP se puede utilizar durante al menos 5000 ciclos.

## PTFE ↔ VALVE ↔ BIOSTOP

PTFE pps



VALVE pps



BIOSTOP pps



BIOSTOP alu





CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO

“MODULAR“  
“MODULAR“  
“MODULAR“  
“MODULAR“


# ELCON 560

## 1/2 SIZE CONTAINER

### Boden / Bottom / Fond / Fondo



Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



Boden mit Filter  
Bottom with Filter  
Fond avec filtre  
Fondo con filtro



PTFE pps



VALVE pps



BIOSTOP pps




BIOSTOP alu



h 96 mm / h² 90 mm	<b>562-5310-B</b>
h 116 mm / h² 110 mm	<b>562-5313-B</b>
h 138 mm / h² 132 mm	<b>562-5315-B</b>
h 185 mm / h² 179 mm	<b>562-5320-B</b>
h 235 mm / h² 229 mm	<b>562-5326-B</b>

h 110 mm / h² 63 mm	<b>562-5310-BMP</b>	<b>562-5310-BMV</b>	<b>562-5310-BMB</b>	<b>562-5310-BMA</b>
h 130 mm / h² 81 mm	<b>562-5313-BMP</b>	<b>562-5313-BMV</b>	<b>562-5313-BMB</b>	<b>562-5313-BMA</b>
h 150 mm / h² 101 mm	<b>562-5315-BMP</b>	<b>562-5315-BMV</b>	<b>562-5315-BMB</b>	<b>562-5315-BMA</b>
h 200 mm / h² 153 mm	<b>562-5320-BMP</b>	<b>562-5320-BMV</b>	<b>562-5320-BMB</b>	<b>562-5320-BMA</b>
h 250 mm / h² 199 mm	<b>562-5326-BMP</b>	<b>562-5326-BMV</b>	<b>562-5326-BMB</b>	<b>562-5326-BMA</b>

### Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



FILTER LID



SAFETY LID  
(for FILTER LID)



PTFE pps



VALVE pps



BIOSTOP pps



BIOSTOP alu



	<b>562-5300-LMPS</b>	<b>562-5300-LMVS</b>	<b>562-5300-LMBS</b>	<b>562-5300-LMAS</b>	<b>562-5300-LMSS</b>
	<b>562-5300-LMPY</b>	<b>562-5300-LMVY</b>	<b>562-5300-LMBY</b>	<b>562-5300-LMAY</b>	<b>562-5300-LMSY</b>
	<b>562-5300-LMPG</b>	<b>562-5300-LMVG</b>	<b>562-5300-LMBG</b>	<b>562-5300-LMAG</b>	<b>562-5300-LMSG</b>
	<b>562-5300-LMPB</b>	<b>562-5300-LMVB</b>	<b>562-5300-LMBB</b>	<b>562-5300-LMAB</b>	<b>562-5300-LMSB</b>
	<b>562-5300-LMPR</b>	<b>562-5300-LMVR</b>	<b>562-5300-LMBR</b>	<b>562-5300-LMAR</b>	<b>562-5300-LMSR</b>
	<b>562-5300-LMPD</b>	<b>562-5300-LMVD</b>	<b>562-5300-LMBD</b>	<b>562-5300-LMAD</b>	<b>562-5300-LMSD</b>
	<b>562-5300-LMPP</b>	<b>562-5300-LMVP</b>	<b>562-5300-LMBP</b>	<b>562-5300-LMAP</b>	<b>562-5300-LMSP</b>
	<b>562-5300-LMPM</b>	<b>562-5300-LMVM</b>	<b>562-5300-LMBM</b>	<b>562-5300-LMAM</b>	<b>562-5300-LMSM</b>



# ELCON 560

CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO


“MODULAR“  
“MODULAR“  
“MODULAR“  
“MODULAR“

## 3/4 SIZE CONTAINER

### Boden / Bottom / Fond / Fondo



Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



h 96 mm / h² 90 mm	<b>562-5410-B</b>
h 116 mm / h² 110 mm	<b>562-5413-B</b>
h 138 mm / h² 132 mm	<b>562-5415-B</b>
h 185 mm / h² 179 mm	<b>562-5420-B</b>

Boden mit Filter  
Bottom with Filter  
Fond avec filtre  
Fondo con filtro



	<b>PTFE pps</b>	<b>VALVE pps</b>	<b>BIOSTOP pps</b>	<b>BIOSTOP alu</b>
h 110 mm / h² 63 mm	<b>562-5410-BMP</b>	<b>562-5410-BMV</b>	<b>562-5410-BMB</b>	<b>562-5410-BMA</b>
h 130 mm / h² 81 mm	<b>562-5413-BMP</b>	<b>562-5413-BMV</b>	<b>562-5413-BMB</b>	<b>562-5413-BMA</b>
h 150 mm / h² 101 mm	<b>562-5415-BMP</b>	<b>562-5415-BMV</b>	<b>562-5415-BMB</b>	<b>562-5415-BMA</b>
h 197 mm / h² 150 mm	<b>562-5420-BMP</b>	<b>562-5420-BMV</b>	<b>562-5420-BMB</b>	<b>562-5420-BMA</b>

**PTFE pps**



**VALVE pps**




**BIOSTOP pps**



**BIOSTOP alu**



### Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



#### FILTER LID



#### SAFETY LID (for FILTER LID)



**PTFE pps**



**VALVE pps**



**BIOSTOP pps**



**BIOSTOP alu**



	<b>562-5400-LMPS</b>	<b>562-5400-LMVS</b>	<b>562-5400-LMBS</b>	<b>562-5400-LMAS</b>	<b>562-5400-LMSS</b>
	<b>562-5400-LMPY</b>	<b>562-5400-LMVG</b>	<b>562-5400-LMBY</b>	<b>562-5400-LMAY</b>	<b>562-5400-LMSY</b>
	<b>562-5400-LMPG</b>	<b>562-5400-LMVB</b>	<b>562-5400-LMBG</b>	<b>562-5400-LMAG</b>	<b>562-5400-LMSG</b>
	<b>562-5400-LMPB</b>	<b>562-5400-LMVR</b>	<b>562-5400-LMBB</b>	<b>562-5400-LMAB</b>	<b>562-5400-LMSB</b>
	<b>562-5400-LMPR</b>	<b>562-5400-LMVD</b>	<b>562-5400-LMBR</b>	<b>562-5400-LMAR</b>	<b>562-5400-LMSR</b>
	<b>562-5400-LMPD</b>	<b>562-5400-LMVP</b>	<b>562-5400-LMBD</b>	<b>562-5400-LMAD</b>	<b>562-5400-LMSD</b>
	<b>562-5400-LMPP</b>	<b>562-5400-LMVM</b>	<b>562-5400-LMBP</b>	<b>562-5400-LMAP</b>	<b>562-5400-LMSP</b>
	<b>562-5400-LMPM</b>	<b>562-5400-LMVM</b>	<b>562-5400-LMBM</b>	<b>562-5400-LMAM</b>	<b>562-5400-LMSM</b>



CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO

“MODULAR“  
“MODULAR“  
“MODULAR“  
“MODULAR“


# ELCON 560

## 1/1 SIZE CONTAINER

### Boden / Bottom / Fond / Fondo



Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



Boden mit Filtern  
Bottom with filters  
Fond avec filtres  
Fondo con filtros



PTFE pps



VALVE pps



BIOSTOP pps





BIOSTOP alu



h 96 mm / h² 90 mm	<b>562-5610-B</b>
h 116 mm / h² 110 mm	<b>562-5613-B</b>
h 138 mm / h² 132 mm	<b>562-5615-B</b>
h 190 mm / h² 184 mm	<b>562-5620-B</b>
h 235 mm / h² 229 mm	<b>562-5626-B</b>

h 110 mm / h² 63 mm	<b>562-5610-BMP</b>	<b>562-5610-BMV</b>	<b>562-5610-BMB</b>	<b>562-5610-BMA</b>
h 130 mm / h² 81 mm	<b>562-5613-BMP</b>	<b>562-5613-BMV</b>	<b>562-5613-BMB</b>	<b>562-5613-BMA</b>
h 150 mm / h² 101 mm	<b>562-5615-BMP</b>	<b>562-5615-BMV</b>	<b>562-5615-BMB</b>	<b>562-5615-BMA</b>
h 200 mm / h² 153 mm	<b>562-5620-BMP</b>	<b>562-5620-BMV</b>	<b>562-5620-BMB</b>	<b>562-5620-BMA</b>
h 250 mm / h² 199 mm	<b>562-5626-BMP</b>	<b>562-5626-BMV</b>	<b>562-5626-BMB</b>	<b>562-5626-BMA</b>

### Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



#### FILTER LID



#### SAFETY LID (for FILTER LID)



PTFE pps



VALVE pps



BIOSTOP pps





BIOSTOP alu




	<b>562-5600-LMPS</b>	<b>562-5600-LMVS</b>	<b>562-5600-LMBS</b>	<b>562-5600-LMAS</b>	<b>562-5600-LMSS</b>
	<b>562-5600-LMPY</b>	<b>562-5600-LMVY</b>	<b>562-5600-LMBY</b>	<b>562-5600-LMAY</b>	<b>562-5600-LMSY</b>
	<b>562-5600-LMPG</b>	<b>562-5600-LMVG</b>	<b>562-5600-LMBG</b>	<b>562-5600-LMAG</b>	<b>562-5600-LMSG</b>
	<b>562-5600-LMPB</b>	<b>562-5600-LMVB</b>	<b>562-5600-LMBB</b>	<b>562-5600-LMAB</b>	<b>562-5600-LMSB</b>
	<b>562-5600-LMPR</b>	<b>562-5600-LMVR</b>	<b>562-5600-LMBR</b>	<b>562-5600-LMAR</b>	<b>562-5600-LMSR</b>
	<b>562-5600-LMPD</b>	<b>562-5600-LMVD</b>	<b>562-5600-LMBD</b>	<b>562-5600-LMAD</b>	<b>562-5600-LMSD</b>
	<b>562-5600-LMPP</b>	<b>562-5600-LMVP</b>	<b>562-5600-LMBP</b>	<b>562-5600-LMAP</b>	<b>562-5600-LMSP</b>
	<b>562-5600-LMPM</b>	<b>562-5600-LMVM</b>	<b>562-5600-LMBM</b>	<b>562-5600-LMAM</b>	<b>562-5600-LMSM</b>

## XL EXTRA LONG SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo



Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



h 134 mm / h² 128 mm **562-5715-B**

h 191 mm / h² 185 mm **562-5720-B**

Boden mit Filtern  
Bottom with filters  
Fond avec filtres  
Fondo con filtros



h 145 mm / h² 102 mm

h 203 mm / h² 163 mm

**PTFE pps**



**562-5715-BMP**

**VALVE pps**



**562-5715-BMV**

**BIOSTOP pps**



**562-5715-BMB**


**BIOSTOP alu**



**562-5715-BMA**

**562-5720-BMA**


Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



**FILTER LID**



**PTFE pps**



**VALVE pps**



**BIOSTOP pps**



**BIOSTOP alu**



	<b>562-5700-LMPS</b>	<b>562-5700-LMVS</b>	<b>562-5700-LMBS</b>	<b>562-5700-LMAS</b>
	<b>562-5700-LMPY</b>	<b>562-5700-LMVY</b>	<b>562-5700-LMBY</b>	<b>562-5700-LMAY</b>
	<b>562-5700-LMPG</b>	<b>562-5700-LMVG</b>	<b>562-5700-LMBG</b>	<b>562-5700-LMAG</b>
	<b>562-5700-LMPB</b>	<b>562-5700-LMVB</b>	<b>562-5700-LMBB</b>	<b>562-5700-LMAB</b>
	<b>562-5700-LMPR</b>	<b>562-5700-LMVR</b>	<b>562-5700-LMBR</b>	<b>562-5700-LMAR</b>
	<b>562-5700-LMPD</b>	<b>562-5700-LMVD</b>	<b>562-5700-LMBD</b>	<b>562-5700-LMAD</b>
	<b>562-5700-LMPP</b>	<b>562-5700-LMVP</b>	<b>562-5700-LMBP</b>	<b>562-5700-LMAP</b>
	<b>562-5700-LMPM</b>	<b>562-5700-LMVM</b>	<b>562-5700-LMBM</b>	<b>562-5700-LMAM</b>



CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO

“MODULAR“  
“MODULAR“  
“MODULAR“  
“MODULAR“


# ELCON 560

## XL EXTRA LARGE SIZE CONTAINER

### Boden / Bottom / Fond / Fondo



Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



h 105 mm / h² 99 mm **562-5813-B**

h 167 mm / h² 161 mm **562-5818-B**


Boden mit Filtern  
Bottom with filters  
Fond avec filtres  
Fondo con filtros



h 120 mm / h² 69 mm **562-5813-BMP**

h 180 mm / h² 131 mm **562-5818-BMP**

**PTFE** pps



**VALVE** pps



**BIOSTOP** pps




**BIOSTOP** alu



**562-5813-BMV** **562-5813-BMB** **562-5813-BMA**

**562-5818-BMV** **562-5818-BMB** **562-5818-BMA**

### Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



#### FILTER LID



**PTFE** pps



**VALVE** pps



**BIOSTOP** pps



**BIOSTOP** alu




	<b>562-5800-LMPS</b>	<b>562-5800-LMVS</b>	<b>562-5800-LMBS</b>	<b>562-5800-LMAS</b>
	<b>562-5800-LMPY</b>	<b>562-5800-LMVY</b>	<b>562-5800-LMBY</b>	<b>562-5800-LMAY</b>
	<b>562-5800-LMPG</b>	<b>562-5800-LMVG</b>	<b>562-5800-LMBG</b>	<b>562-5800-LMAG</b>
	<b>562-5800-LMPB</b>	<b>562-5800-LMVB</b>	<b>562-5800-LMBB</b>	<b>562-5800-LMAB</b>
	<b>562-5800-LMPR</b>	<b>562-5800-LMVR</b>	<b>562-5800-LMBR</b>	<b>562-5800-LMAR</b>
	<b>562-5800-LMPD</b>	<b>562-5800-LMVD</b>	<b>562-5800-LMBD</b>	<b>562-5800-LMAD</b>
	<b>562-5800-LMPP</b>	<b>562-5800-LMVP</b>	<b>562-5800-LMBP</b>	<b>562-5800-LMAP</b>
	<b>562-5800-LMPM</b>	<b>562-5800-LMVM</b>	<b>562-5800-LMBM</b>	<b>562-5800-LMAM</b>

# ELCON 560


CONTAINER TYP " MINI "  
 CONTAINER TYPE " MINI "  
 CONTAINER MODELE " MINI "  
 CONTENEDOR TIPO " MINI "

## MINI CONTAINER


Boden / Bottom / Fond / Fondo




Boden ohne Filter  
 Bottom without filter  
 Fond sans filtre  
 Fondo sin filtro



Boden mit Filter  
 Bottom with filter  
 Fond avec filtre  
 Fondo con filtro



Boden mit Ventil  
 Bottom with valve  
 Fond avec valve  
 Fondo con valvula



h 32 mm  
 h 63 mm  
 h 92 mm

h² 30 mm **562-5104-B**  
 h² 58 mm **562-5107-B**  
 h² 90 mm **562-5110-B**

h² 18 mm **562-5104-BF**  
 h² 48 mm **562-5107-BF**  
 h² 78 mm **562-5110-BF**

h 73 / h² 39 mm **562-5107-BV**  
 h 102 / h² 71 mm **562-5110-BV**

## Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



**562-5752M**  
 paper, single use

**562-5753M**  
 PTFE, 2000 cycles



562-5100-LFS  
 562-5100-LFY  
 562-5100-LFG  
 562-5100-LFB  
 562-5100-LFR  
 562-5100-LFD  
 562-5100-LFP  
 562-5100-LFM



**FILTER LID**  
 315 x 140 mm

**VALVE LID (Bio Barrier)**  
 315 x 142 mm

562-5100-LVS  
 562-5100-LVY  
 562-5100-LVG  
 562-5100-LVB  
 562-5100-LVR  
 562-5100-LVD  
 562-5100-LVP  
 562-5100-LVM

## Accessories

Wire Basket Bottom




**561-095-50**  
 outside dimension  
 268 x 117 x 43 mm

Wire Basket Bottom with Lid



**561-095-50L**  
 outside dimension  
 268 x 127 x 47 mm

Silicone Mat



**562-982-24**  
 275 x 125 mm


CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO

“ DENTAL “  
“ DENTAL “  
“ DENTAL “  
“ DENTAL “


# ELCON 560

## DENTAL CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo




Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



h 43 mm  
h 59 mm  
h 102 mm  
h 122 mm


h² 38 mm **562-5204-B**  
h² 54 mm **562-5206-B**  
h² 98 mm **562-5210-B**  
h² 118 mm **562-5213-B**

Boden mit Filter  
Bottom with filter  
Fond avec filtre  
Fondo con filtro



h² 28 mm **562-5204-BF**  
h² 46 mm **562-5206-BF**  
h² 93 mm **562-5210-BF**  
h² 110 mm **562-5213-BF**

Boden mit Ventil  
Bottom with valve  
Fond avec valve  
Fondo con valvula



h 69 / h² 35 mm **562-5207-BV**  
h 112 / h² 79 mm **562-5210-BV**  
h 132 / h² 99 mm **562-5213-BV**

## Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



**562-5752D**  
paper, single use

**562-5753D**  
PTFE, 2000 cycles

**FILTER LID**  
325 x 192 mm



562-5200-LFS  
562-5200-LFY  
562-5200-LFG  
562-5200-LFB  
562-5200-LFR  
562-5200-LFD  
562-5200-LFP  
562-5200-LFM

**VALVE LID (Bio Barrier)**  
325 x 192 mm



562-5200-LVS  
562-5200-LVY  
562-5200-LVG  
562-5200-LVB  
562-5200-LVR  
562-5200-LVD  
562-5200-LVP  
562-5200-LVM

## Accessories

Wire Basket Bottom




**561-097-43** outside dimension 270 x 170 x 38 mm

Wire Basket Bottom with Lid



**561-097-43L** outside dimension 270 x 175 x 45 mm

Silicone Mat




**562-983-27** 260 x 180 mm

# ELCON 560


CONTAINER TYP „ FLAT “  
 CONTAINER TYPE „ FLAT “  
 CONTAINER MODELE „ FLAT “  
 CONTENEDOR TIPO „ FLAT “

## FLAT CONTAINER

### Boden / Bottom / Fond / Fondo



Boden ohne Filter  
 Bottom without filter  
 Fond sans filtre  
 Fondo sin filtro




h 60 mm

h<sup>2</sup> 56 mm **562-5305-B**

h 72 mm

h<sup>2</sup> 66 mm **562-5308-B**


Boden mit Filter  
 Bottom with filter  
 Fond avec filtre  
 Fondo con filtro



h<sup>2</sup> 40 mm **562-5305-BF**

h<sup>2</sup> 52 mm **562-5308-BF**

Boden mit Ventil  
 Bottom with valve  
 Fond avec valve  
 Fondo con valvula



h 72 / h<sup>2</sup> 37 mm **562-5305-BV**

h 84 / h<sup>2</sup> 47 mm **562-5308-BV**

### Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



**562-5752**  
 paper, single use



**562-5753**  
 PTFE, 2000 cycles

#### FILTER LID



	<b>562-5305-LFS</b>
	<b>562-5305-LFY</b>
	<b>562-5305-LFG</b>
	<b>562-5305-LFB</b>
	<b>562-5305-LFR</b>
	<b>562-5305-LFD</b>
	<b>562-5305-LFP</b>
	<b>562-5305-LFM</b>

#### SAFETY LID for FILTER LID



<b>562-5305-LFSS</b>
<b>562-5305-LFSY</b>
<b>562-5305-LFSG</b>
<b>562-5305-LFSB</b>
<b>562-5305-LFSR</b>
<b>562-5305-LFSD</b>
<b>562-5305-LFSP</b>
<b>562-5305-LFSM</b>

#### VALVE LID (Bio Barrier)



<b>562-5305-LVS</b>
<b>562-5305-LVY</b>
<b>562-5305-LVG</b>
<b>562-5305-LVB</b>
<b>562-5305-LVR</b>
<b>562-5305-LVD</b>
<b>562-5305-LVP</b>
<b>562-5100-LVM</b>

#### SAFETY LID (for VALVE LID)



<b>562-5305-LVSS</b>
<b>562-5305-LVSY</b>
<b>562-5305-LVSG</b>
<b>562-5305-LVSB</b>
<b>562-5305-LVSR</b>
<b>562-5305-LVSD</b>
<b>562-5305-LVSP</b>
<b>562-5305-LVSM</b>


CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO

“ IMPLANT & ENDO “  
“ IMPLANT & ENDO “  
“ IMPLANT & ENDO “  
“ IMPLANT & ENDO “

# ELCON

## 560

### IMPLANT CONTAINER



300 x 150 x 75 mm




500 x 170 x 75 mm

Boden ohne Perforation  
Bottom without perforation  
Fond sans perforation  
Fondo sin perforación

Boden mit Perforation  
Bottom with perforation  
Fond avec perforation  
Fondo con perforación

Boden ohne Perforation  
Bottom without perforation  
Fond sans perforation  
Fondo sin perforación

Boden mit Perforation  
Bottom with perforation  
Fond avec perforation  
Fondo con perforación



	<b>562-5307-1S</b>	<b>562-5307-2S</b>	<b>562-5507-1S</b>	<b>562-5507-2S</b>
	<b>562-5307-1Y</b>	<b>562-5307-2Y</b>	<b>562-5507-1Y</b>	<b>562-5507-2Y</b>
	<b>562-5307-1G</b>	<b>562-5307-2G</b>	<b>562-5507-1G</b>	<b>562-5507-2G</b>
	<b>562-5307-1B</b>	<b>562-5307-2B</b>	<b>562-5507-1B</b>	<b>562-5507-2B</b>
	<b>562-5307-1R</b>	<b>562-5307-2R</b>	<b>562-5507-1R</b>	<b>562-5507-2R</b>
	<b>562-5307-1D</b>	<b>562-5307-2D</b>	<b>562-5507-1D</b>	<b>562-5507-2D</b>
	<b>562-5307-1P</b>	<b>562-5307-2P</b>	<b>562-5507-1P</b>	<b>562-5507-2P</b>
	<b>562-5307-1M</b>	<b>562-5307-2M</b>	<b>562-5507-1M</b>	<b>562-5507-2M</b>

### ENDO CONTAINER



**FILTER LID**  
160 x 532 mm




**562-5752M**  
paper, single use

**562-5753M**  
PTFE, 2000 cycles

528 x 145 x 66 mm

528 x 145 x 88 mm

Boden ohne Filter  
Bottom without filter  
Fond sans filtre  
Fondo sin filtro



**562-5506-B**

**562-5509-B**

Boden mit Filter  
Bottom with filter  
Fond avec filtre  
Fondo con filtro



**562-5506-BF**

**562-5509-BF**

	<b>562-5500-LFS</b>
	<b>562-5500-LFY</b>
	<b>562-5500-LFG</b>
	<b>562-5500-LFB</b>
	<b>562-5500-LFR</b>
	<b>562-5500-LFD</b>
	<b>562-5500-LFP</b>
	<b>562-5500-LFM</b>

# ELCON 560

CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO

“ SCOPE “  
“ SCOPE “  
“ SCOPE “  
“ SCOPE “

## SCOPE CONTAINER



290 x 70 x 60 mm





455 x 80 x 70 mm

Boden ohne Perforation  
Bottom without perforation  
Fond sans perforation  
Fondo sin perforación

Boden mit Perforation  
Bottom with perforation  
Fond avec perforation  
Fondo con perforación

Boden ohne Perforation  
Bottom without perforation  
Fond sans perforation  
Fondo sin perforación

Boden mit Perforation  
Bottom with perforation  
Fond avec perforation  
Fondo con perforación



562-5205-1S

562-5205-2S

562-5407-1S

562-5407-2S



562-5205-1Y

562-5205-2Y

562-5407-1Y

562-5407-2Y



562-5205-1G

562-5205-2G

562-5407-1G

562-5407-2G



562-5205-1B

562-5205-2B

562-5407-1B

562-5407-2B



562-5205-1R

562-5205-2R

562-5407-1R

562-5407-2R



562-5205-1D

562-5205-2D

562-5407-1D

562-5407-2D



562-5205-1P

562-5205-2P

562-5407-1P

562-5407-2P



562-5205-1M

562-5205-2M


562-5407-1M

562-5407-2M

## SCOPE CONTAINER with silicone holders



275 x 70 x 65 mm



470 x 82 x 74 mm

Boden ohne Perforation  
Bottom without perforation  
Fond sans perforation  
Fondo sin perforación

Boden mit Perforation  
Bottom with perforation  
Fond avec perforation  
Fondo con perforación

Boden ohne Perforation  
Bottom without perforation  
Fond sans perforation  
Fondo sin perforación

Boden mit Perforation  
Bottom with perforation  
Fond avec perforation  
Fondo con perforación



562-5205-1SS

562-5205-2SS

562-5407-1SS

562-5407-2SS



562-5205-1SY

562-5205-2SY

562-5407-1SY

562-5407-2SY



562-5205-1SG

562-5205-2SG

562-5407-1SG

562-5407-2SG



562-5205-1SB

562-5205-2SB

562-5407-1SB

562-5407-2SB



562-5205-1SR

562-5205-2SR

562-5407-1SR

562-5407-2SR



562-5205-1SD

562-5205-2SD

562-5407-1SD

562-5407-2SD



562-5205-1SP

562-5205-2SP

562-5407-1SP

562-5407-2SP



562-5205-1SM

562-5205-2SM

562-5407-1SM

562-5407-2SM


CONTAINER TYP  
CONTAINER TYPE  
CONTAINER MODELE  
CONTENEDOR TIPO

“ PLASMA “  
“ PLASMA “  
“ PLASMA “  
“ PLASMA “


**ELCON**  
**560**

**PLASMA CONTAINER** for LOW TEMPERATURE STERILISATION

**Boden mit Filter / Bottom with filter**  
**Fond avec filtre / Fondo con filtro**




**1/2 SIZE CONTAINER**




h 96 mm	h² 78 mm	<b>562-5310-BP</b>
h 116 mm	h² 99 mm	<b>562-5313-BP</b>
h 138 mm	h² 121 mm	<b>562-5315-BP</b>
h 185 mm		

**3/4 SIZE CONTAINER**



h² 78 mm	<b>562-5410-BP</b>
h² 99 mm	<b>562-5413-BP</b>
h² 121 mm	<b>562-5415-BP</b>
h² 168 mm	<b>562-5420-BP</b>

**1/1 SIZE CONTAINER**





h² 78 mm	<b>562-5610-BP</b>
h² 99 mm	<b>562-5613-BP</b>
h² 121 mm	<b>562-5615-BP</b>

**EXTRA LONG CONTAINER** 725 (670) x 272 mm x h 134 / h² 117 mm **562-5715-BP** / h 191 / h² 173 mm **562-5720-BP**  
**EXTRA LARGE CONTAINER** 600 x 365 (350) mm x h 105 / h² 88 mm **562-5813-BP** / h 167 / h² 150 mm **562-5818-BP**

**Deckel / Lid / Couvercle / Tapa**




**1/2 SIZE LID**




**562-5300-LP**

**3/4 SIZE LID**



**562-5400-LP**

**1/1 SIZE LID**



**562-5600-LP**


**562-5754**  
single use

**EXTRA LONG CONTAINER** 710 x 285 mm **562-5700-LP**  
**EXTRA LARGE CONTAINER** 583 x 370 mm **562-5800-LP**

**PLASMA CONTAINER** for LOW TEMPERATURE STERILISATION


**Boden mit Filter / Bottom with filter**  
**Fond avec filtre / Fondo con filtro**

**MINI CONTAINER**




- |          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| h 32 mm  | h² 18 mm | <b>562-5104-BP</b> |
| h 63 mm  | h² 48 mm | <b>562-5107-BP</b> |
| h 92 mm  | h² 78 mm | <b>562-5110-BP</b> |
| h 43 mm  |          |                    |
| h 58 mm  |          |                    |
| h 122 mm |          |                    |

**DENTAL CONTAINER**



- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| h² 28 mm  | <b>562-5204-BP</b> |
| h² 46 mm  | <b>562-5206-BP</b> |
| h² 110 mm | <b>562-5213-BP</b> |

**ENDO CONTAINER**



- |         |                    |
|---------|--------------------|
| h 66 mm | <b>562-5506-BP</b> |
| h 99 mm | <b>562-5509-BP</b> |

**Deckel / Lid / Couvercle / Tapa**

**MINI CONTAINER LID**




**562-5100-LP** 320 x 142 mm




**562-5754M**  
single use

**DENTAL CONTAINER LID**



**562-5200-LP** 325 x 192 mm




**562-5754D**  
single use

**ENDO CONTAINER LID**



**562-5500-LP** 532 x 160 mm





**562-5754E**  
single use

**Zubehör / Accessories**  
**Accessoires / Accesorios**



SIEBKÖRBE - DRAHTGEFLECHT / WIRE MESH BASKETS  
PANIERES GRILLAGÉS / CESTAS DE MALLA DE ALAMBRE



**1/2**


Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-100-30</b>	246 x 246 x 30 mm
<b>561-100-50</b>	246 x 246 x 50 mm
<b>561-100-70</b>	246 x 246 x 70 mm
<b>561-100-100</b>	246 x 246 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



**561-100-L**



**3/4**


Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-118-30</b>	405 x 245 x 30 mm
<b>561-118-50</b>	405 x 245 x 50 mm
<b>561-118-70</b>	405 x 245 x 70 mm
<b>561-118-100</b>	405 x 245 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



**561-118-L**



**1/1**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-120-30</b>	480 x 245 x 30 mm
<b>561-120-50</b>	480 x 245 x 50 mm
<b>561-120-70</b>	480 x 245 x 70 mm
<b>561-120-100</b>	480 x 245 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



**561-120-L**

**1/1**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-162-30</b>	540 x 245 x 30 mm
<b>561-162-50</b>	540 x 245 x 50 mm
<b>561-162-70</b>	540 x 245 x 70 mm
<b>561-162-100</b>	540 x 245 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



**561-162-L**

**EXTRA LARGE**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-185-50</b>	533 x 337 x 50 mm
<b>561-185-70</b>	533 x 337 x 70 mm
<b>561-185-100</b>	533 x 337 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



**561-185-L**

**EXTRA LONG**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-190-50</b>	665 x 250 x 50 mm
<b>561-190-70</b>	665 x 250 x 70 mm
<b>561-190-100</b>	665 x 250 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



**561-190-L**

**DENTAL**

Boden / Bottom / Fond /Fondo


<b>561-097-43</b>	270 x 170 x 38 mm
-------------------	-------------------






**MINI**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-095-50</b>	268 x 117 x 43 mm
-------------------	-------------------



SIEBKÖRBE - PERFORIERT / PERFORATED BASKETS /  
PANIERS PERFORÉS / CESTOS PERFORADOS



**1/2**


Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-300-30</b>	244 x 253 x 30 mm
<b>561-300-50</b>	244 x 253 x 50 mm
<b>561-300-70</b>	244 x 253 x 70 mm
<b>561-300-100</b>	244 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



**561-300-L**



**3/4**


Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-318-30</b>	405 x 253 x 30 mm
<b>561-318-50</b>	405 x 253 x 50 mm
<b>561-318-70</b>	405 x 253 x 70 mm
<b>561-318-100</b>	405 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



**561-318-L**




**1/1**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-320-30</b>	485 x 253 x 30 mm
<b>561-320-50</b>	485 x 253 x 50 mm
<b>561-320-70</b>	485 x 253 x 70 mm
<b>561-320-100</b>	485 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa




**561-320-L**

**1/1**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-362-30</b>	540 x 253 x 30 mm
<b>561-362-50</b>	540 x 253 x 50 mm
<b>561-362-70</b>	540 x 253 x 70 mm
<b>561-362-100</b>	540 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa




**561-362-L**

**EXTRA LARGE**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-385-30</b>	533 x 340 x 30 mm
<b>561-385-50</b>	533 x 340 x 50 mm
<b>561-385-70</b>	533 x 340 x 70 mm
<b>561-385-100</b>	533 x 340 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa




**561-385-L**

**EXTRA LONG**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-390-30</b>	665 x 253 x 30 mm
<b>561-390-50</b>	665 x 253 x 50 mm
<b>561-390-70</b>	665 x 253 x 70 mm
<b>561-390-100</b>	665 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa




**561-390-L**

**DENTAL**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-397-40</b>	275 x 175 x 40 mm
<b>561-397-90</b>	275 x 175 x 95 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa




**561-397-L**

**MINI**

Boden / Bottom / Fond /Fondo

<b>561-395-50</b>	265 x 125 x 50 mm
-------------------	-------------------

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



**561-395-L**

**FUSS** für perforierten Siebkorb / **FOOT** for perforated basket  
**PIED** pour panier perfore / **PIE** para cesta perforada



**562-5096**

10 MM

Diese Füße werden zusammen mit den perforierten Baskets 1/2, 3/4, 1/1 & XL geliefert.  
These feet are supplied together with the perforated baskets 1/2, 3/4, 1/1 & XL.  
Ces pieds sont fournis avec les paniers perforés 1/2, 3/4, 1/1 & XL.  
Estos pies se suministran junto con las cestas perforadas de tamaño 1/2, 3/4, 1/1 & XL.



**562-5095**

20 MM

Optionale Füße zur Verwendung mit perforierten Baskets in Sterilisiercontainern mit Ventilen und runden Filtern im Boden.  
Optional feet for use with perforated baskets in sterilisation containers with valves and round filters in the base.  
Pieds en option destinés à être utilisés avec des paniers perforés dans des conteneurs de stérilisation équipés de soupapes et de filtres ronds au fond.  
Patatas opcionales para su uso con cestas perforadas en contenedores de esterilización con válvulas y filtros redondos en la base.



**562-5097**

5 MM

Diese Füße werden zusammen mit den perforierten Baskets Mini, Dental, 561-350-41 & 561-351-45 geliefert.  
These feet are supplied together with the perforated baskets Mini, Dental, 561-350-41 & 561-351-45.  
Ces pieds sont fournis avec les paniers perforés Mini, Dental, 561-350-41 & 561-351-45.  
Estos pies se suministran junto con las cestas perforadas de tamaño Mini, Dental, 561-350-41 & 561-351-45.

**SILIKONDICHTUNG / SILICONE GASKET  
JOINT SILICONE / JUNTA DE SILICONA**



	Model	Size mm
<b>562-5070</b>	1/2 Silicone Gasket	101
<b>562-5071</b>	3/4 Silicone Gasket	136
<b>562-5072</b>	1/1 Silicone Gasket	158
<b>562-5073</b>	XL Large Silicone Gasket	180
<b>562-5074</b>	XL Long Silicone Gasket	185
<b>562-5075</b>	Mini Silicone Gasket	77
<b>562-5076</b>	Dental Silicone Gasket	89
<b>562-5077</b>	Flat Silicone Gasket	101
<b>562-5078</b>	Endo Silicone Gasket	130

**SCOPE Baskets**

**Siebkorb - Drahtgeflecht** für URS  
**Wire Mesh Basket** for URS  
**Paniers grillagé** pour URS  
**Bandeja perforada alambrada** para URS



**561-0420-70** 640 x 150 x 77 mm

**Siebkörbe - Drahtgeflecht** für ein Endoskop  
**Wire Mesh Baskets** for one endoscope  
**Paniers grillagés** pour un endoscope  
**Bandeja perforada alambrada** para un endoscopio



**561-0400-52** 290 x 80 x 52 mm  
**561-0402-52** 460 x 80 x 52 mm  
**561-0404-52** 670 x 80 x 52 mm

**SIEBKORB - PERFORIERT** mit Instrumentenaufnahmen für zwei Optiken bis zu einer Länge von 340 mm und einem Lichtleitkabel.

**PERFORATED BASKET** with racks for two endoscopes of a sheath length up to 340 mm and one light source cable


**PANIERIS PERFORÉS** avec support pour deux optiques d'une longueur de gaine jusqu'à 340 mm et un câble de lumière

**CESTOS PERFORADOS** con soporte para dos opticas con longitud de tubo hasta 340mm y un cable de luz




**561-350-41** 492 x 134 x 55 mm  
**561-351-45** 492 x 134 x 65 mm

**STERILISIER- UND LAGERUNGSRACK / STERILIZING AND STORAGE RACK**  
**SOPORTE PARA ESTERILIZACION Y ALMANCEAMIENTO / SUPPORT DE STERILISATION ET STOCKAGE**



**562-1400-11**  
for 11 instruments Ø 7-10 mm



**562-1400-13**  
for 13 instruments items Ø 3-6 mm


**562-1400-18**  
for 18 instruments items Ø 3-6 mm



**569-300**  
for 13 instruments items Ø 3-8 mm




Papier Indikatoretiketten  
Paper indicator labels  
Etiquettes-témoins en papier  
Etiquetas indicadoras de papel



**562-5792**  
for STANDARD sterilisation with high temperature

**562-5792P**  
for low temperature PLASMA sterilisation


Papier Indikatoretiketten, klein  
Paper indicator labels, small  
Etiquettes-témoins en papier, petit  
Etiquetas indicadoras de papel, pequeno



**562-5792M**  
for STANDARD sterilisation with high temperature

**562-5792MP**  
for low temperature PLASMA sterilisation

Kunststoff Verschlussplombe  
Plastic security seal  
Plomb de verrouillage plastique  
Precinto plástico



**562-5790R**


**562-5790B**

Kunststoff Verschlussplombe mit Indikator  
Plastic security seal with indicator  
Plomb de verrouillage avec indicateur  
Precinto plástico con indicador


**562-5790IR**

**562-5790IB**  
for STANDARD sterilisation with high temperature

**562-5792IBP**  
for low temperature PLASMA sterilisation (blue only)



Boden Drahtgeflecht / Wire base  
Base grillagée / Base alambrada



**561-100-00** 255 x 255 x 30 mm  
**561-118-00** 405 x 255 x 30 mm  
**561-162-00** 545 x 255 x 30 mm

Silikonmatten / Silicone Mats  
Tapis en silicone / Esterilla de silicona




for **1/2 size**  
Körbe / Baskets / Paniers / Bandeja  
**562-981-21** 220 x 230 mm

for **3/4 size**  
Körbe / Baskets / Paniers / Bandeja  
**562-984-30** 380 x 230 mm

for **1/1 size**  
Körbe / Baskets / Paniers / Bandeja  
**562-985-40** 475 x 230 mm  
**562-986-50** 520 x 230 mm

Silikonmatten / Silicone Mats  
Tapis en silicone / Esterilla de silicona



**562-980-22** 250 x 240 x 2 mm  
**562-980-38** 395 x 245 x 2 mm  
**562-980-42** 485 x 250 x 2 mm  
**562-980-50** 534 x 247 x 2 mm  
**562-980-52** 527 x 335 x 2 mm  
**562-980-65** 658 x 247 x 2 mm

Ersatz Filterhalter für 1/2, 3/4, 1/1, XL  
und FLAT „FILTER“ Container  
spare filter retainer for 1/2, 3/4, 1/1, XL  
and FLAT „FILTER“ container



**562-5030**

Kennzeichnungsschilder mit Clip  
Identification labels with clip  
Etiquettes d'identification avec clip  
Placas de identificación con clip



**562-5710R**  
**562-5710B**  
**562-5710G**  
**562-5710Y**  
**562-5710S**  
**562-5710D**  
**562-5710P**  
**562-5710M**

Farbige Kennzeichnungsschilder  
Coloured identification labels  
Etiquettes d'identification colorées  
Placas de identificación coloradas



Thoracolony	<b>562-5722R</b>
Basic Set	<b>562-5722B</b>
Thoracolony	<b>562-5722G</b>
Basic Set	<b>562-5722P</b>
Basic Set	<b>562-5722Y</b>
Thoracolony	<b>562-5722S</b>
Basic Set	<b>562-5722D</b>
Thoracolony	<b>562-5722M</b>

Markierung der Kennzeichnungsschilder bei Auftragsplatzierung angeben. Max 16 Buchstaben

Please specify desired marking on placing your order. Max. 16 characters.

Veuillez indiquer le marquage désiré avec votre commande. Max. 16 caractères.

Indique la marcacion de las placas de identificación en la colocacion del orden. Max 16 letras

Halteklemme / Retaining clip / Clip de retenue / Clip de retención



<b>562-1300</b>	Ø 7 - 12 mm
<b>562-1301</b>	Ø 12 - 16 mm
<b>562-1302</b>	Ø 16 - 26 mm
<b>562-1303</b>	Ø 26 - 36 mm
<b>562-1304</b>	Ø 36 - 45 mm

Trennbleche / Divisions / Séparateurs / Separadores



<b>562-1260</b>	50 x 20 mm
<b>562-1261</b>	130 x 20 mm
<b>562-1262</b>	225 x 20 mm
<b>562-1263</b>	460 x 20 mm

Sperrbolzen für Instrumente  
Fixing bolt for instruments  
Cheville pour instruments  
Piñón para instrumental



**562-1290**

Sperrbolzen für Trennbleche  
Fixing bolt for divisions  
Cheville pour séparateurs  
Piñón para separadores



**562-1292**

Tuchhalterklemme  
Cloth fixing pin  
Clip fixe-toile  
Clip de fijación para panos




**562-778**


**SILICONE INSTRUMENT RACKS** incl.  
rail, screws and nuts



<b>561-940-09</b>	97 x 45 mm
<b>561-940-12</b>	125 x 45 mm
<b>561-940-15</b>	152 x 45 mm
<b>561-940-25</b>	250 x 45 mm




<b>561-941-09</b>	90 x 45 mm
<b>561-941-12</b>	120 x 45 mm
<b>561-941-15</b>	150 x 45 mm
<b>561-941-24</b>	240 x 45 mm



<b>561-943-07</b>	77 x 45 mm
<b>561-943-11</b>	112 x 45 mm
<b>561-943-15</b>	158 x 45 mm
<b>561-943-23</b>	238 x 45 mm




<b>561-942-08</b>	87 x 45 mm
<b>561-942-11</b>	119 x 45 mm
<b>561-942-15</b>	150 x 45 mm
<b>561-942-23</b>	238 x 45 mm



<b>561-946-07</b>	73 x 24 mm
<b>561-946-17</b>	178 x 24 mm

for instruments Ø 3 mm



<b>561-945-07</b>	73 x 24 mm
<b>561-945-17</b>	178 x 24 mm

for instruments Ø 5 mm



<b>561-948-12</b>	121 x 22 mm
-------------------	-------------

**Siebkörbe - perforiert / Perforated Baskets**  
**Paniers perforés / Bandeja perforada**




**561-0500-36**

Perforierter Siebkorb 275 x 175 x 40 mm mit Instrumentenaufnahmen für 20 micro Instrumente mit Achtkantgriff


Perforated basket 275 x 175 x 40 mm with racks for 20 micro instruments with octagonal handle

Paniers perforés 275 x 175 x 40 mm avec racks pour 20 micro instruments avec poignée octogonale

Cesta perforada 275 x 175 x 40 mm con racks para 20 micro instrumentos con mango octogonal



**561-947-03** 28 x 34 mm  
**561-947-07** 72 x 34 mm  
**561-947-17** 178 x 34 mm  
 for instruments Ø 8 to 15 mm



**561-944-03** 38 x 24 mm  
**561-944-07** 72 x 24 mm  
**561-944-17** 178 x 24 mm  
 for instruments Ø 3 to 8 mm



**561-951-05** Ø 3 mm 23 x 25 mm  
**561-951-08** Ø 8 mm 23 x 25 mm  
**561-951-10** Ø 10 mm 23 x 25 mm  
**561-951-13** Ø 13 mm 23 x 25 mm



**561-952-07** 72 x 34 mm  
 for 2 endoscopes open Ø 12 mm  
 closed Ø 3-8 mm



**561-953-07** 72 x 34 mm  
 for 2 endoscopes open Ø 12 mm  
 closed Ø 3-15 mm



**561-956-03** 38 x 33 mm  
 for instruments Ø 12 mm  
**561-957-03** 38 x 33 mm  
 for instruments Ø 15 mm

**Ersatz- Schiene, Schraube und Mutter / Spare- rail, screw and nut /  
 Rail, vis et écrou de remplacement / Riel, tornillo y tuerca de repuesto**



**561-960-25** 250 x 9 mm  
**561-960-15** 158 x 9 mm  
**561-960-12** 123 x 9 mm  
**561-960-09** 97 x 9 mm  
**561-960-07** 73 x 9 mm  
**561-960-02** 23 x 9 mm

Ersatzteile, (kein Medizinprodukt)  
 Spare parts, (no medical device)  
 Pièces de rechange, (pas de produit médical)  
 Piezas de recambio, (no es un producto sanitario)



**561-961**



**561-962**

The „Auto Lock“ mechanism is a heat-sensitive automatic „safety“ locking system developed in order to facilitate sterilization control.

It is activated as soon as the temperature reaches more than 100°C in a steam autoclave.

The system has successfully been tested during 5000 cycles.

Advantages of the „Modular Auto Lock Mechanism“

- ▶ Reusable, therefore more economical compared to plastic security seals
- ▶ Time-saving compared to the use of plastic security seals
- ▶ Modular, so it can be used with different Containers from many other brands

For further information please ask for our separate flyer



562-5791

Le mécanisme „Auto Lock“ est un système de verrouillage automatique de sécurité qui est sensible à la chaleur et qui a été développé afin de faciliter le contrôle du procédé de stérilisation.

Il est activé dès que la température atteint plus que 100°C dans un autoclave à vapeur.

Le système a été testé avec succès pendant 5000 cycles de stérilisation.

Avantages du „Modular Auto Lock Mechanism“ (« Mécanisme Modulaire 'Auto Lock' »)

- ▶ Réutilisable, ainsi plus économique en comparaison aux scelles de sécurité en plastique
- ▶ Epargnant du temps, comparé à l'emploi de scelles de sécurité en plastique
- ▶ Modulaire, alors il peut aussi être utilisé avec containers d'autres fabricants

Pour de plus amples informations veuillez demander notre brochure particulière.

El mecanismo de „bloqueo automático“ es un sistema de bloqueo automático „de seguridad“ sensible al calor desarrollado con el fin de facilitar el control de la esterilización.

Se activa en cuanto la temperatura llega a más de 100 ° C en un autoclave de vapor.

El sistema ha sido probado durante 5000 ciclos con éxito.

Ventajas del „Mecanismo modular Auto Lock“

- ▶ reutilizable, así más económico en comparación con los sellos de seguridad de plástico
- ▶ Ahorro de tiempo en comparación con el uso de sellos de seguridad de plástico
- ▶ modular, por lo que se puede utilizar con diferentes contenedores de otros fabricantes

Para más informaciones por favor pregunten por nuestro folleto separado





# **ELCON**

*MEDICAL INSTRUMENTS GmbH*

D - 78532 Tuttlingen  
Tel: +49 7461 9281-0  
info@elcon-medical.de

Dr. Karl-Storz-Str. 26  
Fax: +49 7461 9281-29  
www.elcon-medical.com