

**DIATHERMIE  
DIATHERMY  
DIATERMIA  
DIATHERMIE**

Mindestbestellmenge 3 bzw. 5 Stück / Artikelnummer  
Minimum order quantity 3 resp. 5 pieces / item number  
Cantidad mínima de pedido 3 resp. 5 unidades / número de artículo  
Quantité minimale de commande 3 resp. 5 pièces / numéro d'article

**ELCON**  
MEDICAL INSTRUMENTS GmbH

# ELCON 320

100% MADE IN GERMANY

..... wide range of top quality instruments



HYGIENESTECKER NICHT ZWEIGETEILT  
HYGIENIC PLUG AS NOT DIVIDED  
ENCHUFE DE HIGIENE NO DIVIDO EN DOS  
FICHE HYGIENIQUE CAR NON DIVISE

EUR / US STEK CER  
EUR / US PLUG  
EUR / US ENCHUFE  
UE / US FICHE

MIT STOP FÜHRUNGSSTIFT für alle Pinzetten > 12cm  
STOP GUIDING PIN for all forceps > 12cm  
CON PASADOR DE GUIA PARA PARAR para todas las pinzas > 12cm  
AVEC BROCHE GUIDE D'ARRET pour toutes pinces > 12cm

SPITZEN SIND HOCHGLANZPOLLIERT  
TIPS ARE MIRROR POLISHED  
PUNTAS ESTAN PULIDAS BRILLOSO  
POINTES SONT POLIES MIROIR

ATRAUMATISCHE ISOLIERUNG  
ATRAUMATIC INSULATING  
AISLAMIENTO ATRAUMATICA  
ISOLATION ATRAUMATIQUE

„NON STICK“ SPITZEN AUS MASSIVEM SILBER + VERGOLDET  
„NON STICK“ TIPS OF SOLID SILVER + GOLD PLATED  
„NON STICK“ PUNTAS DE PLATA SOLIDA + DORADO  
„NON-STICK“ POINTES D'ARGENT MASSIF + DORE

ELCON was founded in the year 1977 by Mr. H.R. Jakobi and a group of professionals with experience of many years in the field of surgical instruments.

All activities and products of ELCON are part of a continuous quality and safety control.

Download certificates at: [www.elcon-medical.com](http://www.elcon-medical.com)

# **ELCON**

## HF 1 - HF 30

# **320 - 324**

## **DIATHERMIE**

## **DIATHERMY**

## **DIATERMIA**

## **DIATHERMIE**

Die aktuellen Informationen bezüglich der Risikoklasse der ELCON Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter „Produkt finden“

You can find the latest information on risk classes of ELCON products on our homepage under “Find product.”

Las informaciones actualizadas sobre la clase de riesgo de los productos ELCON se encuentran en nuestra página web bajo „Buscar producto“

Vous trouverez les informations actuelles concernant la classe de risque des produit ELCON sur notre page d'accueil, sous la rubrique „Trouver un produit“



Grau dargestellte Artikelnummern bezeichnen „distributed by ELCON“ Produkte

Article numbers shown in grey indicate „distributed by ELCON“ products

Los numeros de articulos mostrados en gris indican productos „distribuidos por ELCON“

Les numéros d'articles affichés en gris indiquent les produits „distribués par ELCON“


	ÜBERSICHT CONTENTS	CONTENIDO CONTENU	Seite Page
	„STANDARD“ BIPOLARE PINZETTEN  „STANDARD“ BIPOLAR FORCEPS	„STANDARD“ PINZAS BIPOLARES  „STANDARD“ PINCES BIPOLAIRES	1 - 6
	BIPOLARE PINZETTEN TUNGSTENGRIP & SPÜLEN / ABSAUGEN  BIPOLAR FORCEPS TUNGSTENGRIP & IRRIGATION / SUCTION	PINZAS BIPOLARES TUNGSTENGRIP & IRRIGACION / SUCCION  PINCES BIPOLAIRES TUNGSTENGRIP & IRRIGATION / ASPIRATION	7 - 10
	„ANTI-HAFT“ BIPOLARE PINZETTEN, 8 MM  „NON-STICK“ BIPOLAR FORCEPS, 8 MM	„ANTI-ADHERENTE“ PINZAS BIPOLARES, 8 MM  „NON-STICK“ PINCES BIPOLAIRES, 8 MM	11 - 16
	„ANTI-HAFT“ BIPOLARE PINZETTEN, 6 MM  „NON-STICK“ BIPOLAR FORCEPS, 6 MM	„ANTI-ADHERENTE“ PINZAS BIPOLARES, 6 MM  „NON-STICK“ PINCES BIPOLAIRES, 6 MM	17 - 19
	„ANTI-HAFT“ BIPOLARE PINZETTEN, 4 MM  „NON-STICK“ BIPOLAR FORCEPS, 4 MM	„ANTI-ADHERENTE“ PINZAS BIPOLARES, 4 MM  „NON-STICK“ PINCES BIPOLAIRES, 4 MM	20 - 22
	MONOPOLARE INSTRUMENTE  MONOPOAR INSTRUMENTS	INSTRUMENTOS MONOPOLARES  INSTRUMENTS MONOPOLAIRES	23 - 25
	ZUBEHÖR  ACCESSORIES	ACCESORIOS  ACCESSOIRES	26 - 27

„STANDARD“ BIPOLORE PINZETTEN

„STANDARD“ BIPOLAR FORCEPS

„STANDARD“ PINZAS BIPOLARES

„STANDARD“ PINCES BIPOLAIRES




8 MM



### ADSON

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm  
Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm




inch	cm	1,0 mm
4 3/4"	12	324-6120-10 324-6120-10US



### JEWELER

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm  
Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm




inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm
4 1/4"	11	324-6115-00 324-6115-00US	324-6115-05 324-6115-05US	324-6115-07 324-6115-07US	324-6115-10 324-6115-10US
4 1/4"	11	324-6116-00 324-6116-00US	324-6116-05 324-6116-05US	324-6116-07 324-6116-07US	324-6116-10 324-6116-10US
4 1/4"	11	324-6117-00 324-6117-00US	324-6117-05 324-6117-05US	324-6117-07 324-6117-07US	324-6117-10 324-6117-10US

8 MM




**GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE**

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulation 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm



inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-4160-00</b> 324-4160-00US	<b>324-4160-05</b> 324-4160-05US	<b>324-4160-07</b> 324-4160-07US	<b>324-4160-10</b> 324-4160-10US	<b>324-4160-20</b> 324-4160-20US
7"	18	<b>324-4180-00</b> 324-4180-00US	<b>324-4180-05</b> 324-4180-05US	<b>324-4180-07</b> 324-4180-07US	<b>324-4180-10</b> 324-4180-10US	<b>324-4180-20</b> 324-4180-20US
7 3/4"	19,5	<b>324-4200-00</b> 324-4200-00US	<b>324-4200-05</b> 324-4200-05US	<b>324-4200-07</b> 324-4200-07US	<b>324-4200-10</b> 324-4200-10US	<b>324-4200-20</b> 324-4200-20US
8 3/4"	22	<b>324-4220-00</b> 324-4220-00US	<b>324-4220-05</b> 324-4220-05US	<b>324-4220-07</b> 324-4220-07US	<b>324-4220-10</b> 324-4220-10US	<b>324-4220-20</b> 324-4220-20US
9 1/2"	24	<b>324-4240-00</b> 324-4240-00US	<b>324-4240-05</b> 324-4240-05US	<b>324-4240-07</b> 324-4240-07US	<b>324-4240-10</b> 324-4240-10US	<b>324-4240-20</b> 324-4240-20US



**GEWINKELT / ANGLED / ANGULADA / COUDEE**

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulation 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm

inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-5160-00</b> 324-5160-00US	<b>324-5160-05</b> 324-5160-05US	<b>324-5160-07</b> 324-5160-07US	<b>324-5160-10</b> 324-5160-10US	<b>324-5160-20</b> 324-5160-20US
7"	18	<b>324-5180-00</b> 324-5180-00US	<b>324-5180-05</b> 324-5180-05US	<b>324-5180-07</b> 324-5180-07US	<b>324-5180-10</b> 324-5180-10US	<b>324-5180-20</b> 324-5180-20US
7 3/4"	19,5	<b>324-5200-00</b> 324-5200-00US	<b>324-5200-05</b> 324-5200-05US	<b>324-5200-07</b> 324-5200-07US	<b>324-5200-10</b> 324-5200-10US	<b>324-5200-20</b> 324-5200-20US
8 3/4"	22	<b>324-5220-00</b> 324-5220-00US	<b>324-5220-05</b> 324-5220-05US	<b>324-5220-07</b> 324-5220-07US	<b>324-5220-10</b> 324-5220-10US	<b>324-5220-20</b> 324-5220-20US
9 1/2"	24	<b>324-5240-00</b> 324-5240-00US	<b>324-5240-05</b> 324-5240-05US	<b>324-5240-07</b> 324-5240-07US	<b>324-5240-10</b> 324-5240-10US	<b>324-5240-20</b> 324-5240-20US

# ELCON 320


BIPOLARE PINZETTEN „STANDARD“  
BIPOLAR FORCEPS „STANDARD“  
PINZAS BIPOLARES „STANDARD“  
PINCES BIPOLAIRES „STANDARD“

8 MM



**BAYONETT** GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm




Inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm 1,2 mm wide handle	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-1160-00</b> 324-1160-00US	<b>324-1160-05</b> 324-1160-05US	<b>324-1160-07</b> 324-1160-07US	<b>324-1160-10</b> 324-1160-10US	<b>324-1160-20</b> 324-1160-20US
7"	18	<b>324-1180-00</b> 324-1180-00US	<b>324-1180-05</b> 324-1180-05US	<b>324-1180-07</b> 324-1180-07US	<b>324-1180-10</b> 324-1180-10US	<b>324-1180-20</b> 324-1180-20US
7 3/4"	19,5	<b>324-1200-00</b> 324-1200-00US	<b>324-1200-05</b> 324-1200-05US	<b>324-1200-07</b> 324-1200-07US	<b>324-1200-10</b> 324-1200-10US	<b>324-1200-20</b> 324-1200-20US
8 3/4"	22	<b>324-1220-00</b> 324-1220-00US	<b>324-1220-05</b> 324-1220-05US	<b>324-1220-07</b> 324-1220-07US	<b>324-1220-10</b> 324-1220-10US	<b>324-1220-20</b> 324-1220-20US
9 1/2"	24	<b>324-1240-00</b> 324-1240-00US	<b>324-1240-05</b> 324-1240-05US	<b>324-1240-07</b> 324-1240-07US	<b>324-1240-10</b> 324-1240-10US	<b>324-1240-20</b> 324-1240-20US
10"	25			<b>324-1250-07</b> 324-1250-07US	<b>324-1250-12</b> 324-1250-12US	<b>324-1250-20</b> 324-1250-20US
wide handle						
12"	30			<b>324-1300-07</b> 324-1300-07US	<b>324-1300-12</b> 324-1300-12US	<b>324-1300-20</b> 324-1300-20US
wide handle						

**BIPOLARE PINZETTEN „STANDARD“  
BIPOLAR FORCEPS „STANDARD“  
PINZAS BIPOLES „STANDARD“  
PINCES BIPOLES „STANDARD“**


**ELCON**  
**320**

**8 MM**



**BAYONETT AUFWÄRTS GEWINKELT / UPWARDS ANGLED / ANGULADA HACIA ARRIBA / COUDEE VERS LE HAUT**

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulación 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm



inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm 1,2 mm wide handle	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-2160-00</b> 324-2160-00US	<b>324-2160-05</b> 324-2160-05US	<b>324-2160-07</b> 324-2160-07US	<b>324-2160-10</b> 324-2160-10US	<b>324-2160-20</b> 324-2160-20US
7"	18	<b>324-2180-00</b> 324-2180-00US	<b>324-2180-05</b> 324-2180-05US	<b>324-2180-07</b> 324-2180-07US	<b>324-2180-10</b> 324-2180-10US	<b>324-2180-20</b> 324-2180-20US
7 3/4"	19,5	<b>324-2200-00</b> 324-2200-00US	<b>324-2200-05</b> 324-2200-05US	<b>324-2200-07</b> 324-2200-07US	<b>324-2200-10</b> 324-2200-10US	<b>324-2200-20</b> 324-2200-20US
8 3/4"	22	<b>324-2220-00</b> 324-2220-00US	<b>324-2220-05</b> 324-2220-05US	<b>324-2220-07</b> 324-2220-07US	<b>324-2220-10</b> 324-2220-10US	<b>324-2220-20</b> 324-2220-20US
9 1/2"	24	<b>324-2240-00</b> 324-2240-00US	<b>324-2240-05</b> 324-2240-05US	<b>324-2240-07</b> 324-2240-07US	<b>324-2240-10</b> 324-2240-10US	<b>324-2240-20</b> 324-2240-20US
10"	25			<b>324-2250-07</b> 324-2250-07US	<b>324-2250-12</b> 324-2250-12US	<b>324-2250-20</b> 324-2250-20US
wide handle						
12"	30			<b>324-2300-07</b> 324-2300-07US	<b>324-2300-12</b> 324-2300-12US	<b>324-2300-20</b> 324-2300-20US
wide handle						



**BAYONETT ABWÄRTS GEWINKELT / DOWNWARDS ANGLED ANGULADA HACIA ABAJO / COUDEE VERS LE BAS**

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulación 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm


inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm 1,2 mm wide handle	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-3160-00</b> 324-3160-00US	<b>324-3160-05</b> 324-3160-05US	<b>324-3160-07</b> 324-3160-07US	<b>324-3160-10</b> 324-3160-10US	<b>324-3160-20</b> 324-3160-20US
7"	18	<b>324-3180-00</b> 324-3180-00US	<b>324-3180-05</b> 324-3180-05US	<b>324-3180-07</b> 324-3180-07US	<b>324-3180-10</b> 324-3180-10US	<b>324-3180-20</b> 324-3180-20US
7 3/4"	19,5	<b>324-3200-00</b> 324-3200-00US	<b>324-3200-05</b> 324-3200-05US	<b>324-3200-07</b> 324-3200-07US	<b>324-3200-10</b> 324-3200-10US	<b>324-3200-20</b> 324-3200-20US
8 3/4"	22	<b>324-3220-00</b> 324-3220-00US	<b>324-3220-05</b> 324-3220-05US	<b>324-3220-07</b> 324-3220-07US	<b>324-3220-10</b> 324-3220-10US	<b>324-3220-20</b> 324-3220-20US
9 1/2"	24	<b>324-3240-00</b> 324-3240-00US	<b>324-3240-05</b> 324-3240-05US	<b>324-3240-07</b> 324-3240-07US	<b>324-3240-10</b> 324-3240-10US	<b>324-3240-20</b> 324-3240-20US
10"	25			<b>324-3250-07</b> 324-3250-07US	<b>324-3250-12</b> 324-3250-12US	<b>324-3250-20</b> 324-3250-20US
wide handle						
12"	30			<b>324-3300-07</b> 324-3300-07US	<b>324-3300-12</b> 324-3300-12US	<b>324-3300-20</b> 324-3300-20US
wide handle						

8 MM



### KNIEGEBOGEN / CURVED / CURVA / COURBE

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm




inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	1,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-9016-00</b> 324-9016-00US	<b>324-9016-05</b> 324-9016-05US	<b>324-9016-10</b> 324-9016-10US
8 3/4"	22	<b>324-9022-00</b> 324-9022-00US	<b>324-9022-05</b> 324-9022-05US	<b>324-9022-10</b> 324-9022-10US



### MEUSER

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm



inch	cm	2,0 mm
7 3/4"	18	<b>324-9120-20</b> 324-9120-20US

**BIPOLAR**

TUNGSTENGRIP & SPÜLEN / ABSAUGEN

**BIPOLAR**


TUNGSTENGRIP & IRRIGATION / SUCTION

**BIPOLARES**

TUNGSTENGRIP & IRRIGACION / SUCCION

**BIPOLAIRES**

TUNGSTENGRIP & IRRIGATION / ASPIRATION




# ELCON 320

BIPOLARE PINZETTEN „TUNGSTENGRIP“  
BIPOLAR FORCEPS „TUNGSTENGRIP“  
PINZAS BIPOLARES „TUNGSTENGRIP“  
PINCES BIPOLAIRES „TUNGSTENGRIP“




## GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE



inch	cm	1,2 mm	2,2 mm
7 3/4"	19,5	<b>324-4200-12TC</b> 324-4200-12TCUS	<b>324-4200-22TC</b> 324-4200-22TCUS
8 3/4"	22	<b>324-4220-12TC</b> 324-4220-12TCUS	<b>324-4220-22TC</b> 324-4220-22TCUS
10"	25	<b>324-4250-12TC</b> 324-4250-12TCUS	<b>324-4250-22TC</b> 324-4250-22TCUS
14"	30	<b>324-4300-12TC</b> 324-4300-12TCUS	<b>324-4300-22TC</b> 324-4300-22TCUS




## BAYONETT WIDE HANDLE GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE



inch	cm	1,2 mm	2,2 mm
7 3/4"	19,5	<b>324-1200-12TC</b> 324-1200-12TCUS	<b>324-1200-22TC</b> 324-1200-22TCUS
8 3/4"	22	<b>324-1220-12TC</b> 324-1220-12TCUS	<b>324-1220-22TC</b> 324-1220-22TCUS




**BAYONETT - IRRIGATION** GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE



inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,2 mm	2,0 mm
6 3/7"	17	<b>324-4170-00IR</b> 324-4170-00IRUS	<b>324-4170-05IR</b> 324-4170-05IRUS	<b>324-4170-07IR</b> 324-4170-07IRUS	<b>324-4170-12IR</b> 324-4170-12IRUS	<b>324-4170-20IR</b> 324-4170-20IRUS
8"	20	<b>324-4200-00IR</b> 324-4200-00IRUS	<b>324-4200-05IR</b> 324-4200-05IRUS	<b>324-4200-07IR</b> 324-4200-07IRUS	<b>324-4200-12IR</b> 324-4200-12IRUS	<b>324-4200-20IR</b> 324-4200-20IRUS
8 3/4"	22	<b>324-4220-00IR</b> 324-4220-00IRUS	<b>324-4220-05IR</b> 324-4220-05IRUS	<b>324-4220-07IR</b> 324-4220-07IRUS	<b>324-4220-12IR</b> 324-4220-12IRUS	<b>324-4220-20IR</b> 324-4220-20IRUS
9"	23	<b>324-4230-00IR</b> 324-4230-00IRUS	<b>324-4230-05IR</b> 324-4230-05IRUS	<b>324-4230-07IR</b> 324-4230-07IRUS	<b>324-4230-12IR</b> 324-4230-12IRUS	<b>324-4230-20IR</b> 324-4230-20IRUS
10"	25	<b>324-4250-00IR</b> 324-4250-00IRUS	<b>324-4250-05IR</b> 324-4250-05IRUS	<b>324-4250-07IR</b> 324-4250-07IRUS	<b>324-4250-12IR</b> 324-4250-12IRUS	<b>324-4250-20IR</b> 324-4250-20IRUS



**BAYONETT - SUCTION** GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE




inch	cm	1,4 mm	2,0 mm
8"	20	<b>324-4200-14SU</b> 324-4200-14SUUS	<b>324-4200-20SU</b> 324-4200-20SUUS
9"	23	<b>324-4230-14SU</b> 324-4230-14SUUS	<b>324-4230-20SU</b> 324-4230-20SUUS

# ELCON 320

BIPOLARE PINZETTEN „ABSAUGUNG“  
BIPOLAR FORCEPS „SUCTION“  
PINZAS BIPOLARES „SUCCION“  
PINCES BIPOLAIRES „ASPIRATION“




KNIEGEBOGEN / CURVED / CURVA / COURBE



inch	cm	2,0 mm
7 3/4"	19,5	<b>324-9019-20SU</b> 324-9019-20SUUS



TC MEUSER 45° / 60°



inch	cm	3,0 mm (45°) / 3,2 mm (60°)	
8 1/3"	21	<b>324-9221-45</b> 324-9221-45US	<b>45°</b>
8 1/3"	21	<b>324-9221-60</b> 324-9221-60US	<b>60°</b>

## „ANTI-HAFT“ Bipolare Pinzetten

Da unsere bipolaren Pinzetten mit einer soliden Silberspitze versehen sind, verteilt sich die Koagulationshitze optimal. Das heißt dass die Spitze sich sehr langsam erwärmt und das Festkleben von Gewebe vermieden wird. Da unsere Spitzen nicht mit einer Silberschicht versehen sondern aus solidem Sterlingsilber gefertigt sind, bleibt dieser Anti-Hafteffekt dauerhaft erhalten.

Die zusätzliche Vergoldung bietet folgende zusätzlichen Vorteile:

- Die Silberspitze läuft, auch nach längerer Lagerzeit, nicht an.
- Bakterien können sich, durch den antibakteriellen Effekt, kaum festsetzen.
- Die Pinzette ist säure- und laugenbeständig.
- Die Leitfähigkeit ist verbessert.



## „NON-STICK“ Bipolar Forceps

Manufactured with a solid silvertip, our Bipolar-forceps dissipate the emerging heat during coagulation optimally. So the tip gets heated very slowly and adherence of tissue is avoided. As our tips aren't coated with a silver alloy, but made of solid sterling silver, the NON-STICK-effect will last forever.

The additional gold plating offers the following additional advantages:

- It avoids the tarnishing of the silver-tip, also after a long-time of stock-keeping.
- It largely prevents bacteria to find a hold due to its antibacterial effect.
- It is resistant to acids and alkaline solutions
- It offers a better conductivity



## „ANTI-ADHERENTE“ pinzas bipolares

Fabricado con una punta de plata sólida, nuestras pinzas bipolares disipan el calor que se produce durante la coagulación de manera óptima. Así la punta se calienta muy lentamente y se evita la adherencia del tejido.

Como nuestras puntas no estan recubiertas con una aleación de plata, pero hechas de plata esterlina sólida, el efecto ANTI-ADHERENTE durará para siempre.

El bañado adicional en oro ofrece las siguientes ventajas:

- Evita la pérdida de brillo de la punta de plata, también después de un largo tiempo de mantenimiento en stock.
- Evita mayormente que las bacterias encuentren un agarre debido a su efecto antibacteriano.
- Es resistente a los ácidos y las soluciones alcalinas.
- Ofrece una mejor conductividad.



## „NON-STICK“ Pincés Bipolaires

Fabriqués avec une pointe en argent solide, nos pincés bipolaires optimisent la dissipation de la chaleur qui se produit pendant la coagulation. Ainsi la pointe s'échauffe très lentement et l'agglutination de tissu est évitée.

Nos pointes étant fait d'argent Sterling solide et ne pas seulement ayant une couche d'argent, cet effet restera.

Le plaqué or supplémentaire offre les autres avantages suivants :

- Il prévient the ternissement de la pointe en argent, même pendant une longue durée de stockage.
- Il prévient largement l'incrustation de bactéries, du à son effet antibacterien.
- Il est résistant aux acides et lessives.
- Il montre une meilleure conductibilité.



# ELCON 320


BIPOLARE PINZETTEN „NON STICK“  
BIPOLAR FORCEPS „NON STICK“  
PINZAS BIPOLARES „NON STICK“  
PINCES BIPOLAIRES „NON STICK“

8 MM



## ADSON

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm  
Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm




inch	cm	1,0 mm
------	----	--------

4 3/4" 12 324-6120-10NS  
324-6120-10NSUS



## JEWELER

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm  
Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm



inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm
4 1/4"	11	324-6115-00NS 324-6115-00NSUS	324-6115-05NS 324-6115-05NSUS	324-6115-07NS 324-6115-07NSUS	324-6115-10NS 324-6115-10NSUS
		324-6116-00NS 324-6116-00NSUS	324-6116-05NS 324-6116-05NSUS	324-6116-07NS 324-6116-07NSUS	324-6116-10NS 324-6116-10NSUS
4 1/4"	11	324-6117-00NS 324-6117-00NSUS	324-6117-05NS 324-6117-05NSUS	324-6117-07NS 324-6117-07NSUS	324-6117-10NS 324-6117-10NSUS

BIPOLARE PINZETTEN „NON STICK“  
 BIPOLAR FORCEPS „NON STICK“  
 PINZAS BIPOLARES „NON STICK“  
 PINCES BIPOLAIRES „NON STICK“


**ELCON**  
**320**

**8 MM**



**GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE**

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulation 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm



Inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm 1,2 mm wide handle	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-4160-00NS</b> 324-4160-00NSUS	<b>324-4160-05NS</b> 324-4160-05NSUS	<b>324-4160-07NS</b> 324-4160-07NSUS	<b>324-4160-10NS</b> 324-4160-10NSUS	<b>324-4160-20NS</b> 324-4160-20NSUS
7"	18	<b>324-4180-00NS</b> 324-4180-00NSUS	<b>324-4180-05NS</b> 324-4180-05NSUS	<b>324-4180-07NS</b> 324-4180-07NSUS	<b>324-4180-10NS</b> 324-4180-10NSUS	<b>324-4180-20NS</b> 324-4180-20NSUS
7 3/4"	19,5	<b>324-4200-00NS</b> 324-4200-00NSUS	<b>324-4200-05NS</b> 324-4200-05NSUS	<b>324-4200-07NS</b> 324-4200-07NSUS	<b>324-4200-10NS</b> 324-4200-10NSUS	<b>324-4200-20NS</b> 324-4200-20NSUS
8 3/4"	22	<b>324-4220-00NS</b> 324-4220-00NSUS	<b>324-4220-05NS</b> 324-4220-05NSUS	<b>324-4220-07NS</b> 324-4220-07NSUS	<b>324-4220-10NS</b> 324-4220-10NSUS	<b>324-4220-20NS</b> 324-4220-20NSUS
9 1/2"	24	<b>324-4240-00NS</b> 324-4240-00NSUS	<b>324-4240-05NS</b> 324-4240-05NSUS	<b>324-4240-07NS</b> 324-4240-07NSUS	<b>324-4240-10NS</b> 324-4240-10NSUS	<b>324-4240-20NS</b> 324-4240-20NSUS
10"	25			<b>324-4250-07NS</b> 324-4250-07NSUS	<b>324-4250-12NS</b> 324-4250-12NSUS	<b>324-4250-20NS</b> 324-4250-20NSUS
wide handle	30			<b>324-4300-07NS</b> 324-4300-07NSUS	<b>324-4300-12NS</b> 324-4300-12NSUS	<b>324-4300-20NS</b> 324-4300-20NSUS
12"	30					
wide handle						
14"	35			<b>324-4350-07NS</b> 324-4350-07NSUS	<b>324-4350-12NS</b> 324-4350-12NSUS	<b>324-4350-20NS</b> 324-4350-20NSUS
wide handle						



**GEWINKELT / ANGLED / ANGULADA / COUDEE**

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulation 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm

Inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm 1,2 mm wide handle	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-5160-00NS</b> 324-5160-00NSUS	<b>324-5160-05NS</b> 324-5160-05NSUS	<b>324-5160-07NS</b> 324-5160-07NSUS	<b>324-5160-10NS</b> 324-5160-10NSUS	<b>324-5160-20NS</b> 324-5160-20NSUS
7"	18	<b>324-5180-00NS</b> 324-5180-00NSUS	<b>324-5180-05NS</b> 324-5180-05NSUS	<b>324-5180-07NS</b> 324-5180-07NSUS	<b>324-5180-10NS</b> 324-5180-10NSUS	<b>324-5180-20NS</b> 324-5180-20NSUS
7 3/4"	19,5	<b>324-5200-00NS</b> 324-5200-00NSUS	<b>324-5200-05NS</b> 324-5200-05NSUS	<b>324-5200-07NS</b> 324-5200-07NSUS	<b>324-5200-10NS</b> 324-5200-10NSUS	<b>324-5200-20NS</b> 324-5200-20NSUS
8 3/4"	22	<b>324-5220-00NS</b> 324-5220-00NSUS	<b>324-5220-05NS</b> 324-5220-05NSUS	<b>324-5220-07NS</b> 324-5220-07NSUS	<b>324-5220-10NS</b> 324-5220-10NSUS	<b>324-5220-20NS</b> 324-5220-20NSUS
9 1/2"	24	<b>324-5240-00NS</b> 324-5240-00NSUS	<b>324-5240-05NS</b> 324-5240-05NSUS	<b>324-5240-07NS</b> 324-5240-07NSUS	<b>324-5240-10NS</b> 324-5240-10NSUS	<b>324-5240-20NS</b> 324-5240-20NSUS
10"	25			<b>324-5250-07NS</b> 324-5250-07NSUS	<b>324-5250-12NS</b> 324-5250-12NSUS	<b>324-5250-20NS</b> 324-5250-20NSUS
wide handle	30			<b>324-5300-07NS</b> 324-5300-07NSUS	<b>324-5300-12NS</b> 324-5300-12NSUS	<b>324-5300-20NS</b> 324-5300-20NSUS
12"	30					
wide handle						
14"	35			<b>324-5350-07NS</b> 324-5350-07NSUS	<b>324-5350-12NS</b> 324-5350-12NSUS	<b>324-5350-20NS</b> 324-5350-20NSUS
wide handle						

# ELCON 320


BIPOLARE PINZETTEN „NON STICK“  
BIPOLAR FORCEPS „NON STICK“  
PINZAS BIPOLARES „NON STICK“  
PINCES BIPOLAIRES „NON STICK“

8 MM



## BAYONETT GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm



Inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm 1,2 mm wide handle	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-1160-00NS</b> 324-1160-00NSUS	<b>324-1160-05NS</b> 324-1160-05NSUS	<b>324-1160-07NS</b> 324-1160-07NSUS	<b>324-1160-10NS</b> 324-1160-10NSUS	<b>324-1160-20NS</b> 324-1160-20NSUS
7"	18	<b>324-1180-00NS</b> 324-1180-00NSUS	<b>324-1180-05NS</b> 324-1180-05NSUS	<b>324-1180-07NS</b> 324-1180-07NSUS	<b>324-1180-10NS</b> 324-1180-10NSUS	<b>324-1180-20NS</b> 324-1180-20NSUS
7 3/4"	19,5	<b>324-1200-00NS</b> 324-1200-00NSUS	<b>324-1200-05NS</b> 324-1200-05NSUS	<b>324-1200-07NS</b> 324-1200-07NSUS	<b>324-1200-10NS</b> 324-1200-10NSUS	<b>324-1200-20NS</b> 324-1200-20NSUS
8 3/4"	22	<b>324-1220-00NS</b> 324-1220-00NSUS	<b>324-1220-05NS</b> 324-1220-05NSUS	<b>324-1220-07NS</b> 324-1220-07NSUS	<b>324-1220-10NS</b> 324-1220-10NSUS	<b>324-1220-20NS</b> 324-1220-20NSUS
9 1/2"	24	<b>324-1240-00NS</b> 324-1240-00NSUS	<b>324-1240-05NS</b> 324-1240-05NSUS	<b>324-1240-07NS</b> 324-1240-07NSUS	<b>324-1240-10NS</b> 324-1240-10NSUS	<b>324-1240-20NS</b> 324-1240-20NSUS
10"	25			<b>324-1250-07NS</b> 324-1250-07NSUS	<b>324-1250-12NS</b> 324-1250-12NSUS	<b>324-1250-20NS</b> 324-1250-20NSUS
wide handle						
12"	30			<b>324-1300-07NS</b> 324-1300-07NSUS	<b>324-1300-12NS</b> 324-1300-12NSUS	<b>324-1300-20NS</b> 324-1300-20NSUS
wide handle						

**BIPOLARE PINZETTEN „NON STICK“  
BIPOLAR FORCEPS „NON STICK“  
PINZAS BIPOLARES „NON STICK“  
PINCES BIPOLAIRES „NON STICK“**


**ELCON**  
**320**

**8 MM**



**BAYONETT ABWÄRTS GEWINKELT / DOWNWARDS ANGLED / ANGULADA HACIA ABAJO / COUDEE VERS LE BAS**

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulation 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm



inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm 1,2 mm wide handle	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-3160-00NS</b> 324-3160-00NSUS	<b>324-3160-05NS</b> 324-3160-05NSUS	<b>324-3160-07NS</b> 324-3160-07NSUS	<b>324-3160-10NS</b> 324-3160-10NSUS	<b>324-3160-20NS</b> 324-3160-20NSUS
7"	18	<b>324-3180-00NS</b> 324-3180-00NSUS	<b>324-3180-05NS</b> 324-3180-05NSUS	<b>324-3180-07NS</b> 324-3180-07NSUS	<b>324-3180-10NS</b> 324-3180-10NSUS	<b>324-3180-20NS</b> 324-3180-20NSUS
7 3/4"	19,5	<b>324-3200-00NS</b> 324-3200-00NSUS	<b>324-3200-05NS</b> 324-3200-05NSUS	<b>324-3200-07NS</b> 324-3200-07NSUS	<b>324-3200-10NS</b> 324-3200-10NSUS	<b>324-3200-20NS</b> 324-3200-20NSUS
8 3/4"	22	<b>324-3220-00NS</b> 324-3220-00NSUS	<b>324-3220-05NS</b> 324-3220-05NSUS	<b>324-3220-07NS</b> 324-3220-07NSUS	<b>324-3220-10NS</b> 324-3220-10NSUS	<b>324-3220-20NS</b> 324-3220-20NSUS
9 1/2"	24	<b>324-3240-00NS</b> 324-3240-00NSUS	<b>324-3240-05NS</b> 324-3240-05NSUS	<b>324-3240-07NS</b> 324-3240-07NSUS	<b>324-3240-10NS</b> 324-3240-10NSUS	<b>324-3240-20NS</b> 324-3240-20NSUS
10"	25			<b>324-3250-07NS</b> 324-3250-07NSUS	<b>324-3250-12NS</b> 324-3250-12NSUS	<b>324-3250-20NS</b> 324-3250-20NSUS
wide handle						
12"	30			<b>324-3300-07NS</b> 324-3300-07NSUS	<b>324-3300-12NS</b> 324-3300-12NSUS	<b>324-3300-20NS</b> 324-3300-20NSUS
wide handle						



**BAYONETT AUFWÄRTS GEWINKELT / UPWARDS ANGLED ANGULADA HACIA ARRIBA / COUDEE VERS LE HAUT**

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulation 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm


Inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm 1,2 mm wide handle	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-2160-00NS</b> 324-2160-00NSUS	<b>324-2160-05NS</b> 324-2160-05NSUS	<b>324-2160-07NS</b> 324-2160-07NSUS	<b>324-2160-10NS</b> 324-2160-10NSUS	<b>324-2160-20NS</b> 324-2160-20NSUS
7"	18	<b>324-2180-00NS</b> 324-2180-00NSUS	<b>324-2180-05NS</b> 324-2180-05NSUS	<b>324-2180-07NS</b> 324-2180-07NSUS	<b>324-2180-10NS</b> 324-2180-10NSUS	<b>324-2180-20NS</b> 324-2180-20NSUS
7 3/4"	19,5	<b>324-2200-00NS</b> 324-2200-00NSUS	<b>324-2200-05NS</b> 324-2200-05NSUS	<b>324-2200-07NS</b> 324-2200-07NSUS	<b>324-2200-10NS</b> 324-2200-10NSUS	<b>324-2200-20NS</b> 324-2200-20NSUS
8 3/4"	22	<b>324-2220-00NS</b> 324-2220-00NSUS	<b>324-2220-05NS</b> 324-2220-05NSUS	<b>324-2220-07NS</b> 324-2220-07NSUS	<b>324-2220-10NS</b> 324-2220-10NSUS	<b>324-2220-20NS</b> 324-2220-20NSUS
9 1/2"	24	<b>324-2240-00NS</b> 324-2240-00NSUS	<b>324-2240-05NS</b> 324-2240-05NSUS	<b>324-2240-07NS</b> 324-2240-07NSUS	<b>324-2240-10NS</b> 324-2240-10NSUS	<b>324-2240-20NS</b> 324-2240-20NSUS
10"	25			<b>324-2250-07NS</b> 324-2250-07NSUS	<b>324-2250-12NS</b> 324-2250-12NSUS	<b>324-2250-20NS</b> 324-2250-20NSUS
wide handle						
12"	30			<b>324-2300-07NS</b> 324-2300-07NSUS	<b>324-2300-12NS</b> 324-2300-12NSUS	<b>324-2300-20NS</b> 324-2300-20NSUS
wide handle						

8 MM



### KNIEGEBOGEN / CURVED / CURVA / COURBE

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm




inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	1,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-9016-00NS</b> 324-9016-00NSUS	<b>324-9016-05NS</b> 324-9016-05NSUS	<b>324-9016-10NS</b> 324-9016-10NSUS
8 3/4"	22	<b>324-9022-00NS</b> 324-9022-00NSUS	<b>324-9022-05NS</b> 324-9022-05NSUS	<b>324-9022NS-10</b> 324-9022-10NSUS



### MEUSER

Koagulationslänge 8,0 mm / Platform 8,0 mm / Longitud de coagulacion 8,0 mm / Longueur de coagulation 8,0 mm



inch	cm	2,0 mm
7 3/4"	18	<b>324-9118-20NS</b> 324-9118-20NSUS

BIPOLARE PINZETTEN „NON STICK“  
 BIPOLAR FORCEPS „NON STICK“  
 PINZAS BIPOLARES „NON STICK“  
 PINCES BIPOLAIRES „NON STICK“


**ELCON**  
**320**

6 MM



**GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE**

Koagulationslänge 6,0 mm / Platform 6,0 mm / longitud de coagulacion 6,0 mm / longueur de coagulation 6,0 mm  
 breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large



inch	cm	Spitz / sharp	0,4 mm	0,7 mm	1,2 mm	2,0 mm
4 1/4"	11	<b>324-4116-00NS</b> 324-4116-00NSUS	<b>324-4116-04NS</b> 324-4116-04NSUS	<b>324-4116-07NS</b> 324-4116-07NSUS	<b>324-4116-12NS</b> 324-4116-12NSUS	<b>324-4116-20NS</b> 324-4116-20NSUS
6 1/6"	16	<b>324-4166-00NS</b> 324-4166-00NSUS	<b>324-4166-04NS</b> 324-4166-04NSUS	<b>324-4166-07NS</b> 324-4166-07NSUS	<b>324-4166-12NS</b> 324-4166-12NSUS	<b>324-4166-20NS</b> 324-4166-20NSUS
7"	18	<b>324-4186-00NS</b> 324-4186-00NSUS	<b>324-4186-04NS</b> 324-4186-04NSUS	<b>324-4186-07NS</b> 324-4186-07NSUS	<b>324-4186-12NS</b> 324-4186-12NSUS	<b>324-4186-20NS</b> 324-4186-20NSUS
8"	20	<b>324-4206-00NS</b> 324-4206-00NSUS	<b>324-4206-04NS</b> 324-4206-04NSUS	<b>324-4206-07NS</b> 324-4206-07NSUS	<b>324-4206-12NS</b> 324-4206-12NSUS	<b>324-4206-20NS</b> 324-4206-20NSUS
9"	23	<b>324-4236-00NS</b> 324-4236-00NSUS	<b>324-4236-04NS</b> 324-4236-04NSUS	<b>324-4236-07NS</b> 324-4236-07NSUS	<b>324-4236-12NS</b> 324-4236-12NSUS	<b>324-4236-20NS</b> 324-4236-20NSUS
10"	25	<b>324-4256-00NS</b> 324-4256-00NSUS	<b>324-4256-04NS</b> 324-4256-04NSUS	<b>324-4256-07NS</b> 324-4256-07NSUS	<b>324-4256-12NS</b> 324-4256-12NSUS	<b>324-4256-20NS</b> 324-4256-20NSUS



**GEWINKELT / ANGLED / ANGULADA / COUDEE**

Koagulationslänge 6,0 mm / Platform 6,0 mm / longitud de coagulacion 6,0 mm / longueur de coagulation 6,0 mm  
 breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large


inch	cm	Spitz / sharp	0,4 mm	0,7 mm	1,2 mm	2,0 mm
4 1/4"	11	<b>324-5116-00NS</b> 324-5116-00NSUS	<b>324-5116-04NS</b> 324-5116-04NSUS	<b>324-5116-07NS</b> 324-5116-07NSUS	<b>324-5116-12NS</b> 324-5116-12NSUS	<b>324-5116-20NS</b> 324-5116-20NSUS
6 1/6"	16	<b>324-5166-00NS</b> 324-5166-00NSUS	<b>324-5166-04NS</b> 324-5166-04NSUS	<b>324-5166-07NS</b> 324-5166-07NSUS	<b>324-5166-12NS</b> 324-5166-12NSUS	<b>324-5166-20NS</b> 324-5166-20NSUS
7"	18	<b>324-5186-00NS</b> 324-5186-00NSUS	<b>324-5186-04NS</b> 324-5186-04NSUS	<b>324-5186-07NS</b> 324-5186-07NSUS	<b>324-5186-12NS</b> 324-5186-12NSUS	<b>324-5186-20NS</b> 324-5186-20NSUS
8"	20	<b>324-5206-00NS</b> 324-5206-00NSUS	<b>324-5206-04NS</b> 324-5206-04NSUS	<b>324-5206-07NS</b> 324-5206-07NSUS	<b>324-5206-12NS</b> 324-5206-12NSUS	<b>324-5206-20NS</b> 324-5206-20NSUS
9"	23	<b>324-5236-00NS</b> 324-5236-00NSUS	<b>324-5236-04NS</b> 324-5236-04NSUS	<b>324-5236-07NS</b> 324-5236-07NSUS	<b>324-5236-12NS</b> 324-5236-12NSUS	<b>324-5236-20NS</b> 324-5236-20NSUS
10"	25	<b>324-5256-00NS</b> 324-5256-00NSUS	<b>324-5256-04NS</b> 324-5256-04NSUS	<b>324-5256-07NS</b> 324-5256-07NSUS	<b>324-5256-12NS</b> 324-5256-12NSUS	<b>324-5256-20NS</b> 324-5256-20NSUS

6 MM



**BAYONETT** GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE

Koagulationslänge 6,0 mm / Platform 6,0 mm / Longitud de coagulacion 6,0 mm / Longueur de coagulation 6,0 mm  
breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large



inch	cm	Spitz / sharp	0,4 mm	0,7 mm	1,2 mm	2,0 mm
6 1/6"	16	<b>324-1166-00NS</b> 324-1166-00NSUS	<b>324-1166-04NS</b> 324-1166-04NSUS	<b>324-1166-07NS</b> 324-1166-07NSUS	<b>324-1166-12NS</b> 324-1166-12NSUS	<b>324-1166-20NS</b> 324-1166-20NSUS
6 3/4"	17	<b>324-1176-00NS</b> 324-1176-00NSUS	<b>324-1176-04NS</b> 324-1176-04NSUS	<b>324-1176-07NS</b> 324-1176-07NSUS	<b>324-1176-12NS</b> 324-1176-12NSUS	<b>324-1176-20NS</b> 324-1176-20NSUS
8"	20	<b>324-1206-00NS</b> 324-1206-00NSUS	<b>324-1206-04NS</b> 324-1206-04NSUS	<b>324-1206-07NS</b> 324-1206-07NSUS	<b>324-1206-12NS</b> 324-1206-12NSUS	<b>324-1206-20NS</b> 324-1206-20NSUS
9"	23	<b>324-1236-00NS</b> 324-1236-00NSUS	<b>324-1236-04NS</b> 324-1236-04NSUS	<b>324-1236-07NS</b> 324-1236-07NSUS	<b>324-1236-12NS</b> 324-1236-12NSUS	<b>324-1236-20NS</b> 324-1236-20NSUS
10"	25	<b>324-1256-00NS</b> 324-1256-00NSUS	<b>324-1256-04NS</b> 324-1256-04NSUS	<b>324-1256-07NS</b> 324-1256-07NSUS	<b>324-1256-12NS</b> 324-1256-12NSUS	<b>324-1256-20NS</b> 324-1256-20NSUS

BIPOLARE PINZETTEN „NON STICK“  
 BIPOLAR FORCEPS „NON STICK“  
 PINZAS BIPOLARES „NON STICK“  
 PINCES BIPOLAIRES „NON STICK“


**ELCON**  
**320**

6 MM



**BAYONETT ABWÄRTS GEWINKELT / DOWNWARDS ANGLED / ANGULADA HACIA ABAJO / COUDEE VERS LE BAS**

Koagulationslänge 6,0 mm / Platform 6,0 mm / Longitud de coagulation 6,0 mm / Longueur de coagulation 6,0 mm  
 breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large



inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,2 mm	2,0 mm
6"	15	<b>324-3156-00NS</b> 324-3156-00NSUS	<b>324-3156-05NS</b> 324-3156-05NSUS	<b>324-3156-07NS</b> 324-3156-07NSUS	<b>324-3156-12NS</b> 324-3156-12NSUS	<b>324-3156-20NS</b> 324-3156-20NSUS
6 3/4"	17	<b>324-3176-00NS</b> 324-3176-00NSUS	<b>324-3176-05NS</b> 324-3176-05NSUS	<b>324-3176-07NS</b> 324-3176-07NSUS	<b>324-3176-12NS</b> 324-3176-12NSUS	<b>324-3176-20NS</b> 324-3176-20NSUS
8"	20	<b>324-3206-00NS</b> 324-3206-00NSUS	<b>324-3206-05NS</b> 324-3206-05NSUS	<b>324-3206-07NS</b> 324-3206-07NSUS	<b>324-3206-12NS</b> 324-3206-12NSUS	<b>324-3206-20NS</b> 324-3206-20NSUS
9"	23	<b>324-3236-00NS</b> 324-3236-00NSUS	<b>324-3236-05NS</b> 324-3236-05NSUS	<b>324-3236-07NS</b> 324-3236-07NSUS	<b>324-3236-12NS</b> 324-3236-12NSUS	<b>324-3236-20NS</b> 324-3236-20NSUS
10"	25	<b>324-3256-00NS</b> 324-3256-00NSUS	<b>324-3256-05NS</b> 324-3256-05NSUS	<b>324-3256-07NS</b> 324-3256-07NSUS	<b>324-3256-12NS</b> 324-3256-12NSUS	<b>324-3256-20NS</b> 324-3256-20NSUS
12"	30	<b>324-3306-00NS</b> 324-3306-00NSUS	<b>324-3306-05NS</b> 324-3306-05NSUS	<b>324-3306-07NS</b> 324-3306-07NSUS	<b>324-3306-12NS</b> 324-3306-12NSUS	<b>324-3306-20NS</b> 324-3306-20NSUS



**BAYONETT AUFWÄRTS GEWINKELT / UPWARDS ANGLED / ANGULADA HACIA ARRIBA / COUDEE VERS LE HAUT**

Koagulationslänge 6,0 mm / Platform 6,0 mm / Longitud de coagulation 6,0 mm / Longueur de coagulation 6,0 mm  
 breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large

inch	cm	Spitz / sharp	0,5 mm	0,7 mm	1,2 mm	2,0 mm
6"	15	<b>324-2156-00NS</b> 324-2156-00NSUS	<b>324-2156-05NS</b> 324-2156-05NSUS	<b>324-2156-07NS</b> 324-2156-07NSUS	<b>324-2156-12NS</b> 324-2156-12NSUS	<b>324-2156-20NS</b> 324-2156-20NSUS
6 3/4"	17	<b>324-2176-00NS</b> 324-2176-00NSUS	<b>324-2176-05NS</b> 324-2176-05NSUS	<b>324-2176-07NS</b> 324-2176-07NSUS	<b>324-2176-12NS</b> 324-2176-12NSUS	<b>324-2176-20NS</b> 324-2176-20NSUS
8"	20	<b>324-2206-00NS</b> 324-2206-00NSUS	<b>324-2206-05NS</b> 324-2206-05NSUS	<b>324-2206-07NS</b> 324-2206-07NSUS	<b>324-2206-12NS</b> 324-2206-12NSUS	<b>324-2206-20NS</b> 324-2206-20NSUS
9"	23	<b>324-2236-00NS</b> 324-2236-00NSUS	<b>324-2236-05NS</b> 324-2236-05NSUS	<b>324-2236-07NS</b> 324-2236-07NSUS	<b>324-2236-12NS</b> 324-2236-12NSUS	<b>324-2236-20NS</b> 324-2236-20NSUS
10"	25	<b>324-2256-00NS</b> 324-2256-00NSUS	<b>324-2256-05NS</b> 324-2256-05NSUS	<b>324-2256-07NS</b> 324-2256-07NSUS	<b>324-2256-12NS</b> 324-2256-12NSUS	<b>324-2256-20NS</b> 324-2256-20NSUS
12"	30	<b>324-2306-00NS</b> 324-2306-00NSUS	<b>324-2306-05NS</b> 324-2306-05NSUS	<b>324-2306-07NS</b> 324-2306-07NSUS	<b>324-2306-12NS</b> 324-2306-12NSUS	<b>324-2306-20NS</b> 324-2306-20NSUS

# ELCON 320

BIPOLARE PINZETTEN „NON STICK“  
BIPOLAR FORCEPS „NON STICK“  
PINZAS BIPOLARES „NON STICK“  
PINCES BIPOLAIRES „NON STICK“

4 MM




## BAYONETT GERADE / STRAIGHT / RECTA / DROITE

Koagulationslänge 4,0 mm / Platform 4,0 mm / Longitud de coagulation 4,0 mm / Longueur de coagulation 4,0 mm

breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large

extra schlanke Branchen / extra thin working ends / ramas extra delgadas / branches extra minces



inch	cm	Spitz / sharp	0,4 mm	0,7 mm	1,2 mm
6 1/6"	16	<b>324-1164-00NS</b> 324-1164-00NSUS	<b>324-1164-04NS</b> 324-1164-04NSUS	<b>324-1164-07NS</b> 324-1164-07NSUS	<b>324-1164-12NS</b> 324-1164-12NSUS
6 3/4"	17	<b>324-1174-00NS</b> 324-1174-00NSUS	<b>324-1174-04NS</b> 324-1174-04NSUS	<b>324-1174-07NS</b> 324-1174-07NSUS	<b>324-1174-12NS</b> 324-1174-12NSUS
8"	20	<b>324-1204-00NS</b> 324-1204-00NSUS	<b>324-1204-04NS</b> 324-1204-04NSUS	<b>324-1204-07NS</b> 324-1204-07NSUS	<b>324-1204-12NS</b> 324-1204-12NSUS
9"	23	<b>324-1234-00NS</b> 324-1234-00NSUS	<b>324-1234-04NS</b> 324-1234-04NSUS	<b>324-1234-07NS</b> 324-1234-07NSUS	<b>324-1234-12NS</b> 324-1234-12NSUS
10"	25	<b>324-1254-00NS</b> 324-1254-00NSUS	<b>324-1254-04NS</b> 324-1254-04NSUS	<b>324-1254-07NS</b> 324-1254-07NSUS	<b>324-1254-12NS</b> 324-1254-12NSUS

BIPOLARE PINZETTEN „NON STICK“  
 BIPOLAR FORCEPS „NON STICK“  
 PINZAS BIPOLARES „NON STICK“  
 PINCES BIPOLAIRES „NON STICK“


**ELCON**  
**320**

4 MM



**BAYONETT ABWÄRTS GEWINKELT / DOWNWARDS ANGLED / ANGULADA HACIA ABAJO / COUDEE VERS LE BAS**

Koagulationslänge 4,0 mm / Platform 4,0 mm / Longitud de coagulation 4,0 mm / Longueur de coagulation 4,0 mm  
 breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large  
 extra schlanke Branchen / extra thin working ends / ramas extra delgadas / branches extra minces



inch	cm	Spitz / sharp	0,4 mm	0,7 mm	1,2 mm
6 1/6"	16	<b>324-3164-00NS</b> 324-3164-00NSUS	<b>324-3164-04NS</b> 324-3164-04NSUS	<b>324-3164-07NS</b> 324-3164-07NSUS	<b>324-3164-12NS</b> 324-3164-12NSUS
6 3/4"	17	<b>324-3174-00NS</b> 324-3174-00NSUS	<b>324-3174-04NS</b> 324-3174-04NSUS	<b>324-3174-07NS</b> 324-3174-07NSUS	<b>324-3174-12NS</b> 324-3174-12NSUS
8"	20	<b>324-3204-00NS</b> 324-3204-00NSUS	<b>324-3204-04NS</b> 324-3204-04NSUS	<b>324-3204-07NS</b> 324-3204-07NSUS	<b>324-3204-12NS</b> 324-3204-12NSUS
9"	23	<b>324-3234-00NS</b> 324-3234-00NSUS	<b>324-3234-04NS</b> 324-3234-04NSUS	<b>324-3234-07NS</b> 324-3234-07NSUS	<b>324-3234-12NS</b> 324-3234-12NSUS
10"	25	<b>324-3254-00NS</b> 324-3254-00NSUS	<b>324-3254-04NS</b> 324-3254-04NSUS	<b>324-3254-07NS</b> 324-3254-07NSUS	<b>324-3254-12NS</b> 324-3254-12NSUS



**BAYONETT AUFWÄRTS GEWINKELT / UPWARDS ANGLED / ANGULADA HACIA ARRIBA / COUDEE VERS LE HAUT**

Koagulationslänge 4,0 mm / Platform 4,0 mm / Longitud de coagulation 4,0 mm / Longueur de coagulation 4,0 mm  
 breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large  
 extra schlanke Branchen / extra thin working ends / ramas extra delgadas / branches extra minces

inch	cm	Spitz / sharp	0,4 mm	0,7 mm	1,2 mm
6 1/6"	16	<b>324-2164-00NS</b> 324-2164-00NSUS	<b>324-2164-04NS</b> 324-2164-04NSUS	<b>324-2164-07NS</b> 324-2164-07NSUS	<b>324-2164-12NS</b> 324-2164-12NSUS
6 3/4"	17	<b>324-2174-00NS</b> 324-2174-00NSUS	<b>324-2174-04NS</b> 324-2174-04NSUS	<b>324-2174-07NS</b> 324-2174-07NSUS	<b>324-2174-12NS</b> 324-2174-12NSUS
8"	20	<b>324-2204-00NS</b> 324-2204-00NSUS	<b>324-2204-04NS</b> 324-2204-04NSUS	<b>324-2204-07NS</b> 324-2204-07NSUS	<b>324-2204-12NS</b> 324-2204-12NSUS
9"	23	<b>324-2234-00NS</b> 324-2234-00NSUS	<b>324-2234-04NS</b> 324-2234-04NSUS	<b>324-2234-07NS</b> 324-2234-07NSUS	<b>324-2234-12NS</b> 324-2234-12NSUS
10"	25	<b>324-2254-00NS</b> 324-2254-00NSUS	<b>324-2254-04NS</b> 324-2254-04NSUS	<b>324-2254-07NS</b> 324-2254-07NSUS	<b>324-2254-12NS</b> 324-2254-12NSUS

4 MM




**BAYONETT 80° AUFWÄRTS GEWINKELT / 80° UPWARDS ANGLED / 80° ANGULADA HACIA ARRIBA / 80° COUDEE VERS LE HAUT**

Koagulationslänge 4,0 mm / Platform 4,0 mm / Longitud de coagulación 4,0 mm / Longueur de coagulation 4,0 mm

breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large

extra schlanke Branchen / extra thin working ends / ramas extra delgadas / branches extra minces



inch	cm	0,4 mm
8"	20	<b>324-2214-04NS</b> 324-2214-04NSUS
9"	23	<b>324-2244-04NS</b> 324-2244-04NSUS



**BAYONETT 80° ABWÄRTS GEWINKELT / 80° DOWNWARDS ANGLED / 80° ANGULADA HACIA ABAJO / 80° COUDEE VERS LE BAS**

Koagulationslänge 4,0 mm / Platform 4,0 mm / Longitud de coagulación 4,0 mm / Longueur de coagulation 4,0 mm

breiter Griff / wide handle / mango ancho / poignée large

extra schlanke Branchen / extra thin working ends / ramas extra delgadas / branches extra minces



inch	cm	0,4 mm
8"	20	<b>324-3214-04NS</b> 324-3214-04NSUS
9"	23	<b>324-3244-04NS</b> 324-3244-04NSUS




MONOPOLARE INSTRUMENTE  
MONOPOAR INSTRUMENTS  
INSTRUMENTOS MONOPOLARES  
INSTRUMENTS MONOPOLAIRES






## ANATOMISCH / DRESSING / DISECCION / DISSECTION

inch	cm	gerade straight recta droite	gebogen curved curva courbe
			
5 1/2"	14	322-4850	322-4550
7"	18	322-4852	322-4552
8 1/4"	21	322-4854	322-4554
10"	25	322-4856	322-4556
12"	30	322-4858	322-4558



## CHIRURGISCH / TISSUE / QUIRURGICA / CHIRURGIQUE

inch	cm	gerade straight recta droite	gebogen curved curva courbe
			
5 1/2"	14	322-4950	322-4650
7"	18	322-4952	322-4652
8 1/4"	21	322-4954	322-4654
10"	25	322-4956	322-4656
12"	30	322-4958	322-4658




Anschlüsse Ø 4,0 mm mit dem Zusatz „F“ oder „M“ bestellen  
Connections Ø 4.0 mm to be ordered adding „F“ or „M“  
Conexiones Ø 4.0 mm a pedido con agregado „F“ o „M“  
Connexions Ø 4,0 mm à commander en ajoutant „F“ ou „M“



weiblich, Ø 4,0 mm (F)  
female, Ø 4,0 mm (F)  
hembra, Ø 4,0 mm (F)  
prise femelle Ø 4,0 mm (F)




männlich, Ø 4,0 mm (M)  
male, Ø 4,0 mm (M)  
macho, Ø 4,0 mm (M)  
prise mâle Ø 4,0 mm (M)



**LUCAE / GRUENWALD / JANSEN**

inch	cm		
8"	14,5		322-4740
9 1/2"	16		322-4742
12"	19		322-4746



**DEBAKEY**

inch	cm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,5 mm
12	30	322-4458-20	322-4458-24	322-4458-27	322-4458-35



Anschlüsse Ø 4,0 mm mit dem Zusatz „F“ oder „M“ bestellen  
 Connections Ø 4.0 mm to be ordered adding „F“ or „M“  
 Conexiones Ø 4.0 mm a pedido con agregado „F“ o „M“  
 Connexions Ø 4,0 mm à commander en ajoutant „F“ ou „M“



weiblich, Ø 4,0 mm (F)  
 female, Ø 4,0 mm (F)  
 hembra, Ø 4,0 mm (F)  
 prise femelle Ø 4,0 mm (F)



männlich, Ø 4,0 mm (M)  
 male, Ø 4,0 mm (M)  
 macho, Ø 4,0 mm (M)  
 prise mâle Ø 4,0 mm (M)

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ACCESORIOS

ACCESSOIRES











**KÖCHER** für diathermie Instrumente mit Drainagesystem im Boden  
**QUIVER** for diathermy instruments with bottom drainage system  
**CARCAJ** para instrumentos de diatermia con sistema de drenaje al fondo  
**CARQUOIS** pour instruments de diathermie avec système de drainage au fond








∅	height	
63 mm	203 mm	<b>320-0198</b>

**HF KABEL BIPOLAR / HF CABLE BIPOLAR**  
**CABLE DE AF BIPOLAR / CABLE DE HF BIPOLAIRE**

					
		EUR plug 300 cm	EUR plug 500 cm	US plug 300 cm	US plug 500 cm
2 Bananen Stecker* 2 Banana Plug*		236-95-300	236-95-500	236-95-300US	236-95-500US
Valleylab / EMED		236-96-300	236-96-500	236-96-300US	236-96-500US
Martin		236-97-300	236-97-500	236-97-300US	236-97-500US
Erbe		236-98-300	236-98-500	236-98-300US	236-98-500US

\*Entspricht nicht den EU-Bestimmungen / \*Non-compliant with EU standards /  
\*No cumple con las normas UE / \*Non conforme aux normes UE

**HF KABEL MONOPOLAR / HF CABLE MONOPOLAR**  
**CABLE DE AF MONOPOLAR / CABLE DE HF MONOPOLAIRE**

			
		4 mm Buchse 4 mm socket 300 cm	4 mm Buchse 4 mm socket 300 cm
Storz, Erbe T, Martin, 4 mm		235-80-300	235-80-500
Valleylab, Bowie, 8 mm		235-81-300	235-81-500
Storz, Erbe ICC, 5 mm		235-83-300	235-83-500

# **ELCON**

*MEDICAL INSTRUMENTS GmbH*

D - 78532 Tuttlingen  
Tel: +49 7461 9281-0  
info@elcon-medical.de

Dr. Karl-Storz-Str. 26  
Fax: +49 7461 9281-29  
www.elcon-medical.com