

OPHTHALMOLOGIE
OPHTHALMOLOGY
OFTALMOLOGÍA
OPHTHALMOLOGIE

ELCON
MEDICAL INSTRUMENTS GmbH

500 - 507

OPHTHALMOLOGIE

OPHTHALMOLOGY

OFTALMOLOGÍA

OPHTHALMOLOGIE



Grau dargestellte Artikelnummern bezeichnen „distributed by ELCON“ Produkte

Article numbers shown in grey indicate „distributed by ELCON“ products

Los numeros de articulos mostrados en gris indican productos „distribuidos por ELCON“

Les numéros d'articles affichés en gris indiquent les produits « distribués par ELCON »

ELCON

A

| | |
|-----------------------------|----|
| Agricola | |
| - lacrimal sac retractor | 71 |
| Air injection cannula | 73 |
| Alfonso | |
| - eye specula | 8 |
| Anel | |
| - lacrimal cannula | 73 |
| Anis | |
| - cortex aspirating cannula | 75 |
| - suture placement marker | 27 |
| - tying forceps | 37 |
| Arlt | |
| - lens loop | 18 |
| Arruga | |
| - capsular forceps | 43 |
| - micro needle holder | 49 |

B

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Bangerter | |
| - eye specula | 5 |
| - lacrimal probe cannula | 75 |
| - muscle forceps | 48 |
| Barkan | |
| - Goniotomy knife | 14 |
| Barraquer | |
| - corneal forceps Colibri style | 41 |
| - corneal micro scissor | 61 |
| - eye specula | 7 |
| - iridectomy micro scissor | 65 |
| - iris spatula | 19 |
| - micro needle holder | 51,52 |
| - razor blade holder/breaker | 11 |
| - tying removal forceps Colibri style | 41 |
| Bechert-Mc Pherson | |
| - tying forceps | 36 |
| Berke | |
| - entropium forceps | 48 |
| Birnbaum | |
| - lens spatula | 19 |
| Bishop Harmon | |
| - anterior chamber irrigation cannula | 76 |
| - iris forceps | 29 |
| Bonaccolto | |
| - strabismus forceps | 33 |
| Bonn | |
| - iris forceps | 30 |
| - micro iris hook | 26 |
| - scissor | 56 |
| - scleral knife | 15 |
| - suture forceps | 39 |
| - tying forceps | 35 |
| Bowman | |
| - lacrimal probe | 68 |
| Bracken | |
| - scleral fixation forceps | 33 |
| Bunge | |
| - evisceration spoon | 22 |

C

| | |
|---------------------------|----------|
| Cannulas | 73-76 |
| - air injection | 73 |
| - anterior chamber | 73,74,76 |
| - cortex aspirating | 73 |
| - infusion | 75 |
| - irrigation & aspiration | 75 |
| - lacrimal | 73 |
| - viscoelastic aspiration | 74 |
| Capsular Forceps | 43 |
| Capsulorhexis Forceps | 44 |
| Castroviejo | |
| - capsular forceps | 43 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| - corneal micro scissor | 61-63 |
| - cyclodialyse spatula | 20 |
| - eye specula | 3 |
| - lacrimal dilator | 68 |
| - micro needle holder | 49,50,52 |
| - Razor blade holder/breaker | 11 |
| - suture forceps | 38,39 |
| - synechia spatula | 20 |
| Cauer | |
| - chalazion forceps | 47 |
| Chalazion forceps | 47 |
| Clark | |
| - eye specula | 2 |
| Clayman | |
| - lens holding forceps | 45 |
| - nucleus rotator | 24 |
| Conjunctiva Forceps | 34 |
| Cook | |
| - eye specula | 5 |
| Corneal Forceps Colibri Style | 41-42 |
| Corneal marker | 27 |
| Corneal scarifier | 15 |
| Crawford | |
| - lacrimal intubation set | 69 |
| - retrieving hook | 69 |
| Curettes | 22 |

D

| | |
|-------------------------|-------|
| Dardenne | |
| - tying forceps | 35 |
| Desmarres | |
| - chalazion forceps | 47 |
| - lid retractor | 9 |
| Diamond knives | 12-13 |
| - with Bayonet handle | 12 |
| - Pre-Set for the Depth | 13 |
| - with Micrometer | 13 |
| - 7-steps | 13 |
| Dilators | 68 |
| Dix | |
| - needle & chisel | 23 |
| - needle & gouge | 23 |
| - needle & plange spud | 23 |
| Draeger | |
| - conjunctiva forceps | 34 |
| Dressing forceps | |
| - iris forceps | 29 |
| DRYSDALE | |
| - nucleus manipulator | 25 |
| - capsule polisher | 25 |

E

| | |
|-------------------------|-----|
| Elcon | |
| - capsulorhexis forceps | 44 |
| - foreign body needle | 23 |
| - micro needle holder | 52 |
| Elliot | |
| - trephine | 67 |
| Ellis | |
| - foreign body spatula | 23 |
| Elsching | |
| - fixation forceps | 32 |
| - cyclodialyse spatula | 20 |
| Enucleation | |
| - scissor | 58 |
| Erhardt | |
| - lid forceps | 48 |
| Ernest-Mc Donald | |
| - IOL inserting forceps | 45 |
| eye specula | 1-8 |

F

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-----------------|
| Farkas-Bracken | | - finder hook | 16 |
| - corneal fixation forceps | 33 | - strabismus hook | 16 |
| Fenzl | | - teaser hook | 16 |
| - lens manipulating hook | 25 | - tissue retractor | 17 |
| Fixation | | Heslin | |
| - ring, scleral | 66 | - infusion cannula | 75 |
| - ring, swivel | 27 | Hess-Engelking | |
| Foreign Body Instruments | 23 | - iris forceps | 31 |
| Forceps | 29-48 | Hirschmann | |
| - capsular | 43 | - iris hook | 26 |
| - capsularhexis | 44 | - lens spatula | 19 |
| - chalazion | 47 | Hooks | 16-17, 25-26,69 |
| - conjunctiva | 34 | - finder | 16 |
| - corneal | 40-42 | - iris | 17,26 |
| - dressing | 29 | - IOL | 25-26 |
| - entropium | 48 | - lens | 16,25 |
| - fixation | 32-33 | - lens manipulating | 25 |
| - fragment | 46 | - loop | 18 |
| - iris | 29-31 | - micro iris | 26 |
| - lid | 48 | - retinal | 16 |
| - muscle | 48 | - retrieving | 69 |
| - nucleus | 45 | - strabismus | 16 |
| - strabismus | 33,48 | - teaser | 16 |
| - superior rectus | 33 | - twist fixation | 17 |
| - suture | 38-40 | Hunt | |
| - tissue | 29 | - chalazion forceps | 47 |
| - tying | 35-37 | | |
| - utility | 33 | I | |
| Francis | | Infant | |
| - chalazion forceps | 47 | - eye specula | 8 |
| - foreign body spatula | 23 | IOL inserting forceps | 45 |
| | | Iris Forceps | 29-31 |
| G | | Iris | |
| Gaskin | | - scissor | 57 |
| - fragment forceps | 46 | Irrigation vectis | 74 |
| Gass | | | |
| - corneoscleral punch | 70 | J | |
| - retinal hook | 16 | Jaeger | |
| Gill | | - lid plate | 9 |
| - iris forceps | 31 | Jaffe | |
| Gills-Vannas | | - capsulorhexis forceps | 44 |
| - capsulotomy micro scissor | 60 | - eye specula | 8 |
| Girard | | - IOL hook | 25 |
| - synechia spatula | 21 | - lens spatula | 19 |
| Goldstein | | - suture forceps | 38 |
| - lacrimal sac retractor | 71 | - tying forceps | 35 |
| Golf Club | | Jaffe-Bechert | |
| - foreign body spud | 23 | - nucleus rotator | 24 |
| Graefe | | Jameson | |
| - cataract knife | 14 | - muscle forceps | 48 |
| - cystotome | 15 | - strabismus hook | 16 |
| - fixation forceps | 32 | Johnson | |
| - iris forceps | 30 | - nucleus, phaco spatula | 19 |
| - strabismus hook | 16 | | |
| Graether | | K | |
| - collar button retractor | 26 | Kalt | |
| Green | | - micro needle holder | 49 |
| - fixation forceps | 32 | Kansas | |
| - strabismus hook | 16 | - lens loop | 18 |
| Guthrie | | - nucleus bisector | 24 |
| - fixation hook | | - nucleus vectis | 24 |
| | | Katzin | |
| H | | - corneal micro scissor | 63 |
| Handle | | Kelly | |
| - scalpel | 10 | - trabeculectomy punch | 70 |
| - for trephine | 67 | Kelman-Mc Pherson | |
| Harms | | - fragment forceps | 46 |
| - trabeculotomy probe | 68 | - suture forceps | 38 |
| Harms-Tuebingen | | - tying forceps | 36 |
| - tying forceps | 35 | Keratometer | 27 |
| Hebra | | Kershner | |
| - chalazion curette | 22 | - eye specula | 4 |
| Helveston | | | |

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Kimura | | - chalazion curette | 22 |
| - platinum spatula | 21 | Micro Iris | |
| Kirby | | - micro scissor | 59 |
| - loop, hook | 18 | Micro Needle Holder | 49-53 |
| Knapp | | Micro Scissors | 59-65 |
| - discission knife | 14 | Micro-Barraquer | |
| - retractor | 17 | - micro needle holder | 52,53 |
| Knives | 12-15 | Micro-Castroviejo | |
| - air keratome | 15 | - micro needle holder | 50 |
| - cataract | 14 | Micro-Troutman | |
| - corneal | 15 | - micro needle holder | 51 |
| - cystotome | 15 | Morrison | |
| - diamond | 12-13 | - loop, probe | 18 |
| - discission | 14 | Müller | |
| - goniotomy | 14 | - lacrimal sac retractor | 71 |
| - iris | 14 | Murdoch | |
| - scleral | 15 | - eye specula | 5 |
| Knolle | | | |
| - anerior chamber cannula | 0 | N | |
| - nucleus spatula | 19 | Nagahara | |
| Kraff | | - nucleus spatula | 19 |
| - capsule/tag forceps | 46 | - phaco chopper | 28 |
| Kratz-Barraquer | | Needle Holder Micro | 49-53 |
| - eye specula | 7 | Neyvas | |
| Kuglen | | - capsulorhexis forceps | 44 |
| - iris hook, lens manipulator | 26 | Noyes | |
| Kuhnt | | - iridectomy micro scissor | 59 |
| - fixation forceps | 32 | Nucleus manipulator | 25 |
| - corneal scarifier | 15 | Nucleus Forceps | 45 |
| | | Nugent | |
| L | | - utility forceps | 33 |
| Lacrimal Sac Retractor | 71 | | |
| Lambert | | O | |
| - chalazion forceps | 47 | ONG | |
| Lancaster | | - capsule micro scissor | 61 |
| - eye specula | 2 | Osher | |
| Lester | | - foreign body forceps | 46 |
| - fixation forceps | 32 | - lens hook | 25 |
| - lens pusher | 25 | - nucleus manipulator | 24 |
| Lewicky | | Osher | |
| - IOL hook | 26 | - corneal marker | 27 |
| Lewis | | | |
| - lens loop | 18 | P | |
| Liebermann | | Park Guyon | |
| - eye specula | 3, 4 | - eye specula | 1 |
| Livernois-Mc Donald | | Park Maumenee | |
| - IOL inserting forceps | 45 | - eye specula | 1 |
| Loops, vectis | 18 | Paton | |
| Luntz-Dodick | | - spatula, spoon | 20 |
| - trabeculectomy punch | 70 | Paufique | |
| | | - corneal knife | 15 |
| M | | - suture forceps | 39 |
| Maloney | | - tying forceps | 36 |
| - keratometer | | Phaco chopper | 28 |
| Masket | | Phaco splitter | 28 |
| - capsulorhexis forceps | 44 | Pierse | |
| Mc Gregor | | - corneal forceps Colibri style | 41 |
| - conjunctiva forceps | 34 | - corneal forceps | 40 |
| Mc Intyre | | Polack | |
| - anterior chamber cannula | 73 | - corneal forceps Colibri style | 41 |
| Mc Pherson | | Probes | 68 |
| - micro needle holder | 51 | Punch | 70 |
| - suture forceps | 38 | - corneal | 70 |
| - tying forceps | 36 | - corneoscleral | 70 |
| Mc Pherson-Vannas | | - decemet membrane | 70 |
| - iridectomy micro scissor | 60 | - trabeculectomy | 70 |
| Mellinger | | | |
| - eye specula | 5 | R | |
| Mellinger-Beard | | Rainin | |
| - eye specula | 5 | - air injection cannula | 73 |
| Mendez | | Randolph | |
| - inner gauge | 27 | - cyclodialyse cannula | 74 |
| Meyhöfer | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|-------|
| Razor blade holders and breakers | 11 | - scissor Ribbon Type | 55 |
| Remky | | - scissor | 55-56 |
| - superior rectus forceps | 33 | Stevenson | |
| Retractor | 17,26,71 | - lacrimal sac retractor | 71 |
| - collar button | 26 | Suture Forceps | 38-40 |
| - lacrimal sac | 71 | Suture placement marker | 27 |
| - orbital | 17 | Swiss Pattern | |
| - tissue | 17 | - discission knife | 14 |
| Rollet | | - iris forceps | 30,31 |
| - retractor | 17 | | |
| ROSEN | | T | |
| -phaco splitter | 28 | Tennant | |
| S | | - eye specula | 8 |
| Sattler | | - tying forceps | 35 |
| - strabismus forceps | 48 | Thornton | |
| Sauer | | - swivel fixation ring | 27 |
| - eye specula | 8 | Thorpe | |
| - fixation forceps | 32 | conjunctiva forceps | 34 |
| Sautter | | Tissue forceps | |
| - hydrodissection cannula | 74 | - iris forceps | 29 |
| Scalpel blades | 10 | Tonometer | 72 |
| Scalpel handle | 10 | Tooke | |
| Schepens | | - corneal knife | 15 |
| - orbital retractor | 17 | Trabeculum | |
| Schioetz | | - micro scissor | 60 |
| - tonometer | 72 | Trepines | 67 |
| Schocket | | Troutman | |
| - scleral depressor | 69 | - corneal forceps Colibri style | 42 |
| Schott | | - micro needle holder | 52 |
| - eye specula | 6 | - Razor blade holder/breaker | 11 |
| Scissors | 55-65 | - superior rectus forceps | 33 |
| - capsule | 61 | - tying forceps | 35 |
| - capsulotomy | 59-60 | Tuebingen | |
| - corneal | 61-63 | - tying forceps | 36 |
| - enucleation | 58 | Tying Forceps | 35-37 |
| - iridectomy | 59-60,65 | Tyrell | |
| - iris | 56 | - iris hook | 17 |
| - micro | 59-65 | | |
| - strabismus | 57 | U | |
| - tenotomy | 64 | Utrata | |
| - tying | 64 | - capsulorhexis forceps | 44 |
| Shepard | | | |
| - iris hook | 26 | V | |
| Simcoe | | Vannas | |
| - irrigation- and aspiration cannula | 75 | - capsulotomy micro scissor | 59-60 |
| - nucleus loop | 18 | Viscoelastic aspiration cannula | 74 |
| Sinsky | | | |
| - IOL hook | 25 | W | |
| - nucleus spatula | 19 | Wecker | |
| Snellen | | - iridectomy micro scissor | 65 |
| - lens loop | 18 | - iris spatula | 21 |
| Spatulas | 19-21,23 | Weiss | |
| - cyclodialyse | 20 | - eye specula | 1, 2 |
| - foreign body | 23 | Wells | |
| - iris | 19 | - enucleation spoon | 22 |
| - lens | 19-20 | West | |
| - nucleus | 19 | - lacrimal cannula | 75 |
| - orbita | 21 | - lacrimal chisel | 69 |
| - platinum | 21 | - lacrimal gouge | 69 |
| - synechia | 20 | Westcott | |
| Spoons | 22 | - tenotomy micro scissor | 64 |
| St. Martin | | Wheeler | |
| - suture forceps | 39 | - discission knife | 14 |
| Strabismus | | - lens spatula | 20 |
| - scissor | 58 | Wies | |
| Standard | | - chalazion forceps | 47 |
| - corneal forceps Colibri style | 41 | Wilder | |
| - scissor | 58 | - lacrimal dilator | 68 |
| Stern-Gills | | - lens loop | 18 |
| - capsule micro scissor | 61 | Williams | |
| Stevens | | | |
| - lens hook | 16 | | |

| | |
|------------------------|-----|
| - eye specula Worst | O2 |
| - pigtail probe | O69 |

Z

| | |
|-------------------------|-----|
| Ziegler - iris knife | O14 |
|-------------------------|-----|

NUMERISCHER INDEX
 NUMERIC INDEX
 ÍNDICE NUMÉRO
 INDEX NUMERIQUE



| | | | | | | | | | |
|--------------|----|------------|----|---------|----|-------------|----|----------|----|
| 502-1325 | 36 | 502-6302 | 48 | 504-000 | 54 | 504-863 | 64 | 507-0532 | 73 |
| 502-1343 | 35 | 502-6315 | 48 | 504-001 | 54 | 504-865 | 64 | 507-0533 | 73 |
| 502-1360 | 35 | 502-6322 | 48 | 504-004 | 54 | 504-895 | 64 | 507-0534 | 73 |
| 502-1361 | 35 | 502-6323 | 48 | 504-005 | 54 | 504-901 | 65 | 507-0535 | 73 |
| 502-1362 | 36 | | | 504-020 | 54 | 504-903 | 65 | 507-0542 | 74 |
| 502-1364 | 35 | | | 504-030 | 55 | 504-921 | 65 | 507-0561 | 74 |
| 502-1366 | 35 | 503 | | 504-031 | 55 | 504-923 | 65 | 507-0563 | 74 |
| 502-1368 | 35 | 503-600 | 49 | 504-034 | 55 | 504-925 | 65 | 507-0565 | 74 |
| 502-1369 | 35 | 503-601 | 49 | 504-035 | 55 | 504-927 | 65 | 507-0570 | 74 |
| 502-1418 | 37 | 503-602 | 49 | 504-040 | 54 | 504-931 | 65 | 507-0572 | 74 |
| 502-1419 | 37 | 503-606 | 49 | 504-041 | 54 | 504-933 | 65 | 507-0580 | 74 |
| 502-2000-12 | 38 | 503-612 | 49 | 504-043 | 54 | 504-935 | 65 | 507-0582 | 74 |
| 502-2000-120 | 38 | 503-613 | 49 | 504-140 | 55 | 504-937 | 65 | 507-0594 | 74 |
| 502-2000-30 | 38 | 503-620 | 50 | 504-141 | 55 | | | 507-0595 | 74 |
| 502-2000-50 | 38 | 503-621 | 50 | 504-142 | 55 | | | 507-0800 | 75 |
| 502-2000-90 | 38 | 503-622 | 50 | 504-143 | 55 | 505 | | 507-0801 | 75 |
| 502-2010-12 | 38 | 503-623 | 50 | 504-150 | 56 | 505-128-10 | 68 | 507-0820 | 75 |
| 502-2010-120 | 38 | 503-630 | 50 | 504-151 | 56 | 505-128-15 | 67 | 507-0822 | 75 |
| 502-2010-30 | 38 | 503-631 | 50 | 504-152 | 56 | 505-128-20 | 67 | 507-0840 | 74 |
| 502-2010-50 | 38 | 503-632 | 50 | 504-153 | 56 | 505-230 | 67 | 507-0841 | 74 |
| 502-2010-90 | 38 | 503-633 | 50 | 504-200 | 58 | 505-230-00 | 67 | 507-0900 | 74 |
| 502-2011-30 | 39 | 503-640 | 50 | 504-201 | 58 | 505-305 | 70 | 507-1100 | 76 |
| 502-2011-50 | 39 | 503-641 | 50 | 504-203 | 58 | 505-508 | 69 | 507-1101 | 76 |
| 502-2020-12 | 38 | 503-642 | 50 | 504-205 | 58 | 505-650 | 17 | 507-1102 | 76 |
| 502-2020-30 | 38 | 503-643 | 50 | 504-205 | 58 | 505-710 | 68 | 507-1103 | 76 |
| 502-2020-50 | 38 | 503-646 | 50 | 504-400 | 59 | 505-710-00 | 68 | | |
| 502-2040 | 38 | 503-647 | 50 | 504-401 | 59 | 505-711 | 68 | | |
| 502-2050 | 38 | 503-648 | 50 | 504-402 | 59 | 505-712 | 68 | | |
| 502-2060 | 38 | 503-649 | 50 | 504-403 | 59 | 505-720 | 68 | | |
| 502-2130 | 39 | 503-650 | 51 | 504-404 | 59 | 505-723L | 68 | | |
| 502-2132 | 39 | 503-651 | 51 | 504-405 | 59 | 505-723R | 68 | | |
| 502-2150-30 | 39 | 503-652 | 51 | 504-420 | 59 | 505-741-02 | 68 | | |
| 502-2150-70 | 39 | 503-653 | 51 | 504-421 | 59 | 505-741-04 | 68 | | |
| 502-3010-10 | 41 | 503-660 | 51 | 504-422 | 59 | 505-741-12 | 68 | | |
| 502-3010-20 | 41 | 503-661 | 51 | 504-423 | 59 | 505-741-34 | 68 | | |
| 502-3026 | 41 | 503-662 | 51 | 504-424 | 59 | 505-741-56 | 68 | | |
| 502-3030 | 41 | 503-663 | 51 | 504-425 | 59 | 505-741-78 | 68 | | |
| 502-3100-12 | 41 | 503-706 | 51 | 504-443 | 61 | 505-751-02 | 68 | | |
| 502-3100-25 | 41 | 503-707 | 51 | 504-445 | 61 | 505-751-04 | 68 | | |
| 502-3100-30 | 41 | 503-708 | 51 | 504-450 | 60 | 505-751-12 | 68 | | |
| 502-3110-12 | 41 | 503-709 | 51 | 504-451 | 60 | 505-751-34 | 68 | | |
| 502-3110-25 | 41 | 503-710 | 51 | 504-455 | 60 | 505-751-56 | 68 | | |
| 502-3110-30 | 41 | 503-711 | 51 | 504-457 | 60 | 505-751-78 | 68 | | |
| 502-3110-40 | 41 | 503-712 | 51 | 504-470 | 59 | 505-791 | 69 | | |
| 502-3120-12 | 42 | 503-713 | 51 | 504-471 | 59 | 505-796-00 | 69 | | |
| 502-3120-30 | 42 | 503-715 | 52 | 504-480 | 60 | 505-796-02 | 69 | | |
| 502-3130-12 | 42 | 503-717 | 52 | 504-481 | 60 | 505-830 | 70 | | |
| 502-3130-30 | 42 | 503-719 | 52 | 504-483 | 60 | 505-844 | 70 | | |
| 502-3140 | 42 | 503-720 | 52 | 504-490 | 60 | 505-861 | 71 | | |
| 502-3370 | 40 | 503-721 | 52 | 504-491 | 60 | 505-865 | 71 | | |
| 502-5121 | 43 | 503-722 | 52 | 504-501 | 61 | 505-868 | 71 | | |
| 502-5125 | 43 | 503-723 | 52 | 504-503 | 61 | 505-870 | 71 | | |
| 502-5283 | 44 | 503-740 | 52 | 504-505 | 61 | 505-900 | 69 | | |
| 502-5285 | 44 | 503-741 | 52 | 504-507 | 61 | 505-905 | 69 | | |
| 502-5287 | 44 | 503-742 | 52 | 504-509 | 61 | | | | |
| 502-5290 | 44 | 503-743 | 52 | 504-511 | 61 | | | | |
| 502-5291 | 44 | 503-744 | 52 | 504-519 | 61 | 506 | | | |
| 502-5611 | 43 | 503-750 | 52 | 504-581 | 64 | 506-0401 | 72 | | |
| 502-5751 | 46 | 503-751 | 52 | 504-721 | 62 | 506-0401CAL | 72 | | |
| 502-5753-11 | 46 | 503-752 | 52 | 504-723 | 62 | | | | |
| 502-5755 | 46 | 503-753 | 52 | 504-731 | 62 | | | | |
| 502-5778 | 46 | 503-754 | 53 | 504-733 | 62 | 507 | | | |
| 502-6100 | 47 | 503-755 | 53 | 504-735 | 62 | 507-0110 | 73 | | |
| 502-6110 | 47 | 503-756 | 53 | 504-737 | 62 | 507-0111 | 73 | | |
| 502-6111 | 47 | 503-757 | 53 | 504-741 | 62 | 507-0115 | 73 | | |
| 502-6112 | 47 | 503-770 | 53 | 504-743 | 62 | 507-0116 | 73 | | |
| 502-6120 | 47 | 503-771 | 53 | 504-751 | 62 | 507-0131 | 73 | | |
| 502-6140 | 47 | 503-772 | 53 | 504-753 | 62 | 507-0133 | 73 | | |
| 502-6142 | 47 | 503-773 | 53 | 504-765 | 63 | 507-0137 | 73 | | |
| 502-6148 | 47 | 503-786 | 53 | 504-767 | 63 | 507-0200 | 73 | | |
| 502-6220 | 48 | 503-787 | 53 | 504-781 | 63 | 507-0201 | 73 | | |
| 502-6240 | 48 | 503-788 | 53 | 504-783 | 63 | 507-0411 | 73 | | |
| 502-6241 | 48 | 503-789 | 53 | 504-860 | 64 | 507-0412 | 73 | | |
| 502-6300 | 48 | | | 504-861 | 64 | 507-0530 | 73 | | |
| | | 504 | | 504-862 | 64 | 507-0531 | 73 | | |

ELCON

NUMERISCHER INDEX
NUMERIC INDEX
ÍNDICE NUMÉRO
INDEX NUMERIQUE

PARK-GUYON
 gefensterte Valven
 fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0300 | 14,5mm | 40mm | 80mm |




PARK-MAUMENEE
 gefensterte Valven
 fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0301 | 14,5mm | 40mm | 80mm |



WEISS
 gefensterte Valven
 fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0366 | 14mm | 27mm | 70mm |
| 500-0367 | 18mm | 31mm | 90mm |



WEISS
 volle Valven
 solid blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0368 | 14mm | 27mm | 70mm |
| 500-0369 | 18mm | 31mm | 90mm |





WEISS
offene Valven
open blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0466 | 10mm | 25mm | 80mm |



CLARK
offene Valven
open blades

| rechtes Modell right model | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0481 | 15mm | 31mm | 80mm |
| 500-0485 | 12mm | 31mm | 70mm |
| linkes Modell left model | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
| 500-0482 | 15mm | 31mm | 80mm |
| 500-0486 | 12mm | 31mm | 70mm |



LANCASTER
volle Valven
solid blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0360 | 15mm | 35mm | 80mm |



WILLIAMS
gefensterte Valven
fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0356 | 11mm | 26mm | 70mm |
| 500-0357 | 15mm | 32mm | 80mm |

CASTROVIEJO

gefensterte Valven
fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0350 | 14mm | 35mm | 92mm |
| 500-0351 | 16mm | 35mm | 94mm |
| 500-0352 | 18mm | 35mm | 96mm |



LIEBERMANN

volle Valven
solid blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0330 | 14mm | 30mm | 62mm |
| 500-0331 | 10mm | 30mm | 62mm |



LIEBERMANN

V-Wires offene Valven
V-wires open blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0332 | 15mm | 30mm | 62mm |



LIEBERMANN

V-Wires offene Valven, mit Absaugung
V-wires open blades, with aspiration

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0333 | 15mm | 30mm | 62mm |





LIEBERMANN
K-Wires offene Valven
K-wires open blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0335 | 10mm | 30mm | 57mm |
| 500-0336 | 15mm | 30mm | 62mm |



LIEBERMANN
K-Wires offene Valven, mit Absaugung
K-wires open blades, with aspiration

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0337 | 15mm | 30mm | 62mm |



KERSHNER
volle Valven
solid blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0323 | 14mm | 45mm | 52mm |



KERSHNER
gefensterte Valven
fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0322 | 15mm | 40mm | 52mm |

MELLINGER-BEARD

volle Valven
solid blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0375 | 13mm | 25mm | 50mm |
| 500-0376 | 16mm | 27,5mm | 70mm |



MELLINGER

gefensterte Valven
fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0377 | 13mm | 25mm | 50mm |
| 500-0378 | 16mm | 27,5mm | 70mm |



COOK

volle Valven
solid blades


| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0381-01 | 5mm | 25mm | 31mm |
| 500-0381-02 | 9mm | 23mm | 35mm |
| 500-0381-03 | 11mm | 28mm | 40mm |
| 500-0381-04 | 15mm | 26mm | 48mm |



BANGERTER

volle Valven
solid blades


| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0386 | 11mm | 25mm | 41mm |
| 500-0387 | 15mm | 25mm | 55mm |



MURDOCH

gefensterte Valven
fenestrated blades

| linkes Modell left model | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0391L | 15mm | 27mm | 50mm |
| rechtes Modell right model | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
| 500-0391R | 15mm | 27mm | 50mm |





SCHOTT
gefensterte Valven
fenestrated blades


| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0400-01 | 15x58mm | 32mm | 105mm |
| 500-0400-02 | 12x58mm | 32mm | 105mm |

volle Valven
solid blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0402-01 | 15x58mm | 32mm | 105mm |
| 500-0402-02 | 12x58mm | 32mm | 105mm |


BARRAQUER
gefensterte Valven
fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0410 | 10mm | 23mm | 40mm |




BARRAQUER
gefensterte Valven, eckig
fenestrated blades, angular

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0420-03 | 3mm | 9mm | 20mm |
| 500-0420-05 | 5mm | 12mm | 28mm |
| 500-0420-10 | 10mm | 15mm | 35mm |
| 500-0420-15 | 14mm | 18mm | 40mm |



BARRAQUER
gefensterte Valven, rund
fenestrated blades, round

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0430-03 | 3mm | 13mm | 28mm |
| 500-0430-05 | 5mm | 13mm | 28mm |
| 500-0430-10 | 10mm | 16mm | 35mm |
| 500-0430-14 | 14mm | 25mm | 40mm |



BARRAQUER
volle Valven
solid blades


| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0436-10 | 11mm | 18mm | 35mm |
| 500-0438-15 | 15mm | 20mm | 40mm |



KRATZ-BARRAQUER
offene Valven
open blades


| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0442-01 | 11mm | 18mm | 35mm |
| 500-0442-02 | 15mm | 18mm | 40mm |
| starker Draht strong wire | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
| 500-0442-03 | 15mm | 18mm | 40mm |





ALFONSO
gefensterte Valven
fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0450 | 8 / 5mm | 25mm | 46mm |




INFANT
gefensterte Valven
fenestrated blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0455 | 4mm | 19mm | 36mm |



SAUER
volle Valven
solid blades

| | Valven blades | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500-0440 | 10mm | 20mm | 30mm |
| 500-0441 | 6mm | 20mm | 30mm |
| 500-0442 | 4mm | 20mm | 30mm |



JAFFE
gefensterte Valven, Paar
fenestrated blades, pair

| | Valven blades | Gesamtlänge total length |
|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 500-0496-10 | 10mm | 40mm |
| 500-0496-14 | 14mm | 40mm |



TENNANT
volle Valven, Paar
solid blades, pair

| | Valven blades | Spreizweite opening |
|--------------------|------------------|------------------------|
| 500-0494-14 | 15mm | 24mm |

DESMARRES (Lidhalter / lid retractor)
Gesamtlänge 140mm
total length 140mm

- 501-0799** 6mm breit / 6mm wide
- 501-0800** 8mm breit / 8mm wide
- 501-0801** 10mm breit / 10mm wide
- 501-0802** 12mm breit / 12mm wide
- 501-0803** 14mm breit / 14mm wide
- 501-0804** 16mm breit / 16mm wide
- 501-0805** 18mm breit / 18mm wide



JAEGER (Lidplatte / lid plate)
Gesamtlänge 110mm
total length 110mm

- 501-0880**





110-303

Skalpellgriff No.3, Gesamtlänge 125mm
scalpel handle No.3, total length 125mm



110-303M

Skalpellgriff No.3, mit cm-Einteilung
Gesamtlänge 125mm
scalpel handle No.3, graduated with cm
total length 125mm



110-306

Skalpellgriff No.7K, Gesamtlänge 125mm
scalpel handle No.7K, total length 125mm



110-111

Skalpellklingen Fig.11, einzeln steril verpackt,
Packung à 100 Stück
scalpel blade Fig.11, single sterile packed,
package à 100 pieces



110-115

Skalpellklingen Fig.15, einzeln steril verpackt,
Packung à 100 Stück
scalpel blade Fig.15, single sterile packed,
package à 100 pieces




112-019

Skalpellgriff für Mikro-Skalpellklingen,
Gesamtlänge 100mm
scalpel handle for micro scalpel blades
total length 100mm

CASTROVIEJO

Gesamtlänge 135mm, gerade
Rundgriff Ø 8mm
total length 135mm, straight
round handle Ø 8mm


500-0500



CASTROVIEJO

Gesamtlänge 90mm, gerade
Rundgriff Ø 6mm
total length 90mm, straight
round handle Ø 6mm

500-0510



Gesamtlänge 120mm, gerade
Rundgriff Ø 6mm
total length 120mm, straight
round handle Ø 6mm

500-0511

TROUTMAN

Gesamtlänge 90mm, gerade
Rundgriff Ø 5,5mm
total length 90mm, straight
round handle Ø 5,5mm

500-0520



TROUTMAN

Gesamtlänge 90mm, abgewinkelt
Rundgriff Ø 5,5mm
total length 90mm, angled
round handle Ø 5,5mm

500-0521




BARRAQUER

Gesamtlänge 110mm, gerade
total length 110mm, straight


500-0530






500-1204

Diamantmesser, gerade, Klinge 30° 1,0x0,17mm,
diamond knife, straight, blade 30° 1,0x0,17mm




500-1208

Diamantmesser, gerade, Klinge 45° 1,0x0,17mm
diamond knife, straight, blade 45° 1,0x0,17mm




500-1212

Diamantmesser, gerade, Tri-Facet Klinge
1,0x0,17mm
diamond knife, straight, tri-facet blade 1,0x0,17mm




500-1224

Diamantmesser, gerade, 40° Lanzen-Klinge
1,0x0,17mm
diamond knife, straight, 40° lance blade
1,0x0,17mm



500-1300

Diamantmesser, abgewinkelt, 40° 5-Facetten-Klinge
0,4-1,0x0,2mm
diamond knife, angled, 40° 5-facet blade
0,4-1,0x0,2mm




500-1316

Diamantmesser, abgewinkelt, halbmondförmige
Klinge 1,4x0,17mm
diamond knife, angled, crescent blade 1,4x0,17mm,



500-1320

Diamantmesser, abgewinkelt, halbmondförmige
Klinge 2,0x0,17mm
diamond knife, angled, crescent blade 2,0x0,17mm,
for scleral tunnel incision



500-1364

2,5x0,17mm

500-1368

2,65x0,17mm

500-1372

2,8x0,17mm


500-1376

3,0x0,17mm

500-1380

3,2x0,17mm

Diamantmesser, abgewinkelt, Phaco-Speer 90°
Klinge
diamond knife, angled, phaco spear 90° blade



500-1392

2,5x0,17mm

500-1394

2,65x0,17mm

500-1398

2,8x0,17mm


500-1402

3,0x0,17mm

500-1406

3,2x0,17mm

Diamantmesser, abgewinkelt, Clear-Cornea 90°
Klinge
diamond knife, angled, clear cornea 90° blade



500-1426

2,5/3,2x0,17mm


500-1430

2,8/3,0x0,17mm

500-1434


3,0/3,2x0,17mm

Diamantmesser, abgewinkelt, trapezförmige 90°
Klinge
diamond knife, angled, trapezoid 90° blade



500-1414

Diamantmesser, abgewinkelt,
Clear-Cornea Guide Tec 88° Klinge
2,5x0,17mm
diamond knife, angled, clear cornea
guide tec 88° blade 2,5x0,17mm



500-1418

2,8x0,17mm


500-1422

3,0x0,17mm


Diamantmesser, abgewinkelt, Clear-
Cornea Guide Tec 79,5° Klinge
diamond knife, angled, clear cornea
guide tec 79,5° blade

DIAMANTMESSER TIEFENFIXIERT, -MIT MICROMETER, - 7 STUFEN
DIAMOND KNIVES PRE-SET FOR THE DEPTH, - WITH MICROMETER, - 7-STEPS
CUCHILLOS DE DIAMANTE PROFUNDA FIJA, CON MICROMETRO, 7 PASOS
COUTEAUX DIAMANT, PROFONDEUR FIXE, AVEC MICROMETRE, 7 PAS



ELCON
500




500-1504 0,4mm Schnitttiefe
 0,4mm cutting depth
 Diamantmesser, gerade, 60° Lanzen-Klinge
 diamond knife, straight, 60° lance blade




500-1508 0,5mm Schnitttiefe
 0,5mm cutting depth
 Diamantmesser, gerade, 60° Lanzen-Klinge
 diamond knife, straight, 60° lance blade



500-1608
 Diamantmesser, gerade, Klinge 45° 1,0x0,17mm,
 mit Micrometer
 diamond knife, straight, blade 45° 1,0x0,17mm, with
 micrometer




500-1612
 Diamantmesser, gerade, Klinge 45° axtförmig
 1,6x0,17mm, mit Micrometer
 diamond knife, straight, blade 45° axe-shaped
 1,6x0,17mm, with micrometer




500-1624
 Diamantmesser, gerade, Klinge 45° mit Facette
 0,25mm, 1,0x0,17mm, mit Micrometer
 diamond knife, straight, blade 45° with 0,25mm
 facet, 1,0x0,17mm, with micrometer




7-Stufen Diamantmesser: 0mm / 0,3mm / 0,4mm / 0,5mm / 0,6mm / 0,8mm / 1,0mm / 2,5mm
 7-steps diamond knife: 0mm / 0,3mm / 0,4mm / 0,5mm / 0,6mm / 0,8mm / 1,0mm / 2,5mm



500-1710
 7-Stufen-Diamantmesser, gerade, Klinge 45°
 1,0x0,17mm
 7-steps diamond knife, straight, blade 45°
 1,0x0,17mm



500-1714
 7-Stufen-Diamantmesser, gerade, 3 Facetten-Klinge
 30° / 45° 1,0x0,17mm
 7-steps diamond knife, straight, Tri-facet blade
 30° / 45° 1,0x0,17mm




500-1740
 7-Stufen-Diamantmesser, gerade, 40° 5-Facetten-
 Klinge 0,4-1,0x0,2mm
 7-steps diamond knife, straight, 40° 5-facet
 blade 0,4-1,0x0,2mm



KNAPP (Diszissionsmesser / discission knife)
Gesamtlänge 120mm
total length 120mm

500-0672 7,0mm Schneide / blade



ZIEGLER (Iris Messer / iris knife)
Gesamtlänge 115mm
total length 115mm

500-0655 5,0mm Schneide / blade

500-0656 6,0mm Schneide / blade

500-0657 7,0mm Schneide / blade



WHEELER (Diszissionsmesser / discission knife)
Gesamtlänge 115mm
total length 115mm

500-0630 18 x 1mm Schneide / blade



SWISS PATTERN
(Diszissionsmesser / discission knife)
Gesamtlänge 120mm
total length 120mm

500-0631 8mm Schneide / blade



BARKAN (Goniotomiemesser / Goniotomy knife)
Gesamtlänge 120mm
total length 120mm

500-0900 3,3mm Schneide / blade



GRAEFE (Starmesser / cataract knife)
Gesamtlänge 120mm
total length 120mm

500-0601 1,5 x 25mm

500-0603 2,0 x 30mm

GRAEFE (Cystotom / cystotome)

Gesamtlänge 130mm

total length 130mm

500-0640 Fig.1 gerade / straight

500-0641 Fig.2 links / left

500-0642 Fig.3 rechts / right



BONN (Skleralmesser / scleral knife)

Gesamtlänge 125mm

total length 125mm

500-0746-04 4mm Schneide / blade

500-0746-07 7mm Schneide / blade



TOOKE (Hornhautmesser / corneal knife)

Gesamtlänge 115mm

total length 115mm

500-0810 3 x 18mm



PAUFIQUE (Hornhautmesser / corneal knife)

Gesamtlänge 110mm

total length 110mm

500-0811



KUHNT (Hornhautschaber / corneal scarifier)

Gesamtlänge 120mm

total length 120mm

500-0825 Fig.2



JAMESON (Schielhaken / strabismus hook)

Gesamtlänge 130mm

total length 130mm

501-0210-1 klein / small

501-0210-2 groß / large

GREEN (Schielhaken / strabismus hook)

Gesamtlänge 125mm

total length 125mm

501-0220

HELVESTON (Schielhaken / strabismus hook)

Gesamtlänge 130mm

total length 130mm

501-0212-01 8mm

501-0212-02 10mm

501-0212-03 12mm

HELVESTON

(Untersuchungshaken / teaser hook)

Gesamtlänge 125mm

total length 125mm

501-0216

HELVESTON (Haken / finder hook)

Gesamtlänge 125mm

total length 125mm

501-0218-01 klein / small

501-0218-02 groß / large

GRAEFE (Schielhaken / strabismus hook)

Gesamtlänge 135 bis 150mm

total length 135 to 150mm

501-0221 Fig.1 klein / small

501-0222 Fig.2 medium / medium

501-0223 Fig.3 groß / large

STEVENS (Linsenhaken / lens hook)

Gesamtlänge 120mm

total length 120mm

501-0250

GASS (Netzhauthaken / retinal hook)

Gesamtlänge 145mm

total length 145mm


501-0269 ovale Öffnung 1,5mm

oval hole 1,5mm

TYRELL (Iris Hakchen / iris hook)

Gesamtlange 120mm
total length 120mm

- 501-0145 spitz / sharp
- 501-0146 stumpf / blunt



GUTHRIE

Gesamtlange 120mm
total length 120mm

- 501-0120 spitz / sharp



GUTHRIE

Gesamtlange 130mm
total length 130mm

- 501-0121 spitz / sharp



HELVESTON (Gewebehaken / tissue retractor)

Gesamtlange 125mm
total length 125mm

- 501-0830-07 7mm, „Barbie“
- 501-0830-09 9mm, „Big Barbie“
- 501-0830-11 11mm,
„Great Big Barbie“



KNAPP

Gesamtlange 135mm
total length 135mm

- 501-0112 stumpf / blunt



ROLLET

Gesamtlange 135mm
total length 135mm

- 501-0114 spitz / sharp



SCHEPENS

(Orbital Haken / orbital retractor)
Gesamtlange 155mm
total length 155mm

- 505-650





SNELLEN (Starschlinge / lens loop)
Gesamtlänge 140mm
total length 140mm

501-0278 gebogen / curved



WILDER (Starschlinge / lens loop)
Gesamtlänge 135mm
total length 135mm

501-0279 gerieft / serrated



ARLT (Starschlinge / lens loop)
Gesamtlänge 135mm, stark gebogen
total length 135mm, strong curved

501-0280 gerieft, 3mm breit
serrated, 3mm wide



KANSAS (Starschlinge / lens loop)
Gesamtlänge 135mm, leicht gebogen
total length 135mm, slightly curved

501-0285 gerieft, 3mm breit
serrated, 3mm wide



LEWIS (Starschlinge / lens loop)
Gesamtlänge 135mm
total length 135mm

501-0286 klein / small
501-0287 groß / large



MORRISON (Schlinge, Sonde / loop, probe)
Gesamtlänge 145mm, sehr fein
total length 145mm, very delicate

501-0284



KIRBY (Schlinge, Haken / loop, hook)
Gesamtlänge 145mm
total length 145mm

501-0412



SIMCOE (Nukleusschlinge / nucleus loop)
Gesamtlänge 110mm
total length 110mm

501-0293 gerieft / serrated
4 x 20mm

NAGAHARA

(Nukleus Spatel / nucleus spatula)

Gesamtlänge 115mm, flache Innenkante
total length 115mm, flat inferior edge

501-0918



KNOLLE (Nukleus Spatel / nucleus spatula)

Gesamtlänge 120mm
total length 120mm

501-1050 0,5mm breit, flach biegsam
0,5mm wide, flat malleable



SINSKEY (Nukleus Spatel / nucleus spatula)

Gesamtlänge 125mm,
total length 125mm

501-1051 31mm lang / 31mm long



JAFFE (Linsenspatel / lens spatula)

Gesamtlänge 115mm
total length 115mm

501-1043 0,5mm breit / 0,5mm wide



JOHNSON (Nukleus-, Phako Spatel / nucleus, phaco spatula)

Gesamtlänge 115mm
total length 115mm

501-1053 Ø 0,25 x 10mm



BIRNBAUM (Linsenspatel / lens spatula)

Gesamtlänge 125mm
total length 125mm

501-1045 0,25mm breit / 0,25mm wide



HIRSCHMANN (Linsenspatel / lens spatula)

Gesamtlänge 120mm, mit kleinen Riefen
total length 120mm, with multiple notches

501-1047 0,5mm



BARRAQUER (Iris spatel / iris spatula)

Gesamtlänge 120mm, glatt
total length 120mm, smooth

501-0338-25 Ø 0,25mm
501-0338-50 Ø 0,50mm





ELSCHNIG

(Zyklodialyse Spatel / cyclodialyse spatula)
Gesamtlänge 130mm, 1,0mm breit
total length 130mm, 1,0mm wide

501-0334 12mm abgewinkelt
12mm angled




CASTROVIEJO

(Zyklodialyse Spatel / cyclodialyse spatula)
Gesamtlänge 135mm, 1,0mm breit
total length 135mm, 1,0mm wide

501-0335-10 10mm abgewinkelt
10mm angled

501-0335-15 15mm abgewinkelt
15mm angled




CASTROVIEJO

(Zyklodialyse Spatel / cyclodialyse spatula)
Gesamtlänge 135mm,
abgewinkelt 10/15mm
total length 135mm, angled 10/15mm

501-0330-02 0,25mm breit
0,25mm wide


501-0330-05 0,5mm breit
0,5mm wide



CASTROVIEJO

(Synechien Spatel / synechia spatula)
Gesamtlänge 135mm,
abgewinkelt 10/15mm
total length 135mm, angled 10/15mm

501-0331-05 0,5mm breit,
halbscharf
0,5mm wide,
semi-sharp



WHEELER (Linsenspatel / lens spatula)

Gesamtlänge 130mm
total length 130mm

501-0350 1,75mm breit
1,75mm wide



PATON (Spatel, Löffel / spatula, spoon)

Gesamtlänge 140mm
total length 140mm

501-0384

GIRARD (Synechien Spatel / synechia spatula)

Gesamtlänge 115mm

total length 115mm

501-0332 0,5mm breit / 0,5mm wide



WECKER (Iris spatel / iris spatula)

Gesamtlänge 130mm

total length 130mm

501-0340-05 0,5mm breit
0,5mm wide

501-0340-10 1,0mm breit
1,0mm wide

501-0340-20 2,0mm breit
2,0mm wide



KIMURA

(Platin Spatel / Platinum Spatula)

Gesamtlänge 150mm, Platin

total length 150mm, Platinum

501-0348



MEYHÖFER

(Chalazionlöffel / chalazion curette)

Gesamtlänge 125mm, runder Löffel
total length 125mm, round cup



- 501-0530 Ø 0,50mm
- 501-0531 Ø 1,00mm
- 501-0500 Ø 1,50mm
- 501-0501 Ø 1,75mm
- 501-0502 Ø 2,00mm
- 501-0503 Ø 2,50mm
- 501-0504 Ø 3,00mm
- 501-0505 Ø 3,50mm

HEBRA (Chalazionlöffel / chalazion curette)

Gesamtlänge 130mm, ovaler Löffel
total length 130mm, oval cup



- 501-0550 Ø 1,00mm
- 501-0551 Ø 2,00mm

BUNGE (Extrenationslöffel / evisceration spoon)

Gesamtlänge 130mm
total length 130mm



- 501-0320-06 Ø 6mm
- 501-0320-08 Ø 8mm
- 501-0320-10 Ø 10mm
- 501-0320-12 Ø 12mm

WELLS (Enukleationslöffel / enucleation spoon)

Gesamtlänge 145mm
total length 145mm



- 501-0310

ELLIS (Fremdkörperspatel / foreign body spud)
Gesamtlänge 115mm, leicht gebogen,
abgerundete Spitze
total length 115mm, slightly curved,
rounded tip

501-0614



FRANCIS
(Fremdkörperspatel / foreign body spud)
Gesamtlänge 120mm, abgewinkelt
total length 120mm, angled

501-0620



DIX (Nadel & Plangehebel / needle & plange spud)
Schiebegriff, Gesamtlänge 95 / 120mm
sliding handle, total length 95 / 120mm

501-0607



DIX (Nadel & Meissel / needle & chisel)
Schiebegriff, Gesamtlänge 95 / 120mm
sliding handle, total length 95 / 120mm

501-0608



DIX (Nadel & Hohlmeissel / needle & gouge)
Schiebegriff, Gesamtlänge 95 / 120mm
sliding handle, total length 95 / 120mm

501-0609



ELCON (Fremdkörpernadel / foreign body needle)
Gesamtlänge 125mm
total length 125mm

501-0636 gerade / straight
501-0637 gebogen / curved



GOLF CLUB
(Fremdkörperinstrument / foreign body spud)
Gesamtlänge 120mm, abgewinkelt,
runde Spitze
total length 120mm, angled, round tip

501-0638





KANSAS (Nukleus Vectis / nucleus vectis)
Gesamtlänge 115mm, abgewinkelt
total length 115mm, angled

501-1209L links / left
501-1209R rechts / right



KANSAS (Nukleus Teiler / nucleus bisector)
Gesamtlänge 115mm, abgewinkelt
total length 115mm, angled

501-1201



KANSAS (Nukleus Dreiteiler / nucleus trisector)
Gesamtlänge 110mm, abgewinkelt
total length 110mm, angled

501-1205L links / left
501-1205R rechts / right



CLAYMAN (Linsenrotierer / nucleus rotator)
Gesamtlänge 115mm,
0,5mm flache V-förmige Spitze
total length 115mm,
0,5mm flat V-shaped tip

501-1111



JAFFE-BECHERT
(Linsenrotierer / nucleus rotator)
Gesamtlänge 115mm, stumpfe gabel-
förmige Spitze, 9mm von der Spitze
abgewinkelt
total length 115mm, blunt fork-shaped
tip, angled 9mm from the tip

501-1115



DRYSDALE
(Linsenkeromanipulator / nucleus manipulator)
Gesamtlänge 115mm, paddelförmige
Spitze
total length 115mm, paddle shaped tip

501-1328



DRYSDALE
(Linsenkeromanipulator und Kapselpolierer /
nucleus manipulator and anterior capsule polisher)
Gesamtlänge 115mm, paddelförmige
Spitze
total length 115mm, paddle shaped tip

501-1329



OSHER (Linsenmanipulator / nucleus manipulator)
Gesamtlänge 125mm, 0,5mm stumpfe
Spitze
total length 125mm, 0,5mm blunt tip

501-1120 gerade / straight
501-1121 gebogen / curved

FENZL

(Linsenmanipulationshäkchen / lens manipulating hook)

Gesamtlänge 120mm, Ø 0,15mm

total length 120mm, Ø 0,15mm

501-0195-01 gerade
straight

501-0195-02 abgewinkelt
angled



LESTER (Linsenschieber / lens pusher)

Gesamtlänge 115mm, Ø 0,25mm

total length 115mm, Ø 0,25mm

501-1300 gerade / straight

501-1301 abgewinkelt / angled



OSHER

(Linsenhäkchen / lens manipulating hook)

Gesamtlänge 115mm, Y-förmig

total length 115mm, Y-shaped

501-1310 gerade / straight

501-1311 abgewinkelt / angled



JAFFE (IOL Häkchen / IOL manipulating hook)

Gesamtlänge 125mm, Ø 0,15mm

total length 125mm, Ø 0,15mm

501-1320 gerade / straight

501-1321 abgewinkelt / angled



SINSKEY (IOL Häkchen / IOL manipulating hook)

Gesamtlänge 120mm, Ø 0,20mm

total length 120mm, Ø 0,20mm

501-1330 gerade / straight

501-1331 abgewinkelt / angled



SINSKEY (IOL Häkchen / IOL manipulating hook)

Gesamtlänge 120mm

total length 120mm

501-1332 Ø 0,25mm
gerade / straight

501-1333 Ø 0,25mm
abgewinkelt / angled

501-1336 Ø 0,20mm
gerade / straight

501-1337 Ø 0,20mm
abgewinkelt / angled





LEWICKY

(IOL Häkchen / IOL manipulating hook)

Gesamtlänge 125mm, Ø 0,15mm stumpf
total length 125mm, Ø 0,15mm blunt

501-1339



KUGLEN

(Iris Häkchen, Linsenmanipulator /
iris hook, lens manipulator)

Gesamtlänge 115mm, Druck-Zug Model
total length 115mm, push-pull model

501-1344 gerade / straight

501-1345 abgewinkelt / angled



KUGLEN

(Iris Häkchen, Linsenmanipulator /
iris hook, lens manipulator)

Gesamtlänge 115mm, Druck-Zug Model
total length 115mm, push-pull model

501-0190 gerade / straight

501-0191 abgewinkelt / angled



KUGLEN

(Iris Häkchen, Linsenmanipulator /
iris hook, lens manipulator)

Gesamtlänge 115mm, Kleeblatt-förmig
total length 115mm, clover leaf shaped

501-1346 gerade / straight



GRAETHER

(Kragenknopfhäkchen / collar button retractor)

Gesamtlänge 120mm
total length 120mm

501-1350 gerade / straight

501-1351 abgewinkelt / angled



BONN (Mikro Irishäkchen / micro iris hook)

Gesamtlänge 120mm, stumpf
total length 120mm, blunt

501-0102 gerade / straight



SHEPARD (Irishäkchen / iris hook)

Gesamtlänge 120mm, stumpf
total length 120mm, blunt

501-0108 gerade / straight



HIRSCHMANN (Irishäkchen / iris hook)

Gesamtlänge 120mm, stumpf
total length 120mm, blunt

501-0164 abgewinkelt / angled


MENDEZ

(Gradmesser / degree gauge)
 Gesamtlänge 120mm, Innen Ø 12mm
 total length 120mm, Ø8 mm inner diameter
501-0930



ANIS

(Naht Markierungsinstrument / suture placement marker)
 Gesamtlänge 110mm, 8 Linien, Innen Ø 8mm
 total length 110mm, 8 radial blades, Ø8 mm center opening
501-0956



THORNTON

(offener beweglicher Fixationsring /
 open swivel fixation ring)
 Gesamtlänge 125mm
 total length 125mm
501-0912-13 Ø 13mm
501-0912-16 Ø 16mm



OSHER-NEUHANN

(Markierungsinstrument / corneal marker)
 Gesamtlänge 115mm
 total length 115mm
501-0920-06 6 Klingen / 6 blades
501-0920-08 8 Klingen / 8 blades
501-0920-12 12 Klingen / 12 blades
501-0920-16 16 Klingen / 16 blades



HOFER


(Markierungsinstrument mit Fadenkreuz / optic zone marker with cross hairs)
 Gesamtlänge 105mm
 total length 105mm

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 501-0926-30 | Ø3,0mm | 501-0926-60 | Ø6,0mm |
| 501-0926-35 | Ø3,5mm | 501-0926-70 | Ø7,0mm |
| 501-0926-40 | Ø4,0mm | 501-0926-75 | Ø7,5mm |
| 501-0926-45 | Ø4,5mm | 501-0926-80 | Ø8,0mm |
| 501-0926-50 | Ø5,0mm | 501-0926-90 | Ø9,0mm |
| 501-0926-55 | Ø5,5mm | | |



MALONEY

Introoperativer Keratometer Markierungsinstrument, Titan
 (intraoperative) keratometer, titanium
501-0960





ROSEN

(Phaco Spalter / phaco splitter)

Gesamtlänge 115mm, keilförmig
total length 115mm, wedge shaped inferior edge
with blunt tip

500-0921



NAGAHARA

(Phaco Teiler / phaco chopper)

Gesamtlänge 115mm, abgerundete Spitze
total length 115mm, rounded blunt tip

501-1125

DRESSING FORCEPS (Iris / iris)

Gesamtlänge 100mm, gerade
total length 100mm, straight

- 502-0000** 0,5mm
- 502-0000-07** 0,7mm
- 502-0000-10** 1,0mm



TISSUE FORCEPS (Iris / iris)

Gesamtlänge 100mm, 1x2 Zähne, gerade
total length 100mm, 1x2 teeth, straight

- 502-0010** 0,5mm
- 502-0014** 0,7mm
- 502-0010-10** 1,0mm



DRESSING FORCEPS (Iris / iris)

Gesamtlänge 100mm, gebogen
total length 100mm, curved

- 502-0001** 0,5mm
- 502-0001-07** 0,7mm



TISSUE FORCEPS (Iris / iris)

Gesamtlänge 100mm, 1x2 Zähne, gebogen
total length 100mm, 1x2 teeth, curved

- 502-0015** 0,7mm



DRESSING FORCEPS (Iris / iris)

Gesamtlänge 95mm, stark gebogen
total length 95mm, strong curved

- 502-0003** 0,5mm
- 502-0003-07** 0,7mm



TISSUE FORCEPS (Iris / iris)

Gesamtlänge 95mm, 1x2 Zähne, stark gebogen
total length 95mm, 1x2 teeth, strong curved

- 502-0017** 0,7mm



BISHOP HARMON (Iris / iris)

Gesamtlänge 85mm, gerade, kreuzgerieft
total length 85mm, straight, criss-cross serrated

- 502-0044-06** 0,6mm



BISHOP HARMON (Iris / iris)

Gesamtlänge 85mm, 1x2 Zähne, gerade
total length 85mm, 1x2 teeth, straight

- 502-0046-05** 0,5mm
- 502-0046-07** 0,8mm





GRAEFE (Iris / iris)
Gesamtlänge 70mm, gerade
total length 70mm, straight

502-0050-07 0,70mm
502-0050-10 1,00mm



GRAEFE (Iris / iris)
Gesamtlänge 70mm, 1x2 Zähne, gerade
total length 70mm, 1x2 teeth, straight

502-0052-05 0,50mm
502-0052-07 0,70mm
502-0052-10 1,00mm



GRAEFE (Iris / iris)
Gesamtlänge 70mm, 1x2 Zähne, gebogen
total length 70mm, 1x2 teeth, curved

502-0053-05 0,50mm
502-0053-07 0,70mm
502-0053-10 1,00mm



BONN (Iris / iris)
Gesamtlänge 70mm, 1x2 Zähne, gerade
total length 70mm, 1x2 teeth, straight

502-0036 0,12mm



BONN (Iris / iris)
Gesamtlänge 70mm, 1x2 Zähne, 6mm
abgewinkelt
total length 70mm, 1x2 teeth, 6mm angled

502-0037-6 0,12mm



BONN (Iris / iris)
Gesamtlänge 70mm, gerade
total length 70mm, straight

502-0034



BONN (Iris / iris)
Gesamtlänge 70mm, 6mm abgewinkelt
total length 70mm, 6mm angled

502-0035-6



SWISS PATTERN (Iris / iris)
Gesamtlänge 100mm, 1x2 Zähne, gebogen
total length 100mm, 1x2 teeth, curved

502-0019

HESS-ENGELKING (Iris / iris)
Gesamtlänge 70mm, 1x2 Zähne, S-gebogen
total length 70mm, 1x2 teeth, S-curved

502-0147 0,3mm



GILL (Iris / iris)
Gesamtlänge 75mm, gebogen
total length 75mm, curved

502-0110 kreuzgerieft / criss-cross serrated
502-0111 1x2 Zähne 0,3mm / 1x2 teeth 0,3mm



SWISS PATTERN (Iris / iris)
Gesamtlänge 70mm, 1x2 Zähne, sehr fein
total length 70mm, 1x2 teeth, extra delicate

502-0118 0,3mm





GRAEFE (Fixier / fixation)
Gesamtlänge 110mm, ohne Schloss
total length 110mm, without lock

141-000 4,5mm



GRAEFE (Fixier / fixation)
Gesamtlänge 110mm, mit Schloss
total length 110mm, with lock

141-002 4,5mm



GREEN (Fixier / fixation)
Gesamtlänge 100mm
total length 100mm

502-0220-05 5mm

502-0220-10 10mm



ELSCHING (Fixier / fixation)
Gesamtlänge 110mm, 1x2 abgewinkelte Zähne
total length 110mm, 1x2 angled teeth

502-0242-03 0,3mm

502-0242-09 0,9mm



KUHNT (Fixier / fixation)
Gesamtlänge 110mm, 1x2 gebogene Zähne
total length 110mm, 1x2 curved teeth


502-0280



LESTER (Fixier / fixation)
Gesamtlänge 95mm, Zahn 0,6mm
total length 95mm, tooth 0,6mm

502-0270 1x2 Zähne / 1x2 teeth

502-0271 2x3 Zähne / 2x3 teeth



SAUER (Fixier / fixation)
Gesamtlänge 90mm, 1x2 gebogene Zähne
total length 90mm, 1x2 curved teeth

502-0500

BRACKEN

(Sklerale Fixation / scleral fixation)
Gesamtlänge 105mm, 1x2 gebogene
Zähne
total length 105mm, 1x2 curved teeth

502-0282 0,7mm



FARKAS-BRACKEN

(Hornhaut Fixation / corneal fixation)
Gesamtlänge 105mm, 1x2 Zähne
total length 105mm, 1x2 teeth

502-0284 0,12mm



REMKY (Zügelnaht / superior rectus)

Gesamtlänge 110mm, 1x2 Zähne
total length 110mm, 1x2 teeth

502-0241



TROUTMAN (Zügelnaht / superior rectus)

Gesamtlänge 105mm, 1x2 Zähne,
10mm von der Spitze 45° abgewinkelt
total length 105mm, 1x2 teeth, 10mm
from the tip 45° angled

502-0411



NUGENT (Allzweck / utility)

Gesamtlänge 105mm, 10mm von der Spitze
abgewinkelt
total length 105mm, 10mm from the tip angled

502-0425 kreuz gerieftes Arbeitsende
criss-cross serrated jaws

502-0427 glattes Arbeitsende
smooth jaws



BONACCOLTO (Strabismus / strabismus)

Gesamtlänge 110mm, längsgerieftes
Maul mit kreuz geriefter Spitze
total length 110mm, longitudinally ser-
rated jaws with criss-cross serration
at the tip

502-0710-12 1,2mm

502-0710-17 1,7mm





THORPE (Bindehaut Fixation / conjunctiva fixation)
Gesamtlänge 95mm, 2x3 Zähne
total length 95mm, 2x3 teeth

502-0720



DRAEGER (Bindehaut / conjunctiva)
Gesamtlänge 100mm, atraumatisch, mit zwei
abgerundeten Stiften
total length 100mm, atraumatic, with two
rounded pins

502-0725




MC GREGOR (Bindehaut / conjunctiva)
Gesamtlänge 110mm, 5,5mm Fadenplatte,
1mm kreuzgeriefte Spitze
total length 110mm, 5,5mm tying platform,
1mm criss-cross serrated tip

502-0734

JAFFE (Faden / tying)

Gesamtlänge 105mm, sehr feine 6mm Fadenplatte
 total length 105mm, very delicate 6mm tying platform

- 502-1000** gerade / straight
- 502-1001** gebogen / curved



DARDENNE (Faden / tying)

Gesamtlänge 100mm, 6mm Fadenplatte
 total length 100mm, 6mm tying platform

- 502-1101** abgewinkelt / angled



TENNANT (Faden / tying)

Gesamtlänge 100mm, sehr feine 6mm Fadenplatte
 total length 100mm, very delicate 6mm tying platform

- 502-1110** gerade / straight
- 502-1111** gebogen / curved



HARMS-TUEBINGEN (Faden / tying)

Gesamtlänge 100mm, 6mm Fadenplatte
 total length 100mm, 6mm tying platform

- 502-1360** gerade / straight
- 502-1361** gebogen / curved



HARMS-TUEBINGEN (Faden / tying)

Gesamtlänge 100mm, 7mm Fadenplatte
 total length 100mm, 7mm tying platform

- 502-1343** abgewinkelt / angled



TROUTMAN (Faden / tying)

Gesamtlänge 100mm, extra feine 6mm Fadenplatte
 total length 100mm, extra fine 6mm tying platform

- 502-1368** gerade / straight
- 502-1369** gebogen / curved



BONN (Faden / tying)

Gesamtlänge 95mm, sehr feine 5mm Fadenplatte
 total length 95mm, ultra fine 5mm tying platform

- 502-1366**



BONN (Faden / tying)

Gesamtlänge 75mm, sehr feine 5mm Fadenplatte
 total length 75mm, ultra fine 5mm tying platform


- 502-1364**





MC PHERSON (Faden / tying)
Gesamtlänge 85mm, 4mm Fadenplatte
total length 85mm, 4mm tying platform

502-0334 gerade / straight
502-0335 abgewinkelt / angled



TUEBINGEN (Faden / tying)
Gesamtlänge 85mm, feine 6mm Fadenplatte
total length 85mm, delicate 6mm tying platform

502-1362 gerade / straight



PAUFIQUE (Faden / tying)
Gesamtlänge 80mm, 5mm Fadenplatte
total length 80mm, 5mm tying platform

502-1324 gerade / straight



PAUFIQUE (Faden / tying)
Gesamtlänge 80mm, feine 5mm Fadenplatte
total length 80mm, delicate 5mm tying platform

502-1325 gerade / straight




BECHERT-MC PHERSON (Faden / tying)
Gesamtlänge 105mm, 10mm Fadenplatte
total length 105mm, 10mm tying platform

502-1011 abgewinkelt / angled



MC PHERSON (Faden / tying)
Gesamtlänge 105mm, 5mm Fadenplatte
total length 105mm, 5mm tying platform

502-1014 gerade / straight
502-1015 abgewinkelt / angled




KELMAN-MC PHERSON (Faden / tying)
Gesamtlänge 105mm, mit 7,5mm Fadenplatte
total length 105mm, with 7,5mm tying platform


502-1021 abgewinkelt / angled

ANIS (Faden / tying)

Gesamtlänge 105mm, sehr feines glattes Maul
total length 105mm, extra fine smooth jaw

502-1418 gerade / straight
502-1419 gebogen / curved





CASTROVIEJO (Naht / suture)

Gesamtlänge 105mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 105mm, with tying platform, 1x2 teeth

| | |
|--------------------|--------|
| 502-2020-12 | 0,12mm |
| 502-2020-30 | 0,30mm |
| 502-2020-50 | 0,50mm |



CASTROVIEJO (Naht / suture)

Gesamtlänge 105mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 105mm, with tying platform, 1x2 teeth

| | |
|---------------------|--------|
| 502-2010-12 | 0,12mm |
| 502-2010-30 | 0,30mm |
| 502-2010-50 | 0,50mm |
| 502-2010-90 | 0,90mm |
| 502-2010-120 | 1,20mm |



CASTROVIEJO (Naht / suture)

Gesamtlänge 105mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 105mm, with tying platform, 1x2 teeth

| | |
|---------------------|--------|
| 502-2000-12 | 0,12mm |
| 502-2000-30 | 0,30mm |
| 502-2000-50 | 0,50mm |
| 502-2000-90 | 0,90mm |
| 502-2000-120 | 1,20mm |



JAFFE (Naht / suture)

Gesamtlänge 110mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 110mm, with tying platform, 1x2 teeth

| | |
|-----------------|--------|
| 502-2040 | 0,12mm |
|-----------------|--------|



MC PHERSON (Naht / suture)

Gesamtlänge 105mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 105mm, with tying platform, 1x2 teeth

| | |
|-----------------|--------|
| 502-2050 | 0,40mm |
|-----------------|--------|



KELMAN-MC PHERSON (Naht / suture)

Gesamtlänge 110mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 110mm, with tying platform, 1x2 teeth

| | |
|-----------------|--------|
| 502-2060 | 0,12mm |
|-----------------|--------|

BONN (Naht / suture)

Gesamtlänge 100mm, mit ultra feiner Fadenplatte,
1x2 Zähne
total length 100mm, with ultra fine tying platform,
1x2 teeth

502-2132 0,12mm



BONN (Naht / suture)

Gesamtlänge 70mm, mit ultra feiner Fadenplatte,
1x2 Zähne
total length 70mm, with ultra fine tying platform,
1x2 teeth

502-2130 0,12mm



PAUFIQUE (Naht / suture)

Gesamtlänge 90mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 90mm, with tying platform, 1x2 teeth

502-2150-30 0,30mm

502-2150-70 0,70mm




CASTROVIEJO (Naht / suture)

Gesamtlänge 100mm, mit abgewinkelter Fadenplatte,
1x2 Zähne
total length 100mm, with angled tying platform, 1x2
teeth

502-2011-30 0,30mm

502-2011-50 0,50mm



ST. MARTIN (Naht / suture)

Gesamtlänge 80mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 80mm, with tying platform, 1x2 teeth

502-0326 0,80mm





PIERSE (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 110mm, 1x1 Zähne
total length 110mm, 1x1 teeth

502-3370 0,1mm

PIERSE (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 75mm, 1x1 Zähne
total length 75mm, 1x1 teeth

502-3010-10 0,1mm
502-3010-20 0,2mm



POLACK (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 75mm, zwei 2,75mm lange 1mm von-
einander entfernte Spitzen mit 1x2 Zähnen
total length 75mm, two 2,75mm long tips with a
distance of 1mm, 1x2 teeth

502-3026 0,12mm



STANDARD (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 75mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 75mm, with tying platform, 1x2 teeth

502-3030 0,4mm



BARRAQUER (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 75mm, 1x2 Zähne
total length 75mm, 1x2 teeth

502-3100-12 0,12mm
502-3100-25 0,25mm
502-3100-30 0,30mm




BARRAQUER (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 75mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 75mm, with tying platform, 1x2 teeth


502-3110-12 0,12mm
502-3110-25 0,25mm
502-3110-30 0,30mm
502-3110-40 0,40mm



BARRAQUER (Faden lösen / suture removal)
Gesamtlänge 75mm, mit Fadenplatte, sehr spitz
total length 75mm, with tying platform, sharp tip

502-3140





TROUTMAN (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 75mm, 1x2 Zähne
total length 75mm, 1x2 teeth

502-3120-12 0,12mm
502-3120-30 0,30mm



TROUTMAN (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 75mm, mit Fadenplatte, 1x2 Zähne
total length 75mm, with tying platform, 1x2 teeth

502-3130-12 0,12mm
502-3130-30 0,30mm


CASTROVIEJO (Kapsel / capsular)
Gesamtlänge 105mm, Ø 2,5mm
total length 105mm, Ø 2,5mm

502-5611



ARRUGA (Kapsel / capsular)
Gesamtlänge 100mm, Standard Biegung
total length 100mm, standard curve


502-5121




ARRUGA (Kapsel / capsular)
Gesamtlänge 100mm, neue Biegung
total length 100mm, modified curve

502-5125






UTRATA (Kapsulorhexis / capsulorhexis)
Gesamtlänge 105mm, sehr feine dreieckige Spitze
total length 105mm, very delicate triangular tip
502-5283




NEVYAS (Kapsulorhexis / capsulorhexis)
Gesamtlänge 105mm, Cystotome-förmige Spitze
total length 105mm, cystotome shaped tip
502-5285



MASKET (Kapsulorhexis / capsulorhexis)
Gesamtlänge 105mm, sehr feine Spitze
total length 105mm, very delicate sharp tip
502-5287



JAFFE (Kapsulorhexis / capsulorhexis)
Gesamtlänge 105mm, sehr feines rundes Arbeits-
ende
total length 105mm, very delicate round grasping tip
502-5290



ELCON (Kapsulorhexis / capsulorhexis)
Gesamtlänge 105mm, fein Spitze
total length 105mm, delicate tip
502-5291

ERNEST-MC DONALD

(IOL Einsetzpinzette / IOL inserting forceps)

Gesamtlänge 105mm, gerades 5mm langes Maul
total length 105mm, 5mm straight jaws, low profile

502-0875



LIVERNOIS-MC DONALD

(IOL Einsetzpinzette / IOL inserting forceps)

Gesamtlänge 105mm, konkaves 5mm langes Maul
total length 105mm, 5mm concave jaws, standard profile

502-0886



CLAYMAN (Linsenhalter / lens holding)

Gesamtlänge 120mm, leicht gebogen,
abgewinkelte Spitzen
total length 120mm, slightly curved,
angled jaws

502-0910





KELMAN-MC PHERSON (Fragment / fragment)
Gesamtlänge 105mm, 7,5mm Fadenplatte
total length 105mm, 7,5mm tying platform

502-5751 abgewinkelt / angled



GASKIN (Fragment / fragment)
Gesamtlänge 105mm, 11mm Fadenplatte
total length 105mm, 11mm tying platform

502-5753-11 abgewinkelt / angled



OSHER (Fremdkörper / foreign body)
Gesamtlänge 105mm, 3mm Fassfläche
total length 105mm, 3mm grasping tip

502-5778 11mm 60° abgewinkelt
11mm 60° angled



KRAFF (Kapsel/Tag / capsule/tag)
Gesamtlänge 105mm, 1,5mm Fassfläche
total length 105mm, 1,5mm grasping tip

502-5755 11mm abgewinkelt
11mm angled

CHALAZIONSPINZETTEN
CHALAZION FORCEPS
PINZAS DE CHALAZION
PINCES A CHALAZION

ELCON
500

DESMARRES (Chalazion / chalazion)
Gesamtlänge 90mm, oval
total length 90mm, oval

502-6110 20mm
502-6111 26mm
502-6112 31mm



FRANCIS (Chalazion / chalazion)
Gesamtlänge 95mm, oval
total length 95mm, ovale

502-6140 12x14mm



LAMBERT (Chalazion / chalazion)
Gesamtlänge 90mm, rund
total length 90mm, round

502-6100 Ø 8mm



HUNT (Chalazion / chalazion)
Gesamtlänge 95mm, rund
total length 95mm, round

502-6120 Ø 12mm



CAUER (Chalazion / chalazion)
Gesamtlänge 100mm, oval gerieft
total length 100mm, oval serrated

502-6142



WIES (Chalazion / chalazion)
Gesamtlänge 95mm, gerieft obere Platte
total length 95mm, serrated upper jaws


502-6148





BERKE (Entropium / entropium)
Gesamtlänge 105mm, längsgerieft
total length 105mm, longitudinal grooved

502-6240 20mm
502-6241 27mm




ERHARDT (Lid / lid)
Gesamtlänge 100mm
total length 100mm

502-6220



SATTLER (Strabismus / strabismus)
Gesamtlänge 100mm, 3 Zähne
total length 100mm, 3 teeth

502-6322 rechts / right
502-6323 links / left



JAMESON (Muskel / muscle)
Gesamtlänge 100mm, 4 Zähne, für Kinder
total length 100mm, 4 teeth, for children

502-6300 rechts / right
502-6302 links / left

Gesamtlänge 100mm, 6 Zähne, für Erwachsene
total length 100mm, 6 teeth, for adults

502-6301 rechts / right
502-6303 links / left



BANGERTER (Muskel / muscle)
Gesamtlänge 105mm
total length 105mm

502-6315

KALT

Gesamtlänge 140mm, ein Maulteil quergerieft mit Rinne, ein Maulteil kreuzgerieft
total length 140mm, one jaw part transverse with groove, one jaw part cross serrated

503-600 gerade / straight
503-601 gebogen / curved

Gesamtlänge 140mm, glattes Maul
total length 140mm, smooth jaws

503-602 gerade / straight



CASTROVIEJO

Gesamtlänge 140mm, ein Maulteil quergerieft mit Rinne, ein Maulteil kreuzgerieft
total length 140mm, one jaw part transverse with groove, one jaw part cross serrated

503-606 gerade / straight



ARRUGA

Gesamtlänge 140mm, glattes 1,2mm Maul
total length 140mm, smooth 1,2mm jaws

503-612 gerade / straight
503-613 gebogen / curved



MICRO-CASTROVIEJO

Gesamtlänge 90mm, glattes 0,5mm Maul, ohne Sperre
total length 90mm, smooth 0,5mm jaws, without catch

503-620 gerade / straight
503-621 gebogen / curved

Gesamtlänge 90mm, glattes 0,5mm Maul, mit Sperre
total length 90mm, smooth 0,5mm jaws, with catch

503-622 gerade / straight
503-623 gebogen / curved

MICRO-CASTROVIEJO

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,75mm Maul, ohne Sperre
total length 140mm, smooth 0,75mm jaws, without catch

503-630 gerade / straight
503-631 gebogen / curved

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,75mm Maul, mit Sperre
total length 140mm, smooth 0,75mm jaws, with catch

503-632 gerade / straight
503-633 gebogen / curved

MICRO-CASTROVIEJO

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,75mm Maul, ohne Sperre
total length 140mm, smooth 0,75mm jaws, without catch

503-640 gerade / straight
503-641 gebogen / curved

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,75mm Maul, mit Sperre
total length 140mm, smooth 0,75mm jaws, with catch

503-642 gerade / straight
503-643 gebogen / curved





MICRO-CASTROVIEJO

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,75mm Maul, ohne Sperre
total length 140mm, smooth 0,75mm jaws, without catch

503-646 gerade / straight
503-647 gebogen / curved

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,75mm Maul, mit Sperre
total length 140mm, smooth 0,75mm jaws, with catch

503-648 gerade / straight
503-649 gebogen / curved



CASTROVIEJO

Gesamtlänge 140mm, glattes 1,0mm Maul, ohne Sperre
total length 140mm, smooth 1,0mm jaws, without catch

503-650 gerade / straight
503-651 gebogen / curved

Gesamtlänge 140mm, glattes 1,0mm Maul, mit Sperre
total length 140mm, smooth 1,0mm jaws, with catch

503-652 gerade / straight
503-653 gebogen / curved



MC PHERSON

Gesamtlänge 105mm, glattes 0,85mm Maul, ohne Sperre
total length 105mm, smooth 0,85mm jaws, without catch

503-660 gerade / straight
503-661 gebogen / curved

Gesamtlänge 105mm, glattes 0,85mm Maul, mit Sperre
total length 105mm, smooth 0,85mm jaws, with catch

503-662 gerade / straight
503-663 gebogen / curved



BARRAQUER

Gesamtlänge 130mm, glattes 0,75mm Maul, Rundgriff Ø 10mm, ohne Sperre
total length 130mm, smooth 0,75mm jaws, round handle Ø 10mm, without catch

503-706 gerade / straight
503-707 gebogen / curved

Gesamtlänge 130mm, glattes 0,75mm Maul, Rundgriff Ø 10mm, mit Sperre
total length 130mm, smooth 0,75mm jaws, round handle Ø 10mm, with catch

503-708 gerade / straight
503-709 gebogen / curved




MICRO-TROUTMAN

Gesamtlänge 100mm, glattes 0,5mm Maul, Rundgriff Ø 6mm, ohne Sperre
total length 100mm, smooth 0,5mm jaws, round handle Ø 6mm, without catch

503-710 gerade / straight
503-711 gebogen / curved

Gesamtlänge 100mm, glattes 0,5mm Maul, Rundgriff Ø 6mm, mit Sperre
total length 100mm, smooth 0,5mm jaws, round handle Ø 6mm, with catch

503-712 gerade / straight
503-713 gebogen / curved




TROUTMAN

Gesamtlänge 120mm, glattes abgewinkeltes Maul,
Rundgriff Ø 8mm, ohne Sperre
total length 120mm, smooth angled jaws,
round handle Ø 8mm, without catch

503-715 9x1mm

503-717 9x0,5mm



Gesamtlänge 120mm, glattes abgewinkeltes Maul,
Rundgriff Ø 8mm, mit Sperre
total length 120mm, smooth angled jaws,
round handle Ø 8mm, with catch

503-719 9x0,5mm



MICRO-BARRAQUER

Gesamtlänge 115mm, glattes 0,5mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, ohne Sperre
total length 115mm, smooth 0,5mm jaws,
round handle Ø 8mm, without catch


503-720 gerade / straight

503-721 gebogen / curved

Gesamtlänge 115mm, glattes 0,5mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, mit Sperre
total length 115mm, smooth 0,5mm jaws,
round handle Ø 8mm, with catch

503-722 gerade / straight

503-723 gebogen / curved



ELCON

Gesamtlänge 125mm, glattes 0,5mm Maul,
Rundgriff Ø 7mm, ohne Sperre
total length 125mm, smooth 0,5mm jaws,
round handle Ø 7mm, without catch


503-740 gerade / straight

503-741 gebogen / curved

Gesamtlänge 125mm, glattes 0,5mm Maul, Rund-
griff Ø 7mm, mit Sperre
total length 125mm, smooth 0,5mm jaws,
round handle Ø 7mm, with catch

503-742 gerade / straight

503-743 gebogen / curved



MICRO-BARRAQUER

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,75mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, ohne Sperre
total length 140mm, smooth 0,75mm jaws,
round handle Ø 8mm, without catch


503-750 gerade / straight

503-751 gebogen / curved

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,75mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, mit Sperre
total length 140mm, smooth 0,75mm jaws,
round handle Ø 8mm, with catch

503-752 gerade / straight

503-753 gebogen / curved



MICRO-BARRAQUER

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,5mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, ohne Sperre
total length 140mm, smooth 0,5mm jaws,
round handle Ø 8mm, without catch

503-754 gerade / straight

503-755 gebogen / curved

Gesamtlänge 140mm, glattes 0,5mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, mit Sperre
total length 140mm, smooth 0,5mm jaws,
round handle Ø 8mm, with catch

503-756 gerade / straight

503-757 gebogen / curved



MICRO-BARRAQUER

Gesamtlänge 120mm, glattes 0,75mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, ohne Sperre
total length 120mm, smooth 0,75mm jaws,
round handle Ø 8mm, without catch


503-770 gerade / straight

503-771 gebogen / curved

Gesamtlänge 120mm, glattes 0,75mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, mit Sperre
total length 120mm, smooth 0,75mm jaws,
round handle Ø 8mm, with catch

503-772 gerade / straight

503-773 gebogen / curved



BARRAQUER

Gesamtlänge 130mm, gerieftes 1,0mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, ohne Sperre
total length 130mm, serrated 1,0mm jaws,
round handle Ø 8mm, without catch


503-786 gerade / straight

503-787 gebogen / curved

Gesamtlänge 130mm, gerieftes 1,0mm Maul,
Rundgriff Ø 8mm, mit Sperre
total length 130mm, serrated 1,0mm jaws,
round handle Ø 8mm, with catch

503-788 gerade / straight

503-789 gebogen / curved





IRIS (RIBBON TYPE)

Gesamtlänge 105mm, spitz / spitz
total length 105mm, sharp / sharp


504-000 gerade / straight
504-001 gebogen / curved



IRIS (RIBBON TYPE)

Gesamtlänge 95mm, spitz / spitz
total length 95mm, sharp / sharp

504-004 gerade / straight
504-005 gebogen / curved



STITCH (RIBBON TYPE)

Gesamtlänge 100mm, spitz / spitz
total length 100mm, sharp / sharp

504-020 gebogen / curved



STRABISMUS (RIBBON TYPE)


Gesamtlänge 105mm, stumpf / stumpf
total length 105mm, blunt / blunt

504-040 gerade / straight
504-041 gebogen / curved
504-043 stark gebogen / strong curved

STEVENS (RIBBON TYPE)

Gesamtlänge 100mm, spitz / spitz
total length 100mm, sharp / sharp

- 504-030** gerade / straight
504-031 gebogen / curved



STEVENS (RIBBON TYPE)

Gesamtlänge 100mm, stumpf / stumpf
total length 100mm, blunt / blunt


- 504-034** gerade / straight
504-035 gebogen / curved



STEVENS

Gesamtlänge 105mm, stumpf / stumpf
total length 105mm, blunt / blunt


- 504-140** gerade / straight
504-141 gebogen / curved



STEVENS

Gesamtlänge 105mm, spitz / spitz
total length 105mm, sharp / sharp

- 504-142** gerade / straight
504-143 gebogen / curved





STEVENS


Gesamtlänge 115mm, spitz / spitz
total length 115mm, sharp / sharp

122-370

gerade / straight

122-371

gebogen / curved



STEVENS

Gesamtlänge 115mm, stumpf / stumpf
total length 115mm, blunt / blunt

122-372

gerade / straight

122-373

gebogen / curved



BONN

Gesamtlänge 90mm, spitz / spitz
total length 90mm, sharp / sharp

504-150

gerade / straight

504-151

gebogen / curved



BONN

Gesamtlänge 90mm, stumpf / stumpf
total length 90mm, blunt / blunt

504-152

gerade / straight

504-153

gebogen / curved

IRIS

Gesamtlänge 90mm, spitz / spitz
total length 90mm, sharp / sharp

122-000 gerade / straight
122-001 gebogen / curved

Gesamtlänge 105mm, spitz / spitz
total length 105mm, sharp / sharp

122-002 gerade / straight
122-003 gebogen / curved



IRIS

Gesamtlänge 105mm, spitz / spitz
total length 105mm, sharp / sharp

122-004 gerade / straight
122-005 gebogen / curved

Gesamtlänge 115mm, spitz / spitz
total length 115mm, sharp / sharp

122-006 gerade / straight
122-007 gebogen / curved



IRIS

Gesamtlänge 115mm, spitz / spitz
total length 115mm, sharp / sharp

122-010 gerade / straight
122-011 gebogen / curved





STRABISMUS

Gesamtlänge 115mm
total length 115mm

122-410

gerade / straight

122-411

gebogen / curved



ENUCLEATION

Gesamtlänge 130mm
total length 130mm

504-200

gerade / straight

504-201

leicht gebogen

light curved

504-203

mittel gebogen

medium curved

Gesamtlänge 125mm
total length 125mm

504-205

stark gebogen

strong curved



STANDARD

Gesamtlänge 145mm,
spitz / stumpf
total length 145mm,
sharp / blunt

122-104

gerade / straight

MICRO IRIS

Gesamtlänge 100mm, gerade
total length 100mm, straight

- 504-400** spitz-spitz / sharp-sharp
- 504-402** spitz-stumpf / sharp-blunt
- 504-404** stumpf-stumpf / blunt-blunt

Gesamtlänge 100mm, gebogen
total length 100mm, curved

- 504-401** spitz-spitz / sharp-sharp
- 504-403** spitz-stumpf / sharp-blunt
- 504-405** stumpf-stumpf / blunt-blunt




NOYES (Iridektomie / iridectomy)

Gesamtlänge 115mm, gerade, Blatt 15mm
total length 115mm, straight, blade 15mm

- 504-420** spitz-spitz / sharp-sharp
- 504-422** spitz-stumpf / sharp-blunt
- 504-424** stumpf-stumpf / blunt-blunt

Gesamtlänge 115mm, gebogen, Blatt 15mm
total length 115mm, curved, blade 15mm

- 504-421** spitz-spitz / sharp-sharp
- 504-423** spitz-stumpf / sharp-blunt
- 504-425** stumpf-stumpf / blunt-blunt



VANNAS (Nachstarschere / capsulotomy)

Gesamtlänge 115mm, breiter Griff
total length 115mm, wide handle

- 504-470** gerade / straight
- 504-471** gebogen / curved





TRABECULUM

Gesamtlänge 80mm
total length 80mm

504-490 gerade / straight
504-491 gebogen / curved



VANNAS (Nachstarschere / capsulotomy)

Gesamtlänge 80mm, Blatt 6mm
total length 80mm, blade 6mm

504-450 gerade / straight



VANNAS (Nachstarschere / capsulotomy)

Gesamtlänge 80mm, Blatt 6mm
total length 80mm, blade 6mm

504-451 gebogen / curved



VANNAS (Nachstarschere / capsulotomy)

Gesamtlänge 80mm, Blatt 6mm
total length 80mm, blade 6mm

504-455 aufgebogen / angled up



VANNAS (Nachstarschere / capsulotomy)

Gesamtlänge 80mm, Blatt 6mm
total length 80mm, blade 6mm

504-457 seitwärts gebogen / angled to the side



GILLS-VANNAS (Nachstarschere / capsulotomy)

Gesamtlänge 80mm, langes dünnes Blatt
total length 80mm, long thin blade

504-480 gerade / straight
504-481 gebogen / curved



MC PHERSON-VANNAS (Iridektomie / iridectomy)

Gesamtlänge 80mm, langes dünnes Blatt
total length 80mm, long thin blade

504-483 gebogen / curved

ONG (Kapsel / capsule)
Gesamtlänge 85mm, 30° aufgewinkelt, gerades
Blatt
total length 85mm, 30° angled up, straight blade

504-445




STERN-GILLS (Kapsel / capsule)
Gesamtlänge 105mm, aufgewinkelt, 10mm extra
dünnnes Blatt
total length 105mm, angled up, 10mm extra thin
blade

504-443




CASTROVIEJO (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 110mm, gebogen, Blatt 15mm
total length 110mm, curved, blade 15mm

504-501 spitz-spitz / sharp-sharp
504-503 stumpf-stumpf / blunt-blunt



CASTROVIEJO (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 105mm, stark gebogen, Blatt 13mm
total length 105mm, strong curved, blade 13mm

504-505 spitz-spitz / sharp-sharp
504-507 stumpf-stumpf / blunt-blunt




CASTROVIEJO (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 95mm, seitlich abgewinkelt, Blatt 12mm
total length 95mm, angled to the side, blade 12mm

504-509 stumpf-stumpf / blunt-blunt
504-511 spitz-spitz / sharp-sharp



ELCON (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 100mm, aufgewinkelt
total length 100mm, angled on the flat

504-519 stumpf-stumpf / blunt-blunt





CASTROVIEJO (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 100mm, Blatt 15,5mm/15,0mm
total length 100mm, blade 15,5mm/15,0mm

504-721 rechts / right
504-723 links / left



CASTROVIEJO (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 100mm, Blatt 11,0mm/10,5mm
total length 100mm, blade 11,0mm/10,5mm

504-731 rechts / right
504-733 links / left



TROUTMAN (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 100mm, kleines Blatt, extra fein
total length 100mm, small blade, extra delicate

504-735 rechts / right
504-737 links / left



CASTROVIEJO (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 100mm, kleines Blatt 9mm
total length 100mm, small blade 9mm

504-741 rechts / right
504-743 links / left



CASTROVIEJO (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 100mm, Blatt 15,5mm/15,0mm, mit stop
total length 100mm, blade 15,5mm/15,0mm, with stop

504-751 rechts / right
504-753 links / left


KATZIN (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 100mm, kleines stumpfes Blatt, ein
Blatt 1mm länger
total length 100mm, small blunt blade, one blade
1mm longer

504-765 rechts / right
504-767 links / left



KATZIN (Hornhaut / corneal)
Gesamtlänge 100mm, kleines stumpfes Blatt
total length 100mm, small blunt blade

504-781 rechts / right
504-783 links / left





WESTCOTT (Sehnen / tenotomy)
Gesamtlänge 115mm, spitz-spitz
total length 115mm, sharp-sharp

504-860 gerade / straight
504-861 gebogen / curved



WESTCOTT (Sehnen / tenotomy)
Gesamtlänge 115mm, stumpf-stumpf
total length 115mm, blunt-blunt

504-862 gerade / straight
504-863 gebogen / curved



WESTCOTT (Sehnen / tenotomy)
Gesamtlänge 115mm, stumpf-stumpf, linkes Modell
total length 115mm, blunt-blunt. left pattern

504-865 gebogen / curved



WESTCOTT (Sehnen / tenotomy)
Gesamtlänge 110mm, stumpf-stumpf
total length 110mm, blunt-blunt

504-895 gebogen / curved

WECKER (Iridektomie / iridectomy)
Gesamtlänge 110mm, Blatt 8mm
total length 110mm, blade 8mm

- 504-921** spitz-spitz / sharp-sharp
- 504-923** spitz-stumpf / sharp-blunt
- 504-925** stumpf-stumpf / blunt-blunt
- 504-927** stumpf-spitz / blunt- sharp



Gesamtlänge 115mm, Blatt 12mm
total length 115mm, blade 12mm

- 504-931** spitz-spitz / sharp-sharp
- 504-933** spitz-stumpf / sharp-blunt
- 504-935** stumpf-stumpf / blunt-blunt
- 504-937** stumpf-spitz / blunt- sharp



BARRAQUER (Iridektomie / iridectomy)
Gesamtlänge 55mm, Blatt 7mm
total length 55mm, blade 7mm

- 504-901** spitz-spitz / sharp-sharp
- 504-903** stumpf-stumpf / blunt-blunt



ELCON
500

ELLIOT

505-230-00

Set bestehend aus: / consisting of:

| | |
|------------|---|
| 505-230 | Griff für Trepine / handle for trephine |
| 505-128-10 | Trepine 1,0mm / trephine 1,0mm |
| 505-128-15 | Trepine 1,5mm / trephine 1,5mm |
| 505-128-20 | Trepine 2,0mm / trephine 2,0mm |

505-230


Griff für Trepine / handle for trephine

505-128-10 Trepine 1,0mm / trephine 1,0mm

505-128-15 Trepine 1,5mm / trephine 1,5mm

505-128-20 Trepine 2,0mm / trephine 2,0mm






BOWMAN

Gesamtlänge 130mm
total length 130mm

| | | zylindrisch cylindrical | geknöpft olive |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | rostfreier Stahl stainless steel | rostfreier Stahl stainless steel |
| 0000/000 | 0,6 / 0,7mm | 505-741-04 | 505-751-04 |
| 00/0 | 0,8 / 0,9mm | 505-741-02 | 505-751-02 |
| 1/2 | 1,0 / 1,1mm | 505-741-12 | 505-751-12 |
| 3/4 | 1,2 / 1,3mm | 505-741-34 | 505-751-34 |
| 5/6 | 1,4 / 1,5mm | 505-741-56 | 505-751-56 |
| 7/8 | 1,6 / 1,7mm | 505-741-78 | 505-751-78 |



WILDER

Gesamtlänge 110mm
total length 110mm

505-710-00

Set bestehend aus: / consisting of:

505-710 25mm Spitze / 25mm tip
505-711 22mm Spitze / 22mm tip
505-712 18mm Spitze / 18mm tip

505-710 25mm Spitze / 25mm tip

505-711 22mm Spitze / 22mm tip

505-712 18mm Spitze / 18mm tip



CASTROVIEJO

Gesamtlänge 140mm
total length 140mm

505-720



HARMS

Gesamtlänge 50mm
total length 50mm

505-723R rechts / right

505-723L links / left



WEST

Tränen sackmeisel, Gesamtlänge 160mm,
Lacrimal chisel, total length 160mm

505-900



WEST

Tränen sackhohlmeisel, Gesamtlänge 160mm,
Lacrimal gouge, total length 160mm

505-905



SCHOCKET

Gesamtlänge 135mm,
total length 135mm

505-508



WORST

Gesamtlänge 150mm, mit Fadenöhr
total length 150mm, with suture holes

505-791



CRAWFORD

Intubationssatz bestehend aus 2 geknöpfen Ø 0,6mm
Sonden verbunden mit 305mm langem Silikonschlauch
lacrimal intubation set includes 2 olive tip Ø 0,6mm
probes connected to 305mm long silicone tube

505-796-00



CRAWFORD

Gesamtlänge 140mm
total length 140mm


505-796-02



GASS

Corneoscleral Stanze Ø 1,5mm, 360° drehbar
corneoscleral punch Ø 1,5mm, 360° rotatable

505-305



KELLY

Mebran Stanze Ø 1mm
decemet membrane punch Ø 1mm

505-830



LUNTZ-DODICK

Trabeculectomie Stanze Ø 1mm,
in 4 Positionen je 90° drehbar
trabeculectomy punch Ø 1mm,
can be rotated in 4 positions of each 90°

505-844

GOLDSTEIN

3x3 Zähne
3x3 teeth

| | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 505-868 | 17mm | 30mm |



AGRICOLA

3x3 Zähne
3x3 teeth


| | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 505-861 | 33mm | 40mm |



MÜLLER

3x3 Zähne
3x3 teeth

| | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 505-865 | 32mm | 70mm |




STEVENS

3x3 Zähne
3x3 teeth

| | Spreizweite opening | Gesamtlänge total length |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 505-870 | 33mm | 80mm |





SCHIOETZ

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| geeicht calibrated | ungeeicht uncalibrated |
| 506-0401CAL | 506-0401 |

507-0110

Luftkanüle mit stumpfer Spitze, 30 Gauges, 5mm von der Spitze abgewinkelt
air injection cannula with blunt tip, 30 gauges, 5mm angled from the tip

507-0111

Luftkanüle mit stumpfer Spitze, 27 Gauges, 5mm von der Spitze abgewinkelt
air injection cannula with blunt tip, 27 gauges, 5mm angled from the tip

507-0115

Luftkanüle mit stumpfer Spitze, 30 Gauges, 7mm von der Spitze abgewinkelt
air injection cannula with blunt tip, 30 gauges, 7mm angled from the tip

507-0116

Luftkanüle mit stumpfer Spitze, 27 Gauges, 7mm von der Spitze abgewinkelt
air injection cannula with blunt tip, 27 gauges, 7mm angled from the tip



RAININ

Luftkanüle mit flacher Spitze, 7mm von der Spitze abgewinkelt
air injection cannula with flat tip, 7mm angled from the tip

507-0131

27 Gauges

507-0133

30 Gauges



SAUTTER

Luftkanüle mit vertikal abgeflachter Spitze, leicht gebogen
hydrosectomy cannula with vertical flat tip, slightly curved

507-0137

27 Gauges



ANEL

Tränenwegkanüle 23 Gauges, biegsame Spitze
lacrimal cannula 23 gauges, malleable tip

507-0200

gerade / straight

507-0201

gebogen / curved



RANDOLPH

Cyklo dialyse Kanüle, mit flacher Spitze, 13mm von der Spitze abgewinkelt
cyclo dialyse cannula with flat tip, 13mm angled from the tip

507-0411

19 Gauges

507-0412

21 Gauges



MC INTYRE

Vorderkammerkanüle, 23 Gauges, stumpfe Spitze
anterior chamber cannula, 23 gauges, blunt tip

507-0530

gerade / straight

507-0531

abgewinkelt / angled

Vorderkammerkanüle, 26 Gauges, stumpfe Spitze
anterior chamber cannula, 26 gauges, blunt tip

507-0532

gerade / straight

507-0533

abgewinkelt / angled

Vorderkammerkanüle, 30 Gauges, stumpfe Spitze
anterior chamber cannula, 30 gauges, blunt tip

507-0534

gerade / straight

507-0535

abgewinkelt / angled



KNOLLE

Vorderkammerspülkanüle, 2mm von der Spitze gewinkelt, Öffnung vorne
anterior chamber cannula, angled at 2mm, front opening



- 507-0561** 23 Gauges
- 507-0563** 27 Gauges
- 507-0565** 30 Gauges

WEST

Tränenweg Kanüle, stumpfes Ende, 0,3mm seitliche Öffnung
lacrimal cannula, blunt tip, 0,3mm side port



- 507-0542** 23 Gauges

BANGERTER

Tränenweg Kanüle
lacrimal probe cannula



- 507-0570** 23 Gauges, 0,65x40mm
seitliche Öffnung 0,4mm, side port 0,4mm

- 507-0572** 21 Gauges, 0,8x40mm
seitliche Öffnung 0,5mm, side port 0,5mm



- 507-0580** 23 Gauges, 0,65x60mm
seitliche Öffnung 0,4mm, side port 0,4mm

- 507-0582** 21 Gauges, 0,8x60mm
seitliche Öffnung 0,5mm, side port 0,5mm

ANIS

Kortex Aspirationskanüle, 23 Gauges, 0,4mm seitliche Öffnung, sandgestrahlte Spitze
cortex aspirating cannula, 23 gauges, 0,4mm side port, sandblasted tip



- 507-0594** gerade / straight
- 507-0595** abgewinkelt / angled

507-0840

Viscoelastic Saugkanüle, 19 Gauges, 10mm von der Spitze abgewinkelt
viscoelastic aspiration cannula, 19 gauges, 10mm angled from the tip



507-0841

Viscoelastic Saugkanüle, 22 Gauges, 10mm von der Spitze abgewinkelt
viscoelastic aspiration cannula, 22 gauges, 10mm angled from the tip

KNOLLE-PEARCE

Linsenschlinge mit Spülung, vorne 3 Öffnungen, Schlinge 23 Gauges
irrigation vectis, 3 front opening, 23 gauges loop




- 507-0900**

HESLIN

Infusionskanüle, mit Silikonschlauch und Adapter
infusion cannula, with silicone tube and adaptor


507-0800 25 Gauges
507-0801 23 Gauges



SIMCOE

Saug- und Spülkanüle, 23 Gauges Spülkanüle, 15mm lange mit 0,3mm seitlicher
Öffnung Absaugkanüle
irrigation- and aspiration cannula, 23 gauges irrigation cannula, 15mm long with 0,3mm
side opening aspiration cannula

507-0820 Original Modell / original modell
507-0822 vertauschte Anschlüsse / with tubes reversed





BISHOP HARMON

Vorderkammer Spülkanüle
Anterior chamber irrigation cannula

507-1100

Set bestehend aus: / consisting of:

- | | |
|----------|--|
| 507-1101 | 19 Gauges, flache Spitze, abgewinkelt 19 gauges, flat tip, angled |
| 507-1102 | Silikon Ball silicone ball |
| 507-1103 | Zwischenstück Adaptor |

FÜR NOTIZEN
FOR NOTES
PARA NOTAS
POUR NOTES

ELCON
500

Lined area for notes, consisting of 25 horizontal lines.

ELCON

MEDICAL INSTRUMENTS GmbH

D - 78532 Tuttlingen Dr. Karl-Storz-Str. 26
Tel: +49 7461 9281-0
info@elcon-medical.de www.elcon-medical.com