

ELCON
MEDICAL INSTRUMENTS GmbH


STERILISATIONSCONTAINER
STERILIZATION CONTAINER
CONTENEUR DE STERILISATION
CONTENEDOR DE ESTERILIZACION





ELCON 560E

.... wide range of top quality instruments



ELCON was founded in the year 1977 by Mr. H.R. Jakobi and a group of professionals with experience of many years in the field of surgical instruments.

All activities and products of ELCON are part of a continuous quality and safety control.

We are certified according to EN ISO 13485 and FDA registrated.
Downloads under: www.elcon-medical.com

ELCON

CON 01 - CON 32

561 - 562

STERILISATIONSCONTAINER
STERILIZATION CONTAINER
CONTENEUR DE STERILISATION
CONTENEDOR DE ESTERILIZACION






Die aktuellen Informationen bezüglich der Risikoklasse der ELCON Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter „Produkt finden“
You can find the latest information on risk classes of ELCON products on our homepage under “Find product.”
Las informaciones actualizadas sobre la clase de riesgo de los productos ELCON se encuentran en nuestra página web bajo „Buscar producto“
Vous trouverez les informations actuelles concernant la classe de risque des produit ELCON sur notre page d‘accueil, sous la rubrique „Trouver un produit“



Grau dargestellte Artikelnummern bezeichnen „distributed by ELCON“ Produkte
Article numbers shown in grey indicate „distributed by ELCON“ products
Los numeros de articulos mostrados en gris indican productos „distribuidos por ELCON“
Les numéros d´articles affichés en gris indiquent les produits „distribués par ELCON“










ELCON
560

ÜBERSICHT
CONTENTS
CONTENIDO
CONTENU

	ÜBERSICHT CONTENTS	CONTENIDO CONTENU	Seite Page
	„FILTER“ „FILTER“	„FILTRE“ „FILTRO“	CON 2 - 8
	“VENTIL - BIO BARRIER“ “VALVE - BIO BARRIER“	“VALVE - BIO BARRIER“ “VALVULA - BIO BARRIER“	CON 2 - 8
	“MODULAR“	“MODULAR“	CON 9 - 15
	“MINI“	“MINI“	CON 16
	“DENTAL“	“DENTAL“	CON 17
	“FLAT“	“FLAT“	CON 18
	“IMPLANT & ENDO“	“IMPLANT & ENDO“	CON 19 - 20
	“PLASMA“	“PLASMA“	CON 21 - 22
	“SIEBKÖRBE“ “BASKETS“	“PANIERS“ “CESTAS“	CON 24 - 26
	“ZUBEHÖR“ “ACCESSORIES“	“ACCESSOIRES“ “ACCESORIOS“	CON 27 - 32

USABILITY OF OUR STERILIZATION CONTAINERS FOR STEAM STERILIZATION [1]

as per DIN 58953 part 9 / DIN 58952 part 1

	Packaging according to EN 868-8 Verpackung gemäß EN 868-8		Steam sterilization procedure according to EN 285 Dampfsterilisationsverfahren nach EN 285				
	Description Beschreibung	packing symbol	Gravitation	Pre-Vacuum	Fractionated Vacuum	Preliminary Fractionated injection	Steam Injection
	Textiles, in sterilization container with filter in lid and bottom Textilien, in Sterilisiercontainer mit Filter im Deckel und Boden		+	+	+	+	+
			○	○	+	+	+
	Textiles, in sterilization container with filter in lid, non perforated botton Textilien, in Sterilisiercontainer mit Filter im Deckel, nicht perforierter Boden		–	–	+	+	+
			–	–	+	+	○
	Textiles, in sterilization container with filter in bottom, non perforated lid Textilien, in Sterilisiercontainer mit Filter im Boden, nicht perforierter Deckel		○	+	+	+	+
			–	○	+	+	+
	Instruments in wire basket, in sterilization container with filter in lid and bottom Instrumente im Drahtkorb, in Sterilisiercontainer mit Filter im Deckel und Boden		+[3]	+	+	+	+
	Instruments in wire basket, in sterilization container filter in lid and non perforated bottom Instrumente im Siebkorb, im Sterilisiercontainer mit Filter im Deckel und nicht perforiertem Boden		–	+[2]	+[2]	+[2]	+[2]
	Instruments in wire basket, in sterilization container with filter in bottom and non perforated lid Instrumente im Siebkorb, im Sterilisiercontainer mit Filter im Boden und nicht perforiertem Deckel		○	+	+	+	+
	Textiles, in sterilization container with valve in lid and bottom Textilien, im Sterilisiercontainer mit Ventil im Deckel und Boden		–	○	+	+	○
			–	–	+	+	○
	Textiles, in sterilization container with valve in lid, bottom without valve Textilien, im Sterilisiercontainer mit Ventile im Deckel, Boden ohne Ventil		–	–	+	+	–
			–	–	+	+	–
	Instruments in wire basket, in sterilization container with valve in lid and bottom Instrumente im Siebkorb, im Sterilisiercontainer mit Ventil im Deckel und Boden		–	+[2]	+[2]	+[2]	+[2]
	Instruments in wire basket, in sterilization container with valve in lid, bottom without valve Instrumente im Siebkorb, im Sterilisiercontainer mit Ventil im Deckel, Boden ohne Ventil		–	+[2]	+[2]	+[2]	+[2]

Explanation of the symbols: + applicable – not applicable ○ limited applicability

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization container for standardized steam sterilization procedures.

2) Only sterilization container guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable.

3) Gravitation processes without a drying device do not guarantee a sufficient post-drying effect.

ELCON 560

CONTAINER TYP
CONTAINER TYPE
CONTAINER MODELE
CONTENEDOR TIPO

Filter PAPER single use / PTFE 2000 cycles

Special lid design for stackability!

Optional OEM marking possibility!

Locking mechanism ensures better grip with its flexible design structure including 2 springs inside and performing “singlestep” movement.

Heat sensitive modular auto lock mechanism offers safer result for sterilization process.



Internal gasket of the lid assures safe seal of the container.


Corrosion resistant lid and bottom made of 2 mm high quality special alloy aluminium!

Wide, special design, silicone coated handles let easy and safe handling of the container and avoids hand injuries. 8 different colors available.

Face plates on both sides of the container are made of one single piece!

Identification labels can be marked with up to 18 - 24 letters.

Sealed filter retainers having 2 springs inside and pretensioning feature enable fast, easy and secure change of the filters by seating solidly on the surface.




PAPER single use




PTFE 2000 cycles



Valve > 5000 cycles




1. Vor dem Sterilisieren sind die Ventile in Ruhestellung.
1. Before sterilization the valves are in resting position.
1. Avant le procédé de stérilisation les soupapes sont en position de repos.
1. Antes de la esterilización, las válvulas están en posición de reposo.




2. Der Unterdruck während der Vakuumphase bewirkt die vollkommene Ventilöffnung, wodurch die Luft aus dem Container strömen kann.
2. Due to the vacuum applied during sterilization, the valves open completely and the dry air escapes.
2. Par le vacuum appliqué pendant la stérilisation, les soupapes s'ouvrent complètement et l'air sec s'échappe.
2. Por el vacío aplicado durante la esterilización, las válvulas se abren completamente y el aire seco se escapa.






3. Nach Abschluss der Vakuumphase öffnet sich das Gegenventil. Dampf strömt in den Container, die Sterilisation beginnt.
3. When the dry air has escaped completely, the counter-valve opens, lets in the steam and the sterilizing cycle can start.
3. Dès que l'air sec s'est échappé complètement, la contre-soupape s'ouvre, la vapeur entre et le cycle de stérilisation peut commencer.
3. Cuando el aire seco se ha escapado por completo, el contra-válvula se abre, deja entrar el vapor y el ciclo de esterilización puede comenzar.



4. Am Zyklusende neutralisiert sich der Druck und die Ventile schließen wieder, um das Sterilgut zu schützen.
4. When the sterilization cycle is over, the pressure is levelled and the valves of the barrier model container will close.
4. Quand le cycle de stérilisation est fini, la pression est équilibrée et les soupapes du container se ferment.
4. Cuando el ciclo de esterilización termina, la presión se nivela y las válvulas del contenedor modelo de barrera se cerrará.



5. Die Ventile sind wieder im Ausgangszustand.
5. Now the valves are in resting position again.
5. Maintenant les soupapes sont en position de repos de nouveau.
5. Ahora las válvulas están en posición de reposo de nuevo.

ELCON 560

CONTAINER TYP	„FILTER“ & “VENTIL - BIO BARRIER“
CONTAINER TYPE	„FILTER“ & “VALVE - BIO BARRIER“
CONTAINER MODELE	„FILTRE“ & “VALVE - BIO BARRIER“
CONTENEDOR TIPO	„FILTRO“ & “VALVULA - BIO BARRIER“


1/2 SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo






Boden ohne Filter
Bottom without filter
Fond sans filtre
Fondo sin filtro



h 96 mm	h² 90 mm	**562-5310-B**
h 116 mm	h² 110 mm	**562-5313-B**
h 138 mm	h² 132 mm	**562-5315-B**
h 185 mm	h² 179 mm	**562-5320-B**
h 235 mm	h² 229 mm	**562-5326-B**




Boden mit Filter
Bottom with filter
Fond avec filtre
Fondo con filtro



h² 78 mm	**562-5310-BF**	
h² 99 mm	**562-5313-BF**	
h² 121 mm	**562-5315-BF**	
h² 167 mm	**562-5320-BF**	
h² 218 mm	**562-5326-BF**	



Boden mit Ventil
Bottom with valve
Fond avec valve
Fondo con valvula



h² 78 mm	**562-5310-BV**	
h² 99 mm	**562-5313-BV**	
h² 121 mm	**562-5315-BV**	
h² 167 mm	**562-5320-BV**	
h² 218 mm	**562-5326-BV**	

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





562-5752
paper, single use




562-5753
PTFE, 2000 cycles

	FILTER LID	SAFETY LID for FILTER LID	VALVE LID (Bio Barrier)	SAFETY LID (for VALVE LID)
				
	562-5301-LFS	**562-5300-LFSS**	**562-5300-LVS**	**562-5300-LVSS**
	562-5301-LFY	**562-5300-LFSY**	**562-5300-LVY**	**562-5300-LVSY**
	562-5301-LFG	**562-5300-LFSG**	**562-5300-LVG**	**562-5300-LVSG**
	562-5301-LFB	**562-5300-LFSB**	**562-5300-LVB**	**562-5300-LVSB**
	562-5301-LFR	**562-5300-LFSR**	**562-5300-LVR**	**562-5300-LVSR**
	562-5301-LFD	**562-5300-LFSD**	**562-5300-LVD**	**562-5300-LVSD**
	562-5301-LFP	**562-5300-LFSP**	**562-5300-LVP**	**562-5300-LVSP**
	562-5301-LFM	**562-5300-LFSM**	**562-5300-LVM**	**562-5300-LVSM**

3/4 SIZE CONTAINER




Boden / Bottom / Fond / Fondo









Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro		Boden mit Filter Bottom with filter Fond avec filtre Fondo con filtro		Boden mit Ventil Bottom with valve Fond avec valve Fondo con valvula	
					
h 96 mm	h² 90 mm **562-5410-B**	h² 78 mm	**562-5410-BF**	h² 78 mm	**562-5410-BV**
h 116 mm	h² 110 mm **562-5413-B**	h² 99 mm	**562-5413-BF**	h² 99 mm	**562-5413-BV**
h 138 mm	h² 132 mm **562-5415-B**	h² 121 mm	**562-5415-BF**	h² 121 mm	**562-5415-BV**
h 185 mm	h² 179 mm **562-5420-B**	h² 167 mm	**562-5420-BF**	h² 167 mm	**562-5420-BV**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





562-5752
paper, single use



562-5753
PTFE, 2000 cycles


	FILTER LID	SAFETY LID for FILTER LID	VALVE LID (Bio Barrier)	SAFETY LID (for VALVE LID)
				
	562-5401-LFS	**562-5400-LFSS**	**562-5400-LVS**	**562-5400-LVSS**
	562-5401-LFY	**562-5400-LFSY**	**562-5400-LVY**	**562-5400-LVSY**
	562-5401-LFG	**562-5400-LFSG**	**562-5400-LVG**	**562-5400-LVSG**
	562-5401-LFB	**562-5400-LFSB**	**562-5400-LVB**	**562-5400-LVSB**
	562-5401-LFR	**562-5400-LFSR**	**562-5400-LVR**	**562-5400-LVSR**
	562-5401-LFD	**562-5400-LFSD**	**562-5400-LVD**	**562-5400-LVSD**
	562-5401-LFP	**562-5400-LFSP**	**562-5400-LVP**	**562-5400-LVSP**
	562-5401-LFM	**562-5400-LFSM**	**562-5400-LVM**	**562-5400-LVSM**

ELCON 560

CONTAINER TYP	„FILTER“ & “VENTIL - BIO BARRIER“
CONTAINER TYPE	„FILTER“ & “VALVE - BIO BARRIER“
CONTAINER MODELE	„FILTRE“ & “VALVE - BIO BARRIER“
CONTENEDOR TIPO	„FILTRO“ & “VALVULA - BIO BARRIER“

1/1 SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo





Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro		Boden mit Filtern Bottom with filters Fond avec filtres Fondo con filtros		Boden mit Ventilen Bottom with valves Fond avec valves Fondo con valvulas	
h 96 mm	h² 90 mm **562-5610-B**	h² 78 mm	**562-5610-BF**	h² 78 mm	**562-5610-BV**
h 116 mm	h² 110 mm **562-5613-B**	h² 99 mm	**562-5613-BF**	h² 99 mm	**562-5613-BV**
h 138 mm	h² 132 mm **562-5615-B**	h² 121 mm	**562-5615-BF**	h² 121 mm	**562-5615-BV**
h 185 mm	h² 179 mm **562-5620-B**	h² 167 mm	**562-5620-BF**	h² 167 mm	**562-5620-BV**
h 235 mm	h² 229 mm **562-5626-B**	h² 218 mm	**562-5626-BF**	h² 218 mm	**562-5626-BV**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





562-5752
paper, single use



562-5753
PTFE, 2000 cycles


	FILTER LID	SAFETY LID for FILTER LID	VALVE LID (Bio Barrier)	SAFETY LID (for VALVE LID)
				
	562-5601-LFS	**562-5600-LFSS**	**562-5600-LVS**	**562-5600-LVSS**
	562-5601-LFY	**562-5600-LFSY**	**562-5600-LVY**	**562-5600-LVSY**
	562-5601-LFG	**562-5600-LFSG**	**562-5600-LVG**	**562-5600-LVSG**
	562-5601-LFB	**562-5600-LFSB**	**562-5600-LVB**	**562-5600-LVSB**
	562-5601-LFR	**562-5600-LFSR**	**562-5600-LVR**	**562-5600-LVSR**
	562-5601-LFD	**562-5600-LFSD**	**562-5600-LVD**	**562-5600-LVSD**
	562-5601-LFP	**562-5600-LFSP**	**562-5600-LVP**	**562-5600-LVSP**
	562-5601-LFM	**562-5600-LFSM**	**562-5600-LVM**	**562-5600-LVSM**

CONTAINER TYP „FILTER“ & “VENTIL - BIO BARRIER“
CONTAINER TYPE „FILTER“ & “VALVE - BIO BARRIER“
CONTAINER MODELE „FILTRE“ & “VALVE - BIO BARRIER“
CONTENEDOR TIPO „FILTRO“ & “VALVULA - BIO BARRIER“

ELCON 560

EXTRA LONG SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo










Boden ohne Filter
Bottom without filter
Fond sans filtre
Fondo sin filtro



h 134 mm
h 191 mm
h 145 mm
h 203 mm


h² 128 mm **562-5715-B**
h² 185 mm **562-5720-B**

Boden mit Filtern
Bottom with filters
Fond avec filtres
Fondo con filtros



h² 117 mm **562-5715-BF**
h² 173 mm **562-5720-BF**

Boden mit Ventilen
Bottom with valves
Fond avec valves
Fondo con valvulas



h² 111 mm **562-5715-BV**
h² 170 mm **562-5720-BV**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





562-5752
paper, single use



562-5753
PTFE, 2000 cycles

FILTER LID



VALVE LID (Bio Barrier)




	FILTER LID	VALVE LID (Bio Barrier)
	562-5701-LFS	**562-5700-LVS**
	562-5701-LFY	**562-5700-LVY**
	562-5701-LFG	**562-5700-LVG**
	562-5701-LFB	**562-5700-LVB**
	562-5701-LFR	**562-5700-LVR**
	562-5701-LFD	**562-5700-LVD**
	562-5701-LFP	**562-5700-LVP**
	562-5701-LFM	**562-5700-LVM**

ELCON 560

CONTAINER TYP „FILTER“ & “VENTIL - BIO BARRIER“
CONTAINER TYPE „FILTER“ & “VALVE - BIO BARRIER“
CONTAINER MODELE „FILTRE“ & “VALVE - BIO BARRIER“
CONTENEDOR TIPO „FILTRO“ & “VALVULA - BIO BARRIER“

EXTRA LARGE SIZE CONTAINER




Boden / Bottom / Fond / Fondo









Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro		Boden mit Filtern Bottom with filters Fond avec filtres Fondo con filtros		Boden mit Ventilen Bottom with valves Fond avec valves Fondo con valvulas	
					
h 105 mm	h² 99 mm **562-5813-B**	h² 88 mm	**562-5813-BF**	h² 65 mm	**562-5813-BV**
h 167 mm	h² 161 mm **562-5818-B**	h² 150 mm	**562-5818-BF**	h² 127 mm	**562-5818-BV**
h 105 mm					
h 167 mm					

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





562-5752
paper, single use



562-5753
PTFE, 2000 cycles

FILTER LID



VALVE LID (Bio Barrier)



	FILTER LID	VALVE LID (Bio Barrier)
	562-5801-LFS	**562-5800-LVS**
	562-5801-LFY	**562-5800-LVY**
	562-5801-LFG	**562-5800-LVG**
	562-5801-LFB	**562-5800-LVB**
	562-5801-LFR	**562-5800-LVR**
	562-5801-LFD	**562-5800-LVD**
	562-5801-LFP	**562-5800-LVP**
	562-5801-LFM	**562-5800-LVM**

Modular



2000 cycles > 5000 cycles > 5000 cycles

PTFE ⇄ **Valve** ⇄ **BIOSTOP**

PTFE system



VALVE system



BIOSTOP ppsu



BIOSTOP alu



ELCON 560

CONTAINER TYP **“MODULAR“**
CONTAINER TYPE **“MODULAR“**
CONTAINER MODELE **“MODULAR“**
CONTENEDOR TIPO **“MODULAR“**

The “MODULAR” sterilization container is designed to provide 3 different filter mechanisms in a single sterilization container. The filter system can be freely selected and exchanged without the need of buying a new Lid.

PTFE system: This filter mechanism provides a 2000 cycles PTFE Teflon Filter, that can be changed by the user easily.

Valve system: Valve system is a modernized new model of our Bio-Barrier systems and works on the same principle of positive and negative pressure occurred during sterilization in autoclave. The Valve system can be used minimum 5000 cycles.

BIOSTOP system: The BIOSTOP system is a flow inhibition system based on a principle discovered by Louis Pasteur. With a separation efficiency of 99.99 %, it offers significantly better protection against microbes and particles. The BIOSTOP system can be used minimum 5000 cycles.

Le conteneur de stérilisation „MODULAIRE“ est conçu pour fournir 3 mécanismes de filtre différents dans un seul conteneur de stérilisation. Le système de filtre peut être librement choisi et échangé sans devoir acheter un nouveau couvercle.

Système PTFE : Ce mécanisme de filtre fournit un filtre en téflon PTFE de 2000 cycles, qui peut être facilement changé par l‘utilisateur.

Système de VALVE: Le système de valve est un nouveau modèle modernisé de nos systèmes Bio-Barrier et fonctionne sur le même principe de pressi-on positive et négative survenue lors de la stérilisation en autoclave. Le système de valve peut être utilisé au minimum 5000 cycles.

Système BIOSTOP: Le système BIOSTOP est un système d‘inhibition de débit basé sur un principe découvert par Louis Pasteur. Avec une efficacité de séparation de 99,99%, il offre une protection nettement meilleure contre les microbes et les particules. Le système BIOSTOP peut être utilisé au minimum 5000 cycles.

El contenedor de esterilización „MODULAR“ está diseñado para proporcionar 3 mecanismos de filtrado diferentes en un contenedor de esterilización. El sistema de filtro se puede elegir e intercambiar libremente sin tener que comprar una tapa nueva.

Sistema de PTFE: este mecanismo de filtro proporciona un filtro de teflón PTFE de 2000 ciclos, que el usuario puede cambiar fácilmente.

Sistema de VALVULAS: El sistema de válvulas es un nuevo modelo modernizado de nuestros sistemas Bio-Barrier y funciona con el mismo principio de presión positiva y negativa que se produce durante la esterilización en autoclave. El sistema de válvulas se puede utilizar durante un mínimo de 5000 ciclos.

Sistema BIOSTOP: El sistema BIOSTOP es un sistema de inhibición de flujo basado en un principio descubierto por Louis Pasteur. Con una eficiencia de separación del 99,99%, ofrece una protección significativamente mejor contra microbios y partículas. El sistema BIOSTOP se puede utilizar durante al menos 5000 ciclos.

PTFE VALVE BIOSTOP

PTFE system



VALVE system



BIOSTOP ppsu



BIOSTOP alu














1/2 SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo








Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro	Boden mit Filter Bottom with Filter Fond avec filtre Fondo con filtro	**PTFE system**	**VALVE system**	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu
					
h 96 mm / h² 90 mm **562-5310-B**	h 110 mm / h² 63 mm	**562-5310-BMP**	**562-5310-BMV**	**562-5310-BMB**	**562-5310-BMA**
h 116 mm / h² 110 mm **562-5313-B**	h 130 mm / h² 81 mm	**562-5313-BMP**	**562-5313-BMV**	**562-5313-BMB**	**562-5313-BMA**
h 138 mm / h² 132 mm **562-5315-B**	h 150 mm / h² 101 mm	**562-5315-BMP**	**562-5315-BMV**	**562-5315-BMB**	**562-5315-BMA**
h 185 mm / h² 179 mm **562-5320-B**	h 200 mm / h² 153 mm	**562-5320-BMP**	**562-5320-BMV**	**562-5320-BMB**	**562-5320-BMA**
h 235 mm / h² 229 mm **562-5326-B**	h 250 mm / h² 199 mm	**562-5326-BMP**	**562-5326-BMV**	**562-5326-BMB**	**562-5326-BMA**


Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





FILTER LID

SAFETY LID
(for FILTER LID)

	PTFE system	**VALVE** system	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu	
					
	562-5300-LMPS	**562-5300-LMVS**	**562-5300-LMBS**	**562-5300-LMAS**	**562-5300-LMSS**
	562-5300-LMPY	**562-5300-LMVY**	**562-5300-LMBY**	**562-5300-LMAY**	**562-5300-LMSY**
	562-5300-LMPG	**562-5300-LMVG**	**562-5300-LMBG**	**562-5300-LMAG**	**562-5300-LMSG**
	562-5300-LMPB	**562-5300-LMVB**	**562-5300-LMBB**	**562-5300-LMAB**	**562-5300-LMSB**
	562-5300-LMPR	**562-5300-LMVR**	**562-5300-LMBR**	**562-5300-LMAR**	**562-5300-LMSR**
	562-5300-LMPD	**562-5300-LMVD**	**562-5300-LMBD**	**562-5300-LMAD**	**562-5300-LMSD**
	562-5300-LMPP	**562-5300-LMVP**	**562-5300-LMBP**	**562-5300-LMAP**	**562-5300-LMSP**
	562-5300-LMPM	**562-5300-LMVM**	**562-5300-LMBM**	**562-5300-LMAM**	**562-5300-LMSM**

ELCON 560


CONTAINER TYP “MODULAR“
CONTAINER TYPE “MODULAR“
CONTAINER MODELE “MODULAR“
CONTENEDOR TIPO “MODULAR“


3/4 SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo











Boden ohne Filter
Bottom without filter
Fond sans filtre
Fondo sin filtro



h 96 mm / h² 90 mm	**562-5410-B**
h 116 mm / h² 110 mm	**562-5413-B**
h 138 mm / h² 132 mm	**562-5415-B**
h 185 mm / h² 179 mm	**562-5420-B**

Boden mit Filter
Bottom with Filter
Fond avec filtre
Fondo con filtro



	PTFE system	**VALVE** system	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu
				
h 110 mm / h² 63 mm	**562-5410-BMP**	**562-5410-BMV**	**562-5410-BMB**	**562-5410-BMA**
h 130 mm / h² 81 mm	**562-5413-BMP**	**562-5413-BMV**	**562-5413-BMB**	**562-5413-BMA**
h 150 mm / h² 101 mm	**562-5415-BMP**	**562-5415-BMV**	**562-5415-BMB**	**562-5415-BMA**
h 197 mm / h² 150 mm	**562-5420-BMP**	**562-5420-BMV**	**562-5420-BMB**	**562-5420-BMA**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





FILTER LID



SAFETY LID
(for FILTER LID)




	PTFE system	**VALVE** system	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu	
					
	562-5400-LMPS	**562-5400-LMVS**	**562-5400-LMBS**	**562-5400-LMAS**	**562-5400-LMSS**
	562-5400-LMPY	**562-5400-LMVY**	**562-5400-LMBY**	**562-5400-LMAY**	**562-5400-LMSY**
	562-5400-LMPG	**562-5400-LMVG**	**562-5400-LMBG**	**562-5400-LMAG**	**562-5400-LMSG**
	562-5400-LMPB	**562-5400-LMVB**	**562-5400-LMBB**	**562-5400-LMAB**	**562-5400-LMSB**
	562-5400-LMPR	**562-5400-LMVR**	**562-5400-LMBR**	**562-5400-LMAR**	**562-5400-LMSR**
	562-5400-LMPD	**562-5400-LMVD**	**562-5400-LMBD**	**562-5400-LMAD**	**562-5400-LMSD**
	562-5400-LMPP	**562-5400-LMVP**	**562-5400-LMBP**	**562-5400-LMAP**	**562-5400-LMSP**
	562-5400-LMPM	**562-5400-LMVM**	**562-5400-LMBM**	**562-5400-LMAM**	**562-5400-LMSM**


1/1 SIZE CONTAINER



Boden / Bottom / Fond / Fondo










Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro	Boden mit Filtern Bottom with filters Fond avec filtres Fondo con filtros	**PTFE** system	**VALVE** system	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu
					
h 96 mm / h² 90 mm	**562-5610-B**	h 110 mm / h² 63 mm	**562-5610-BMP**	**562-5610-BMV**	**562-5610-BMB**	**562-5610-BMA**
h 116 mm / h² 110 mm	**562-5613-B**	h 130 mm / h² 81 mm	**562-5613-BMP**	**562-5613-BMV**	**562-5613-BMB**	**562-5613-BMA**
h 138 mm / h² 132 mm	**562-5615-B**	h 150 mm / h² 101 mm	**562-5615-BMP**	**562-5615-BMV**	**562-5615-BMB**	**562-5615-BMA**
h 190 mm / h² 184 mm	**562-5620-B**	h 200 mm / h² 153 mm	**562-5620-BMP**	**562-5620-BMV**	**562-5620-BMB**	**562-5620-BMA**
h 235 mm / h² 229 mm	**562-5626-B**	h 250 mm / h² 199 mm	**562-5626-BMP**	**562-5626-BMV**	**562-5626-BMB**	**562-5626-BMA**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





FILTER LID



SAFETY LID
(for FILTER LID)



	PTFE system	**VALVE** system	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu	
					
	562-5600-LMPS	**562-5600-LMVS**	**562-5600-LMBS**	**562-5600-LMAS**	**562-5600-LMSS**
	562-5600-LMPY	**562-5600-LMVY**	**562-5600-LMBY**	**562-5600-LMAY**	**562-5600-LMSY**
	562-5600-LMPG	**562-5600-LMVG**	**562-5600-LMBG**	**562-5600-LMAG**	**562-5600-LMSG**
	562-5600-LMPB	**562-5600-LMVB**	**562-5600-LMBB**	**562-5600-LMAB**	**562-5600-LMSB**
	562-5600-LMPR	**562-5600-LMVR**	**562-5600-LMBR**	**562-5600-LMAR**	**562-5600-LMSR**
	562-5600-LMPD	**562-5600-LMVD**	**562-5600-LMBD**	**562-5600-LMAD**	**562-5600-LMSD**
	562-5600-LMPP	**562-5600-LMVP**	**562-5600-LMBP**	**562-5600-LMAP**	**562-5600-LMSP**
	562-5600-LMPM	**562-5600-LMVM**	**562-5600-LMBM**	**562-5600-LMAM**	**562-5600-LMSM**

ELCON 560


CONTAINER TYP “MODULAR“
CONTAINER TYPE “MODULAR“
CONTAINER MODELE “MODULAR“
CONTENEDOR TIPO “MODULAR“


XL EXTRA LONG SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo











Boden ohne Filter
Bottom without filter
Fond sans filtre
Fondo sin filtro



h 134 mm / h² 128 mm	**562-5715-B**
h 191 mm / h² 185 mm	**562-5720-B**


Boden mit Filtern
Bottom with filters
Fond avec filtres
Fondo con filtros



	PTFE system	**VALVE** system	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu
				
h 145 mm / h² 102 mm	**562-5715-BMP**	**562-5715-BMV**	**562-5715-BMB**	**562-5715-BMA**
h 203 mm / h² 163 mm	**562-5720-BMP**	**562-5720-BMV**	**562-5720-BMB**	**562-5720-BMA**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





FILTER LID




	PTFE system	**VALVE** system	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu
				
	562-5700-LMPS	**562-5700-LMVS**	**562-5700-LMBS**	**562-5700-LMAS**
	562-5700-LMPY	**562-5700-LMVY**	**562-5700-LMBY**	**562-5700-LMAY**
	562-5700-LMPG	**562-5700-LMVG**	**562-5700-LMBG**	**562-5700-LMAG**
	562-5700-LMPB	**562-5700-LMVB**	**562-5700-LMBB**	**562-5700-LMAB**
	562-5700-LMPR	**562-5700-LMVR**	**562-5700-LMBR**	**562-5700-LMAR**
	562-5700-LMPD	**562-5700-LMVD**	**562-5700-LMBD**	**562-5700-LMAD**
	562-5700-LMPP	**562-5700-LMVP**	**562-5700-LMBP**	**562-5700-LMAP**
	562-5700-LMPM	**562-5700-LMVM**	**562-5700-LMBM**	**562-5700-LMAM**



XL EXTRA LARGE SIZE CONTAINER

Boden / Bottom / Fond / Fondo







Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro		Boden mit Filtern Bottom with filters Fond avec filtres Fondo con filtros	**PTFE** system	**VALVE** system	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu
						
h 105 mm / h² 99 mm	**562-5813-B**	h 120 mm / h² 69 mm	**562-5813-BMP**	**562-5813-BMV**	**562-5813-BMB**	**562-5813-BMA**
h 167 mm / h² 161 mm	**562-5818-B**	h 180 mm / h² 131 mm	**562-5818-BMP**	**562-5818-BMV**	**562-5818-BMB**	**562-5818-BMA**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



FILTER LID




	PTFE system	**VALVE** system	**BIOSTOP** ppsu	**BIOSTOP** alu
				
	562-5800-LMPS	**562-5800-LMVS**	**562-5800-LMBS**	**562-5800-LMAS**
	562-5800-LMPY	**562-5800-LMVY**	**562-5800-LMBY**	**562-5800-LMAY**
	562-5800-LMPG	**562-5800-LMVG**	**562-5800-LMBG**	**562-5800-LMAG**
	562-5800-LMPB	**562-5800-LMVB**	**562-5800-LMBB**	**562-5800-LMAB**
	562-5800-LMPR	**562-5800-LMVR**	**562-5800-LMBR**	**562-5800-LMAR**
	562-5800-LMPD	**562-5800-LMVD**	**562-5800-LMBD**	**562-5800-LMAD**
	562-5800-LMPP	**562-5800-LMVP**	**562-5800-LMBP**	**562-5800-LMAP**
	562-5800-LMPM	**562-5800-LMVM**	**562-5800-LMBM**	**562-5800-LMAM**

ELCON 560

CONTAINER TYP “ MINI “
CONTAINER TYPE “ MINI “
CONTAINER MODELE “ MINI “
CONTENEDOR TIPO “ MINI “

MINI CONTAINER




Boden / Bottom / Fond / Fondo









Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro			Boden mit Filter Bottom with filter Fond avec filtre Fondo con filtro		Boden mit Ventil Bottom with valve Fond avec valve Fondo con valvula	
						
h 32 mm	h² 30 mm	**562-5104-B**	h² 18 mm	**562-5104-BF**	h 73 / h² 39 mm	**562-5107-BV**
h 63 mm	h² 58 mm	**562-5107-B**	h² 48 mm	**562-5107-BF**	h 102 / h² 71 mm	**562-5110-BV**
h 92 mm	h² 90 mm	**562-5110-B**	h² 78 mm	**562-5110-BF**		

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



562-5752M
paper, single use

562-5753M
PTFE, 2000 cycles

FILTER LID
315 x 140 mm



VALVE LID
(Bio Barrier)
315 x 142 mm



	562-5100-LFS	**562-5100-LVS**
	562-5100-LFY	**562-5100-LVY**
	562-5100-LFG	**562-5100-LVG**
	562-5100-LFB	**562-5100-LVB**
	562-5100-LFR	**562-5100-LVR**
	562-5100-LFD	**562-5100-LVD**
	562-5100-LFP	**562-5100-LVP**
	562-5100-LFM	**562-5100-LVM**

Accessories

Wire Basket Bottom




outside dimension
561-095-50 268 x 117 x 43 mm

Wire Basket Bottom with Lid



outside dimension
561-095-50L 268 x 127 x 47 mm

Silicone Mat




562-982-24 275 x 125 mm

CONTAINER TYP “ DENTAL “
CONTAINER TYPE “ DENTAL “
CONTAINER MODELE “ DENTAL “
CONTENEDOR TIPO “ DENTAL “

ELCON 560

DENTAL CONTAINER




Boden / Bottom / Fond / Fondo









Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro			Boden mit Filter Bottom with filter Fond avec filtre Fondo con filtro			Boden mit Ventil Bottom with valve Fond avec valve Fondo con valvula	
							
h 43 mm	h² 38 mm	**562-5204-B**	h² 28 mm	**562-5204-BF**		h 69 / h² 35 mm	**562-5207-BV**
h 59 mm	h² 54 mm	**562-5206-B**	h² 46 mm	**562-5206-BF**		h 112 / h² 79 mm	**562-5210-BV**
h 102 mm	h² 98 mm	**562-5210-B**	h² 93 mm	**562-5210-BF**		h 132 / h² 99 mm	**562-5213-BV**
h 122 mm	h² 118 mm	**562-5213-B**	h² 110 mm	**562-5213-BF**			

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa



562-5752D
paper, single use

562-5753D
PTFE, 2000 cycles

FILTER LID
325 x 192 mm



VALVE LID
(Bio Barrier)
325 x 192 mm



	562-5200-LFS	**562-5200-LVS**
	562-5200-LFY	**562-5200-LVY**
	562-5200-LFG	**562-5200-LVG**
	562-5200-LFB	**562-5200-LVB**
	562-5200-LFR	**562-5200-LVR**
	562-5200-LFD	**562-5200-LVD**
	562-5200-LFP	**562-5200-LVP**
	562-5200-LFM	**562-5200-LVM**

Accessories

Wire Basket Bottom




outside dimension
561-097-43 270 x 170 x 38 mm

Wire Basket Bottom with Lid



outside dimension
561-097-43L 270 x 175 x 45 mm

Silicone Mat




562-983-27 260 x 180 mm

ELCON 560

CONTAINER TYP „ FLAT “
CONTAINER TYPE „ FLAT “
CONTAINER MODELE „ FLAT “
CONTENEDOR TIPO „ FLAT “

FLAT CONTAINER




Boden / Bottom / Fond / Fondo









Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro			Boden mit Filter Bottom with filter Fond avec filtre Fondo con filtro		Boden mit Ventil Bottom with valve Fond avec valve Fondo con valvula	
						
h 60 mm	h² 56 mm	**562-5305-B**	h² 40 mm	**562-5305-BF**	h 72 / h² 37 mm	**562-5305-BV**
h 72 mm	h² 66 mm	**562-5308-B**	h² 52 mm	**562-5308-BF**	h 84 / h² 47 mm	**562-5308-BV**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa





562-5752
paper, single use



562-5753
PTFE, 2000 cycles

	FILTER LID	SAFETY LID for FILTER LID	VALVE LID (Bio Barrier)	SAFETY LID (for VALVE LID)
				
	562-5305-LFS	**562-5305-LFSS**	**562-5305-LVS**	**562-5305-LVSS**
	562-5305-LFY	**562-5305-LFSY**	**562-5305-LVY**	**562-5305-LVSY**
	562-5305-LFG	**562-5305-LFSG**	**562-5305-LVG**	**562-5305-LVSG**
	562-5305-LFB	**562-5305-LFSB**	**562-5305-LVB**	**562-5305-LVSB**
	562-5305-LFR	**562-5305-LFSR**	**562-5305-LVR**	**562-5305-LVSR**
	562-5305-LFD	**562-5305-LFSD**	**562-5305-LVD**	**562-5305-LVSD**
	562-5305-LFP	**562-5305-LFSP**	**562-5305-LVP**	**562-5305-LVSP**
	562-5305-LFM	**562-5305-LFSM**	**562-5100-LVM**	**562-5305-LVSM**

IMPLANT CONTAINER



300 x 150 x 75 mm



500 x 170 x 75 mm

	Boden ohne Perforation Bottom without perforation Fond sans perforation Fondo sin perforación	Boden mit Perforation Bottom with perforation Fond avec perforation Fondo con perforación	Boden ohne Perforation Bottom without perforation Fond sans perforation Fondo sin perforación	Boden mit Perforation Bottom with perforation Fond avec perforation Fondo con perforación
				
	562-5307-1S	**562-5307-2S**	**562-5507-1S**	**562-5507-2S**
	562-5307-1Y	**562-5307-2Y**	**562-5507-1Y**	**562-5507-2Y**
	562-5307-1G	**562-5307-2G**	**562-5507-1G**	**562-5507-2G**
	562-5307-1B	**562-5307-2B**	**562-5507-1B**	**562-5507-2B**
	562-5307-1R	**562-5307-2R**	**562-5507-1R**	**562-5507-2R**
	562-5307-1D	**562-5307-2D**	**562-5507-1D**	**562-5507-2D**
	562-5307-1P	**562-5307-2P**	**562-5507-1P**	**562-5507-2P**
	562-5307-1M	**562-5307-2M**	**562-5507-1M**	**562-5507-2M**

ENDO CONTAINER

FILTER LID
160 x 532 mm










562-5752M
paper, single use

562-5753M
PTFE, 2000 cycles

	Boden ohne Filter Bottom without filter Fond sans filtre Fondo sin filtro	Boden mit Filter Bottom with filter Fond avec filtre Fondo con filtro	
			
528 x 145 x 66 mm	**562-5506-B**	**562-5506-BF**	**562-5500-LFS**
			562-5500-LFY
			562-5500-LFG
			562-5500-LFB
			562-5500-LFR
			562-5500-LFD
			562-5500-LFP
528 x 145 x 88 mm	**562-5509-B**	**562-5509-BF**	**562-5500-LFM**

ELCON 560

CONTAINER TYP “ SCOPE “
CONTAINER TYPE “ SCOPE “
CONTAINER MODELE “ SCOPE “
CONTENEDOR TIPO “ SCOPE “

SCOPE CONTAINER







290 x 70 x 60 mm



455 x 80 x 70 mm


	Boden ohne Perforation Bottom without perforation Fond sans perforation Fondo sin perforación	Boden mit Perforation Bottom with perforation Fond avec perforation Fondo con perforación	Boden ohne Perforation Bottom without perforation Fond sans perforation Fondo sin perforación	Boden mit Perforation Bottom with perforation Fond avec perforation Fondo con perforación
				
	562-5205-1S	**562-5205-2S**	**562-5407-1S**	**562-5407-2S**
	562-5205-1Y	**562-5205-2Y**	**562-5407-1Y**	**562-5407-2Y**
	562-5205-1G	**562-5205-2G**	**562-5407-1G**	**562-5407-2G**
	562-5205-1B	**562-5205-2B**	**562-5407-1B**	**562-5407-2B**
	562-5205-1R	**562-5205-2R**	**562-5407-1R**	**562-5407-2R**
	562-5205-1D	**562-5205-2D**	**562-5407-1D**	**562-5407-2D**
	562-5205-1P	**562-5205-2P**	**562-5407-1P**	**562-5407-2P**
	562-5205-1M	**562-5205-2M**	**562-5407-1M**	**562-5407-2M**

SCOPE CONTAINER with silicone holders





275 x 70 x 65 mm




470 x 82 x 74 mm

	Boden ohne Perforation Bottom without perforation Fond sans perforation Fondo sin perforación	Boden mit Perforation Bottom with perforation Fond avec perforation Fondo con perforación	Boden ohne Perforation Bottom without perforation Fond sans perforation Fondo sin perforación	Boden mit Perforation Bottom with perforation Fond avec perforation Fondo con perforación
				
	562-5205-1SS	**562-5205-2SS**	**562-5407-1SS**	**562-5407-2SS**
	562-5205-1SY	**562-5205-2SY**	**562-5407-1SY**	**562-5407-2SY**
	562-5205-1SG	**562-5205-2SG**	**562-5407-1SG**	**562-5407-2SG**
	562-5205-1SB	**562-5205-2SB**	**562-5407-1SB**	**562-5407-2SB**
	562-5205-1SR	**562-5205-2SR**	**562-5407-1SR**	**562-5407-2SR**
	562-5205-1SD	**562-5205-2SD**	**562-5407-1SD**	**562-5407-2SD**
	562-5205-1SP	**562-5205-2SP**	**562-5407-1SP**	**562-5407-2SP**
	562-5205-1SM	**562-5205-2SM**	**562-5407-1SM**	**562-5407-2SM**


PLASMA CONTAINER for LOW TEMPERATURE STERILISATION

Boden mit Filter **/ Bottom** with filter
Fond avec filtre **/ Fondo** con filtro



1/2 SIZE CONTAINER






h 96 mm	h² 78 mm	**562-5310-BP**
h 116 mm	h² 99 mm	**562-5313-BP**
h 138 mm	h² 121 mm	**562-5315-BP**
h 185 mm		

3/4 SIZE CONTAINER






h² 78 mm	**562-5410-BP**
h² 99 mm	**562-5413-BP**
h² 121 mm	**562-5415-BP**
h² 168 mm	**562-5420-BP**

1/1 SIZE CONTAINER






h² 78 mm	**562-5610-BP**
h² 99 mm	**562-5613-BP**
h² 121 mm	**562-5615-BP**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa




1/2 SIZE LID





562-5754
single use



562-5300-LP

3/4 SIZE LID






562-5400-LP

1/1 SIZE LID





562-5600-LP

ELCON 560


CONTAINER TYP **“ PLASMA “**
CONTAINER TYPE **“ PLASMA “**
CONTAINER MODELE **“ PLASMA “**
CONTENEDOR TIPO **“ PLASMA “**

PLASMA CONTAINER for LOW TEMPERATURE STERILISATION

Boden mit Filter **/ Bottom** with filter
Fond avec filtre **/ Fondo** con filtro

MINI CONTAINER






h 32 mm	h² 18 mm	**562-5104-BP**
h 63 mm	h² 48 mm	**562-5107-BP**
h 92 mm	h² 78 mm	**562-5110-BP**
h 43 mm		
h 58 mm		
h 122 mm		

DENTAL CONTAINER






h² 28 mm	**562-5204-BP**
h² 46 mm	**562-5206-BP**
h² 110 mm	**562-5213-BP**

ENDO CONTAINER





h 66 mm	**562-5506-BP**
h 99 mm	**562-5509-BP**

Deckel / Lid / Couvercle / Tapa

MINI CONTAINER LID




562-5100-LP 320 x 142 mm



562-5754M
single use

DENTAL CONTAINER LID



562-5200-LP 325 x 192 mm



562-5754D
single use

ENDO CONTAINER LID



562-5500-LP 532 x 160 mm




562-5754E
single use


Zubehör / Accessories
Accessoires / Accesorios




SIEBKÖRBE - DRAHTGEFLECHT / WIRE MESH BASKETS
PANIERS GRILLAGÉS / CESTAS DE MALLA DE ALAMBRE










1/2
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-100-30	246 x 246 x 30 mm
561-100-50	246 x 246 x 50 mm
561-100-70	246 x 246 x 70 mm
561-100-100	246 x 246 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa

561-100-L




3/4
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-118-30	405 x 245 x 30 mm
561-118-50	405 x 245 x 50 mm
561-118-70	405 x 245 x 70 mm
561-118-100	405 x 245 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa

561-118-L



1/1
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-120-30	480 x 245 x 30 mm
561-120-50	480 x 245 x 50 mm
561-120-70	480 x 245 x 70 mm
561-120-100	480 x 245 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa

561-120-L

1/1
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-162-30	540 x 245 x 30 mm
561-162-50	540 x 245 x 50 mm
561-162-70	540 x 245 x 70 mm
561-162-100	540 x 245 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa

561-162-L

EXTRA LARGE
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-185-50	533 x 337 x 50 mm
561-185-70	533 x 337 x 70 mm
561-185-100	533 x 337 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa

561-185-L

EXTRA LONG
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-190-50	665 x 250 x 50 mm
561-190-70	665 x 250 x 70 mm
561-190-100	665 x 250 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa

561-190-L


DENTAL
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-097-43 270 x 170 x 38 mm





MINI
Boden / Bottom / Fond /Fondo


561-095-50 268 x 117 x 43 mm



SIEBKÖRBE - PERFORIERT / PERFORATED BASKETS / PANIERS PERFORÉS / CESTOS PERFORADOS








1/2
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-300-30	244 x 253 x 30 mm
561-300-50	244 x 253 x 50 mm
561-300-70	244 x 253 x 70 mm
561-300-100	244 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



561-300-L




3/4
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-318-30	405 x 253 x 30 mm
561-318-50	405 x 253 x 50 mm
561-318-70	405 x 253 x 70 mm
561-318-100	405 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



561-318-L



1/1
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-320-30	485 x 253 x 30 mm
561-320-50	485 x 253 x 50 mm
561-320-70	485 x 253 x 70 mm
561-320-100	485 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



561-320-L

1/1
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-362-30	540 x 253 x 30 mm
561-362-50	540 x 253 x 50 mm
561-362-70	540 x 253 x 70 mm
561-362-100	540 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



561-362-L

EXTRA LARGE
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-385-30	533 x 340 x 30 mm
561-385-50	533 x 340 x 50 mm
561-385-70	533 x 340 x 70 mm
561-385-100	533 x 340 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



561-385-L

EXTRA LONG
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-390-30	665 x 253 x 30 mm
561-390-50	665 x 253 x 50 mm
561-390-70	665 x 253 x 70 mm
561-390-100	665 x 253 x 100 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



561-390-L

DENTAL
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-397-40	275 x 175 x 40 mm
561-397-90	275 x 175 x 95 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



561-397-L

MINI
Boden / Bottom / Fond /Fondo

561-395-50	265 x 125 x 50 mm

Deckel / Lids / Couvercle / Tapa



561-395-L

FUSS für perforierten Siebkorb / **FOOT** for perforated basket
PIED pour panier perfore **/ PIE** para cesta perforada



562-5096 10 MM

Diese Füsse werden zusammen mit den perforierten Baskets 1/2, 3/4, 1/1, X Large, X Long, 561-350-41 & 561-351-45 geliefert.

These feet are supplied together with the perforated baskets 1/2, 3/4, 1/1, X Large, X Long, 561-350-41 & 561-351-45.

Ces pieds sont fournis avec les paniers perforés 1/2, 3/4, 1/1, X Large, X Long, 561-350-41 & 561-351-45

Estos pies se suministran junto con las cestas perforadas de tamaño 1/2, 3/4, 1/1, X Large, X Long, 561-350-41 & 561-351-45



562-5097 5 MM

Diese Füsse werden zusammen mit den perforierten Baskets Mini & Dental, geliefert.

These feet are supplied together with the perforated baskets Mini & Dental.

Ces pieds sont fournis avec les paniers perforés Mini & Dental.

Estos pies se suministran junto con las cestas perforadas de tamaño Mini & Dental.



562-5095 20 MM

Optionale Füsse zur verwendung mit perforierten Baskets in Sterilisiercontainern mit Ventilen und runden Filtern im Boden.

Optional feet for use with perforated baskets in sterilisation containers with valves and round filters in the base.

Pieds en option destinés à être utilisés avec des paniers perforés dans des conteneurs de stérilisation équipés de soupapes et de filtres ronds au fond.

Patas opcionales para su uso con cestas perforadas en contenedores de esterilización con válvulas y filtros redondos en la base.

SILIKONDICHTUNG / SILICONE GASKET
JOINT SILICONE / JUNTA DE SILICONA



	Model	Size mm
562-5070	1/2 Silicone Gasket	101
562-5071	3/4 Silicone Gasket	136
562-5072	1/1 Silicone Gasket	158
562-5073	XL Large Silicone Gasket	180
562-5074	XL Long Silicone Gasket	185
562-5075	Mini Silicone Gasket	77
562-5076	Dental Silicone Gasket	89
562-5077	Flat Silicone Gasket	101
562-5078	Endo Silicone Gasket	130

SCOPE Baskets

Siebkorb - Drahtgeflecht für URS
Wire Mesh Basket for URS
Paniers grillagé pour URS
Bandeja perforada alambrada para URS



561-0420-70 640 x 150 x 77 mm

Siebkörbe - Drahtgeflecht für ein Endoskop
Wire Mesh Baskets for one endoscope
Paniers grillagés pour un endoscope
Bandeja perforada alambrada para un endoscopio



561-0400-52 290 x 80 x 52 mm
561-0402-52 460 x 80 x 52 mm
561-0404-52 670 x 80 x 52 mm

SIEBKORB - PERFORIERT mit Instrumentenaufnahmen für zwei Optiken bis zu einer Länge von 340 mm und einem Lichtleitkabel.

PERFORATED BASKET with racks for two endoscopes of a sheath length up to 340 mm and one light source cable


PANIERS PERFORÉS avec support pour deux optiques d'une longueur de gaine jusqu'à 340 mm et un câble de lumière

CESTOS PERFORADOS con soporte para dos opticas con longitud de tubo hasta 340mm y un cable de luz


561-350-41 492 x 134 x 55 mm
561-351-45 492 x 134 x 65 mm



STERILISIER- UND LAGERUNGSRACK / STERILIZING AND STORAGE RACK
SOPORTE PARA ESTERILIZACION Y ALMANCENAMIENTO / SUPPORT DE STERILISATION ET STOCKAGE



562-1400-11
for 11 instruments Ø 7-10 mm



562-1400-13
for 13 instruments items Ø 3-6 mm

562-1400-18
for 18 instruments items Ø 3-6 mm



569-300
for 10 instruments items Ø 3-8 mm




Papier Indikatoretiketten
Paper indicator labels
Etiquettes-témoins en papier
Etiquetas indicadoras de papel



562-5792
for STANDARD sterilisation with high temperature

562-5792P
for low temperature PLASMA sterilisation


Papier Indikatoretiketten, klein
Paper indicator labels, small
Etiquettes-témoins en papier, petit
Etiquetas indicadoras de papel, pequeno



562-5792M
for STANDARD sterilisation with high temperature

562-5792MP
for low temperature PLASMA sterilisation

Kunststoff Verschlussplombe
Plastic security seal
Plomb de verrouillage plastique
Precinto plástico




562-5790R

562-5790B

Kunststoff Verschlussplombe mit Indikator
Plastic security seal with indicator
Plomb de verrouillage avec indicateur
Precinto plástico con indicador


562-5790IR



562-5790IB
for STANDARD sterilisation with high temperature

562-5790IBP
for low temperature PLASMA sterilisation (blue only)

Boden Drahtgeflecht / Wire base
Base grillagée / Base alambrada



561-100-00	255 x 255 x 30 mm
561-118-00	405 x 255 x 30 mm
561-162-00	545 x 255 x 30 mm

Silikonmatten / Silicone Mats
Tapis en silicone / Esterilla de silicona




for **1/2 size**
Körbe / Baskets / Paniers / Bandeja
562-981-21 220 x 230 mm

for **3/4 size**
Körbe / Baskets / Paniers / Bandeja
562-984-30 380 x 230 mm

for **1/1 size**
Körbe / Baskets / Paniers / Bandeja

562-985-40	475 x 230 mm
562-986-50	520 x 230 mm

Silikonmatten / Silicone Mats
Tapis en silicone / Esterilla de silicona



562-980-22	250 x 240 x 2 mm
562-980-38	395 x 245 x 2 mm
562-980-42	485 x 250 x 2 mm
562-980-50	534 x 247 x 2 mm
562-980-52	527 x 335 x 2 mm
562-980-65	658 x 247 x 2 mm

Ersatz Filterhalter für 1/2, 3/4, 1/1, XL und FLAT „FILTER“ Container
spare filter retainer for 1/2, 3/4, 1/1, XL and FLAT „FILTER“ container



562-5030

Kennzeichnungsschilder mit Clip
Identification labels with clip
Etiquettes d’identification avec clip
Placas de identificacion con clip





562-5710R
562-5710B
562-5710G
562-5710Y
562-5710S
562-5710D
562-5710P
562-5710M

Farbige Kennzeichnungsschilder
Coloured identification labels
Etiquettes d'identification colorées
Placas de identificacion coloradas





562-5722R	
562-5722B	
562-5722G	
562-5722P	
562-5722Y	
562-5722S	
562-5722D	
562-5722M	

Markierung der Kennzeichnungsschilder bei Auftragsplatzierung angeben. Max 16 Buchstaben

Please specify desired marking on placing your order. Max. 16 characters.

Veuillez indiquer le marquage désiré avec votre commande. Max. 16 caractères.

Indique la marcacion de las placas de identificacion en la colocacion del orden. Max 16 letras

Sperrbolzen für Instrumente
Fixing bolt for instruments
Cheville pour instruments
Piñón para instrumental



562-1290

Halteklemme / Retaining clip / Clip de retenue / Clip de retención





562-1300	Ø 7 - 12 mm
562-1301	Ø 12 - 16 mm
562-1302	Ø 16 - 26 mm
562-1303	Ø 26 - 36 mm
562-1304	Ø 36 - 45 mm

Sperrbolzen für Trennbleche
Fixing bolt for divisions
Cheville pour séparateurs
Piñón para separadores



562-1292

Trennbleche / Divisions / Séparateurs / Separadores





562-1260	50 x 20 mm
562-1261	130 x 20 mm
562-1262	225 x 20 mm
562-1263	460 x 20 mm

Tuchhalterklemme
Cloth fixing pin
Clip fixe-toile
Clip de fijación para panos






562-778

ELCON 560

SILIKON INSTRUMENTENAUFNAHMEN
SILICONE INSTRUMENT RACKS
PORTE-INSTRUMENT EN SILICONE
PORTA INSTRUMENTOS DES SILICONA

SILICONE INSTRUMENT RACKS incl. rail, screws and nuts





561-940-09	97 x 45 mm
561-940-12	125 x 45 mm
561-940-15	152 x 45 mm
561-940-25	250 x 45 mm




561-941-09	90 x 45 mm
561-941-12	120 x 45 mm
561-941-15	150 x 45 mm
561-941-24	240 x 45 mm



561-943-07	77 x 45 mm
561-943-11	112 x 45 mm
561-943-15	158 x 45 mm
561-943-23	238 x 45 mm




561-942-08	87 x 45 mm
561-942-11	119 x 45 mm
561-942-15	150 x 45 mm
561-942-23	238 x 45 mm



561-946-07	73 x 24 mm
561-946-17	178 x 24 mm

for instruments Ø 3 mm



561-945-07	73 x 24 mm
561-945-17	178 x 24 mm

for instruments Ø 5 mm



561-948-12	121 x 22 mm

Siebkörbe - perforiert / Perforated Baskets
Paniers perforés / Bandeja perforada




561-0500-36
Perforierter Siebkorb 275 x 175 x 40 mm mit Instrumentenaufnahmen für 20 micro Instrumente mit Achtkantgriff

Perforated basket 275 x 175 x 40 mm with racks for 20 micro instruments with octagonal handle


Paniers perforés 275 x 175 x 40 mm avec racks pour 20 micro instruments avec poignée octogonale

Cesta perforada 275 x 175 x 40 mm con racks para 20 micro instrumentos con mango octagonal



561-947-03	28 x 34 mm
561-947-07	72 x 34 mm
561-947-17	178 x 34 mm

for instruments Ø 8 to 15 mm



561-944-03	38 x 24 mm
561-944-07	72 x 24 mm
561-944-17	178 x 24 mm

for instruments Ø 3 to 8 mm



561-951-05	Ø 3 mm	23 x 25 mm
561-951-08	Ø 8 mm	23 x 25 mm
561-951-10	Ø 10 mm	23 x 25 mm
561-951-13	Ø 13 mm	23 x 25 mm



561-952-07	72 x 34 mm
for 2 endoscopes	open Ø 12 mm
	closed Ø 3-8 mm



561-953-07	72 x 34 mm
for 2 endoscopes	open Ø 12 mm
	closed Ø 3-15 mm



561-956-03	38 x 33 mm

for instruments Ø 12 mm

561-957-03	38 x 33 mm

for instruments Ø 15 mm

Ersatz- Schiene, Schraube und Mutter / Spare- rail, screw and nut /
Rail, vis et écrou de remplacement / Riel, tornillo y tuerca de repuesto



561-960-25	250 x 9 mm
561-960-15	158 x 9 mm
561-960-12	123 x 9 mm
561-960-09	97 x 9 mm
561-960-07	73 x 9 mm
561-960-02	23 x 9 mm

Ersatzteile, (kein Medizinprodukt)
Spare parts, (no medical device)
Pièces de rechange, (pas de produit médical)
Piezas de recambio, (no es un producto sanitario)



561-961



561-962

ELCON 560

MODULAR AUTO LOCK
MODULAR AUTO LOCK
MODULAR AUTO LOCK
MODULAR AUTO LOCK

The „Auto Lock“ mechanism is a heat-sensitive automatic „safety“ locking system developed in order to facilitate sterilization control.

It is activated as soon as the temperature reaches more than 100°C in a steam autoclave.

The system has successfully been tested during 5000 cycles.



562-5791

Advantages of the „Modular Auto Lock Mechanism“

► Reusable, therefore more economical compared to plastic security seals
► Time-saving compared to the use of plastic security seals
► Modular, so it can be used with different Containers from many other brands

For further information please ask for our separate flyer

Le mécanisme „Auto Lock“ est un système de verrouillage automatique de sécurité qui est sensible à la chaleur et qui a été développé afin de faciliter le contrôle du procédé de stérilisation.

Il est activé dès que la température atteint plus que 100°C dans un autoclave à vapeur.

Le système a été testé avec succès pendant 5000 cycles de stérilisation.

Avantages du „Modular Auto Lock Mechanism“ (« Mécanisme Modulaire ‘Auto Lock’ «)

► Réutilisable, ainsi plus économique en comparaison aux scelles de sécurité en plastique
► Epargnant du temps, comparé à l’emploi de scelles de sécurité en plastique
► Modulaire, alors il peut aussi être utilisé avec containers d’autres fabricants

Pour de plus amples informations veuillez demander notre brochure particulière.

El mecanismo de „bloqueo automático“ es un sistema de bloqueo automático „de seguridad“ sensible al calor desarrollado con el fin de facilitar el control de la esterilización.

Se activa en cuanto la temperatura llega a más de 100 ° C en un autoclave de vapor.

El sistema ha sido probado durante 5000 ciclos con éxito.

Ventajas del „Mecanismo modular Auto Lock“

► reutilizable, asi más económico en comparación con los sellos de seguridad de plástico
► Ahorro de tiempo en comparación con el uso de sellos de seguridad de plástico
► modular, por lo que se puede utilizar con diferentes contenedores de otros fabricantes

Para más informaciónes por favor pregunten por nuestro folleto separado





ELCON
MEDICAL INSTRUMENTS GmbH

D - 78532 Tuttlingen
Dr. Karl-Storz-Str. 26
Tel: +49 7461 9281-0
info@elcon-medical.de
www.elcon-medical.com